

WINN CARE

F r a n c e

4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT

TEL : +33 (0)2 51 98 55 64

FAX : +33 (0)2 51 98 59 07

Email : info@medicatlantic.fr



Site Internet : <https://www.winncare.fr>

NOTICE D'UTILISATION BARRIERES BOIS

A579-00 / A580-00 / A581-00/ A676-00



A680-00



CE



Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

1. CONDITIONS DE TRANSPORT	2
2. CONDITIONS DE STOCKAGE	2
3. CONDITIONS DE MONTAGE	3
3.1. DESCRIPTION GENERALE	3
4. CONDITIONS D'UTILISATION	4
4.1. FONCTION	4
4.2. MONTAGE DES BARRIERE BOIS A680-00 LIT JUNIOR ET A579-/A580-00 ET A581-00 LIT ADULTE	4
4.3. UTILISATION DES BARRIERES	8
4.4. PRECAUTIONS D'EMPLOI	9
4.5. RISQUES RESIDUELS	10
5. CONDITIONS DE MAINTENANCE	10
5.1. IDENTIFICATION	10
5.2. ENTRETIEN	10
5.3. NETTOYAGE	11
5.4. DESINFECTION	11
5.5. DUREE DE VIE	11
5.6. GARANTIES	11
6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT	11

Madame, Monsieur,

Vous avez acquis un accessoire conçu et fabriqué par WINNCARE France, et nous vous remercions de votre confiance.

Ce dispositif médical de classe 1 est conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Ils sont testés en conformité avec la norme NF EN 60601-2-52 (2010) et NF EN 50637 (2017) dans leurs configurations commerciales incluant des panneaux et des accessoires de notre fabrication, afin de vous assurer une sécurité et une performance maximales.

Par conséquent, le respect des conditions d'utilisation préconisées par WINNCARE et l'utilisation de panneaux et accessoires d'origine conditionnent le maintien des clauses de garantie du bien au contrat et vous assure une utilisation sécurisée du lit médical et de ses accessoires.

1. CONDITIONS DE TRANSPORT

Les barrières doivent être transportées dans leur emballage d'origine.

ATTENTION : il est formellement interdit de gerber les colis sur les barrières.



Il est formellement interdit de gerber les colis dont le poids dépasse 60kg/m² quelle que soit leur position.

2. CONDITIONS DE STOCKAGE

Les barrières doivent être stockées à plat et à l'abri de l'humidité (humidité relative comprise entre 30% et 75%), dans un local sec et tempéré (entre 15°C et 25°C), dans leur emballage d'origine.

Pression atmosphérique comprise entre 700hPa et 1060hPa en respectant les mêmes conditions que pour le transport.




Respecter les conditions d'environnement spécifiées


3. CONDITIONS DE MONTAGE

3.1. Description générale

Lit adulte : section 92x29 Lg 2012



Lit junior : section 92x29 Lg 1712



Bien vérifier la fixation des panneaux garante du bon coulissement de la barrière.

4. CONDITIONS D'UTILISATION

4.1. Fonction

Les barrières sont conçues pour éviter la chute des patients pendant leur sommeil et leur transport **MAIS** ne sont pas conçues pour empêcher un patient de sortir volontairement de son lit. De nombreux accidents surviennent lorsque le patient tente de sortir de son lit malgré les barrières en place. Dans certains cas, la barrière permet d'éviter les chutes, **MAIS** elle peut représenter un danger : blessures, chutes après piégeage d'un membre dans la barrière, asphyxies suite au piégeage de la tête, du cou ou du thorax.



Ces barrières doivent être fournies si la prescription médicale le précise. Le rapport bénéfice / risque doit être réévalué toutes les 24 heures.
Les barrières qui vont de la tête aux pieds sont indiquées pour les enfants ayant perdu leur autonomie,

Cette évaluation doit prendre en compte :

- les capacités de surveillance du service : Un protocole harmonisé de l'établissement d'utilisation des barrières peut être rédigé.
- l'état physique et mental du patient : ses besoins, ses capacités, sa lucidité, sa taille, son agitation.

Cette évaluation est à réitérer régulièrement.

4.2. Montage des barrière bois A680-00 lit junior et A579-/A580-00 et A581-00 lit adulte

Les barrières bois WINNCARE sont prévues pour être utilisées sur tous les lits WINNCARE ayant des panneaux pourvus des réservations nécessaires à leur montage





DES BARRIERES LATERALES INCOMPATIBLES PEUVENT ENGENDRER DES DANGERS.

Les barrières bois sont prévues pour être utilisées sur les lits WINNCARE d'une longueur de sommier de 1700 mm pour les lits junior et 2000 mm sur les lits adulte ayant des panneaux pourvus des réservations nécessaires à leur montage et non équipés de rallonge de sommier.

La barrière a été testée en conformité avec la méthode d'essais de la norme NF EN 50637, et NF EN 60601-2-52. Ces barrières doivent être associées avec des matelas dont les caractéristiques techniques sont indiquées dans la notice du lit.

Pour faciliter le montage, utiliser la hauteur variable du lit jusqu'à une hauteur minimum de 35 cm entre le sol et le dessous du panneau pied ou tête.






Vérifier que le bon positionnement du guide de traverse haute dans le guide de traverse basse.





Le montage est identique pour toutes les barrières bois pleines longueur et seule la barrière du lit junior A680-00 est composée d'une traverse basse bois/métal pour respecter les espacements normatifs.

Bien respecter le sens et la position de cet élément.



L'élément composé du barreau bois et métal se place toujours en partie basse.
La flèche en bas et vers l'intérieur du lit






4.3. Utilisation des barrières

- Pour lever la barrière :

Prendre le barreau supérieur et le lever jusqu'à son verrouillage en haut de panneau. Vérifier si elle est bien enclenchée.



- Pour baisser la barrière :

- 1) Soulever le barreau supérieur de la barrière
- 2) Appuyer sur le bouton de verrouillage en haut du panneau de lit.



- 3) Glisser la barrière doucement vers le bas du lit (s'assurer qu'aucun objet ou qu'aucune partie du corps du patient ou du personnel soignant ne se trouve dans la zone de fonctionnement) jusqu'à sentir l'arrêt sur la butée. Le barreau supérieur vient en appui sur l'ensemble barreau métal/bois inférieur.



4.4. Précautions d'emploi



Un mauvais positionnement des barrières A579-00 / A580-00 / A581-00 peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement. **Il est interdit d'utiliser ces barrières lorsque les patients ne sont pas des adultes ou si leur morphologie est insuffisante ≤ 146 cm.**



Un mauvais positionnement des barrières A680-00 peut être préjudiciable à la sécurité ou provoquer un dysfonctionnement. **Ces barrières sont utilisées pour des enfants de taille comprise entre 125 cm et 145 cm pour le lit médical Junior « KALIN »**



L'utilisateur ou le personnel doit être formé et informé des risques liés à l'utilisation du lit. Il doit en interdire celle-ci par des enfants et faire preuve de vigilance lors de l'utilisation par des personnes confuses ou désorientées.



La différence entre le haut de la barrière et la surface d'un matelas non thérapeutique et non comprimé doit être d'au moins 220 mm. Il conviendra de tendre vers cette spécification dans le cas de l'usage d'un matelas thérapeutique.

L'utilisation des barrières doit se faire par une personne se trouvant à l'extérieur du lit. Elle doit s'assurer qu'aucun objet ou corps se trouve dans la zone de fonctionnement de celles-ci.

La barrière est un dispositif médical, à ce titre nous vous informons qu'il ne doit en aucun cas être modifié. Vous devez assurer sa traçabilité. Si vous assemblez différents types de dispositifs médicaux, vous devez obligatoirement vérifier la conformité de l'ensemble constitué et procéder à la déclaration de conformité au règlement UE du nouveau dispositif médical.

Après chaque utilisation du lit et pendant le repos du patient, il est impératif de le mettre en position basse afin de protéger le patient de toute blessure (si l'état du malade le nécessite : personnes confuses, démentes ou personnes affaiblies physiquement).


Pour une assistance, si nécessaire, dans le montage, l'utilisation ou la maintenance ou pour signaler un fonctionnement ou des événements imprévus, appeler votre fournisseur ou **WinnCare**.

4.5. Risques résiduels

DANGER	CONSEQUENCE	PRESCRIPTION UTILISATEUR
Piégeage	Mains pincées	Manipuler la barrière par le barreau supérieur
Piégeage	Ecrasement corps ou objet	Vérifier avant de baisser la barrière que la zone de mouvement soit libre
Piégeage	Mains pincées	Manipuler les barrières par les endroits spécifiés

5. CONDITIONS DE MAINTENANCE

5.1. Identification



5.2. Entretien

Un examen minutieux doit être mené sur la barrière au moins une fois par an sur les éléments tels que : les guides, les traverses et les doigts de verrouillage.

5.3. Nettoyage

Le nettoyage à haute pression est interdit.

Nettoyer la structure en utilisant de l'eau savonneuse avec un support doux puis rincer et essuyer. Tous les produits agressifs ou récurant tels que détergents, poudres, solvants et eau de javel sont interdits.

5.4. Désinfection

Isoler la barrière dans un local de désinfection équipé d'un système de filtration des particules et d'une évacuation pour le lavage des sols et des murs après désinfection.

Utiliser un produit désinfectant ayant des activités bactéricides, fongicides, virucides soit en pulvérisant un spray uniformément sur les surfaces ou en l'appliquant avec un linge à usage unique, soit en pulvérisant un aérosol désinfectant à une distance de 30 cm.

ATTENTION :

Respecter les précautions d'emploi des produits désinfectants indiquées sur ceux-ci.

Laisser sécher et préserver le matériel désinfecté des autres matériels non désinfectés par un film grâce à une étiquette indiquant la date de la désinfection.

5.5. Durée de vie

La durée de vie dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance est de 5 ans pour les accessoires, notamment les barrières latérales.

5.6. Garanties

- L'ensemble de nos fabrications sont garanties contre tout vice de fabrication, si les conditions normales d'utilisation et de maintenance sont respectées.
- Ne sont pas pris en considération les coûts de main d'œuvre, correspondant aux changements des structures ou des pièces sous garantie.
Concernant les durées de garanties spécifiques à chaque produit, merci de vous reporter aux conditions générales de vente
- Lors de toute correspondance pour un entretien éventuel, il est impératif de nous communiquer les indications portées sur l'étiquette d'identification située sous la traverse.
- Le remplacement s'effectue par la fourniture de pièces d'origine dans la limite de la durée de garantie par notre réseau de revende déterminant le début de la période de garantie.
- Afin de permettre une bonne application de cette garantie et aussi éviter toute facturation, le retour des pièces défectueuses est obligatoire.

6. CONDITIONS DE MISE AU REBUT

- La mise au rebut du produit s'impose si les exigences essentielles ne sont plus respectées, notamment lorsque le produit n'a plus ses caractéristiques d'origine et que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une reprise dans le processus de fabrication.
- Il faudra prendre les dispositions afin que celui-ci ne soit plus utilisable pour la fonction qui lui a été préalablement définie.
- Lors de la mise au rebut, il faudra respecter les normes environnementales du pays en vigueur.

WINCARE

F r a n c e

4 Le Pas du Château
85670 SAINT PAUL MONT PENIT
TEL : +33 (0)2.51.98.55.64
FAX : +33 (0)2.51.98.59.07
Email : info@medicatlantic.fr
Site Internet : <https://www.winnicare.fr>