



# LUFTASSISTEREDE HJÆLPEMIDLER TIL LØFT OG FORFLYTNING EFTER FALD



# INDHOLD

**4** OM ÆLDRE OG FALDULYKKER

**6** RHINO & SWIFT: FORFLYTNING I LIGGENDE POSITION

**8** CAMEL LØFTEPUDE

**9** EAGLE LØFTEPUDE

**10** ELK LØFTEPUDE

**12** RAISER LØFTEPUDE (TIL SELVHJÆLP)

**13** BADEPUDE (TIL FOREBYGGELSE AF FALD I BADEKAR)

# NÅR UHELDET ER UDE

Fald er den mest almindelige form for ulykke blandt ældre mennesker. Faldulykker går ikke kun ud over det fysiske helbred, men kan også have psykiske og sociale følger, og i værste fald forårsage dødsfald.<sup>1</sup>

## Et folkesundhedsproblem

Når en ældre borger er faldet, udløser det ofte skadestuebesøg, indlæggelser, ambulante efterbehandlinger, opfølgning hos læge og behov for personlig hjælp og pleje.

Ældres faldulykker er således et væsentligt folkesundhedsproblem, både menneskeligt og samfundsøkonomisk.<sup>2</sup>

## Stigning i faldulykker som dødsårsag

Alene i 2020 døde 710 personer på grund af faldulykker, og dette tal er desværre stigende.<sup>3</sup> Ser man isoleret på tallene for ældre over 65 år, som er i højrisikogruppen for faldulykker, så dør flere end 1.300 om året på grund af de følger, de har fået efter faldet.<sup>4</sup> Derfor er der behov for både forebyggende initiativer samt effektive metoder til afhjælpning efter fald.



I Danmark falder hver tredje ældre over 65 år minimum én gang om året.<sup>5</sup>



Hurtig og skånsom afhjælpning er afgørende i forhold til at nedbringe risikoen for yderligere komplikationer og følger efter fald.

## Hurtig og skånsom hjælp

Når en ældre borger er faldet, skal hjælpen komme hurtigt, og løftet skal udføres så skånsomt som muligt for at mindske risikoen for yderligere komplikationer.

Derfor har vi udviklet en række luftassisterede løftehjælpemidler, designet til tryk og sikker løft og forflytning i forbindelse med faldulykker. De er udformet i holdbart og slidstærkt materiale, hvilket gør det muligt at anvende produkterne både inden- og udendørs.

Vi vil i denne brochure præsentere dig for et udvalg af vores hjælpemidler til afhjælpning efter fald i både liggende og siddende position. Mange faldulykker sker i forbindelse med badesituationer, så derfor har vi ligeledes udviklet en løftepude til forebyggelse af fald, som anvendes i forbindelse med op- og nedstigning i badekar.

1: Statens Institut for Folkesundhed


2: Sundhedsstyrelsen

3: Danmarks Statistik


4: Statens Institut for Folkesundhed

5: Ældrerådet

# FAKTA OM ÆLDRE OG FALDULYKKER



## UDVIKLING I FALDULYKKER SOM DIREKTE DØDSÅRSAG I DANMARK



# RHINO & SWIFT



Rhino og Swift er de nyeste produkter i vores serie af luftassisterede forflytningshjælpemidler. Sammen udgør de det perfekte par til forflytning af patienter i liggende position.

Løsningen egner sig især godt til brug i et hospitalsmiljø, men også på plejecentre, f.eks. til demente borgere, som har behov for en ekstra tryk og sikker løsning til løft/forflytning.

Rhino og Swift gør det muligt for sundhedspersonalet at løfte og forflytte patienter, uanset hvor de er faldet – nemt, sikkert og med minimal anstrengelse.

Rhino og Swift kan anvendes i et hospitalsmiljø, herunder operationsstuer, røntgen og MR-scannere, almene afdelinger samt udendørsområder.

Systemet består af af 3 dele: Rhino løftepude, Swift forflytningsmadras og AirFlo Duo kompressor.

## RHINO LØFTEPUDE

Løfter patienten i liggende position fra gulv til seng eller bære.

**Maks. brugervægt:** 500 kg

**Bredde (ca.):** 100 cm

**Oppustet højde (ca.):** 65 cm

**Vægt:** 7,5 kg

**Længde (ca.):** 204 cm



## SWIFT FORFLYTNINGSMADRAS

Stabil og sikker forflytning og repositionering af patienten i liggende position med minimal belastning for plejepersonalet.

**Maks. brugervægt:** 500 kg

**Bredde (ca.):** 100 cm

**Oppustet højde (ca.):** 14 cm

**Vægt:** 1,5 kg

**Længde (ca.):** 204 cm



## AIRFLO DUO KOMPRESSOR

Strøm- og batteridrevet kompressor, som kan transporteres og anvendes hvor som helst.





## FUNKTIONER

1. Slangen fra Airflo Duo til Rhino/Swift har låsefunktion, som gør, at den ikke skal holdes på plads ved anvendelse. Plejepersonalet har hermed hænderne fri og kan støtte patienten bedst muligt.
2. Strøm- og batteridrevet Airflo Duo Kompressor, som kan transporteres og bruges hvor som helst.
3. Markeringer, som viser den mest optimale placering af patienten.
4. Taske med hjul med plads til Rhino, Swift, kompressor og slange.
5. Totalvægt af taske med indhold er under 20 kg.
6. Udført i holdbart og fleksibelt letvægtsmateriale, som nemt kan foldes sammen og lægges tilbage i tasken.

## TIL FORFLYTNING AF PATIENTER I LIGGENDE POSITION

Sammen gør Rhino & Swift det muligt for plejepersonalet at løfte og forflytte patienter stabilt og sikkert med mindst mulig belastning.

Systemet fra Mangar består af:

- Rhino Løftepude
- Swift Forflytningsmadras
- AirFlo Duo Kompressor

## HÆNDERNE FRI

Slangen har låsefunktion, som gør, at den ikke skal holdes på plads ved anvendelse. Plejepersonalet har hermed hænderne fri og kan støtte brugeren bedst muligt.



# CAMEL LØFTEPUDE



Camel løftepude med ryglæn, der giver ekstra støtte og dermed ekstra tryghed for borgeren, der skal afhjælpes efter fald.

Denne løftepude har mange anvendelsesmuligheder, og takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Camel anvendes såvel ude som inde.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Høj stabilitet og god støtte.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Max brugervægt helt op til 320 kg.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.

## CAMEL LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 320 kg

**Maks. højde:** 56 cm

**Sædedybde:** 47 cm

**Total længde:** 112 cm

**Bredde:** 70 cm

**Totalvægt:** 6,5 kg

**Længde, ryglæn:** 81 cm

**Antal løft pr. opladning:** Op til 4 løft

**Kompressor:** AirFlo 24



# EAGLE LØFTEPUDE



Eagle løftepude med ryglæn giver ekstra støtte og dermed ekstra tryghed for borgeren, der skal afhjælpes efter fald.

På grund af Eagles lette materiale er denne løftepude især velegnet til hjemmeplejen.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Høj stabilitet og god støtte.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Max brugervægt helt op til 220 kg.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.

## EAGLE LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 220 kg

**Maks. højde:** 56 cm

**Sædedybde:** 57 cm

**Total længde:** 112 cm

**Bredde:** 64 cm

**Totalvægt:** 6,3 kg

**Længde, ryglæn:** 52 cm

**Antal løft pr. opladning:** Op til 6 løft

**Kompressor:** AirFlo 24



# ELK LØFTEPUDE



Elk løftepude uden ryglæn kan benyttes selv under trange pladsvilkår, hvor traditionelle løftehjelpe midler ikke kan komme ind.

Denne løftepude er meget brugt i akutberedskabet, og takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Elk anvendes såvel ude som inde.

- Hjælper med at udføre et sikkert og værdigt løft af den faldne borger.
- Mindsker risikoen for belastning af plejen.
- Fyldes nemt med luft ved hjælp af en kompressor, som styres med en brugervenlig håndbetjening.
- Kan rengøres med mildt rengøringsmiddel.
- Kan betjenes af én plejer, og kræver minimal instruktion.
- Nem at lukke luft ud af, folde sammen og opbevare.
- Max brugervægt helt op til 450 kg.

## ELK LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 450 kg

**Maks. højde:** 56,5 cm

**Sædedybde:** 50 cm

**Bredde:** 57 cm

**Totalvægt:** 3,6 kg

**Antal løft pr. opladning:** Op til 9 løft

**Kompressor:** AirFlo 24





# RAISER LØFTEPUDE



Raiser løftepude er det ideelle hjælpemiddel til at være mere selvhjulpen i eget hjem, og egner sig til mange forskellige situationer, bl.a. som hjælp til at komme ud af sengen, lænestolen eller bilen. Takket være det ekstra holdbare og stærke materiale, kan Raiser anvendes såvel ude som inde.

- Med et tryk på knappen hæver og sænker den brugervenlige håndbetjening puden.
- Raiser passer i alle lænestole og kan nemt flyttes fra stol til stol.
- Kræver ingen installation.
- Helt op til 25 løft pr. opladning.
- Meget let (1,5 kg) og nem at have med sig.
- Raiser er let og handy, som gør, at den nemt kan tages med på rejser eller på besøg ved familie og venner.
- Materialet er ekstra holdbart og stærkt, og Raiser kan derfor anvendes såvel ude som inde.

## RAISER LØFTEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 190 kg

**Maks. højde:** 23 cm

**Bredde:** 43 cm

**Længde:** 43 cm

**Totalvægt:** 2,8 kg

**Antal løft pr. opladning:** Op til 25 løft

**Kompressor:** AirFlo 12



# BADEPUDE



Badepuden er det ideelle hjælpemiddel til hjemmepleje eller selvhjælp til at afværge faldulykker i forbindelse med badesituationer. Badepuden tilpasser sig badekarrets form og størrelse, og kan nemt fjernes fra badekarret, når den ikke anvendes.

- Al luften lukkes ud af puden, så borgeren kan sidde helt nede i badekarret og nyde vandets terapeutiske egenskaber.
- Vaskes med rent vand efter brug og tørres i oppustet tilstand.
- Sættes nemt i badekarret på få sekunder.
- Borgeren sænkes kun ned i badekarret, hvis der er nok batteri til, at han eller hun kan hæves op igen.
- Vandtæt håndbetjening (IP67).
- Bevarer luften i ryglænet for større komfort.
- Nemt at have med på ferien.

## BADEPUDE: TEKNISKE SPECIFIKATIONER

**Maks. brugervægt:** 150 kg

**Maks. højde:** 40 cm

**Sædedybde:** 44 cm

**Bredde:** 58 cm

**Totalvægt:** 2 kg

**Antal løft pr. opladning:** Op til 8 løft (4 bade)

**Kompressor:** AirFlo 12



# KONTAKT OS I DAG

---



Ergonomisk designet



Minimal og simpel vedligeholdelse



Sikker og skånsom forflytning



Nem at rengøre



Forbedrer velvære



# KONTAKT OS I DAG

---

Hvis du har spørgsmål om et eller flere af produkterne i denne brochure, eller hvis du vil høre mere om Winncares øvrige løsninger inden for forflytning, så kontakt os endelig.

Vi kigger gerne forbi til en snak om dine behov og de muligheder, som vores produkter giver dig.

Tlf. 70273720 · Mail: [info@winncares.dk](mailto:info@winncares.dk)





[winncare.com](https://winncare.com)

