

COLCHÓN EN ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**[®]



COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA ADAPTADO A SUS NECESIDADES

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por densidades adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Seguridad:** bordes estabilizadores. Facilita las transferencias de cama a silla.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.



- Colchón monobloc **multizona** con bordes estabilizantes:
- **Capa superior viscoelástica** moldeada con densidad de 80 Kg/m³
- **Base de espuma de alta resiliencia (HR)**: densidad: 28 Kg/m³ y firmeza 3'5 kPa

• **Peso del colchón:** 19 Kg

• **Funda disponible:** Promust PU y Promust PU HD

- **Multizona.** Firmeza:
 - Blanda: 1'5 kPa
 - Media: 1'7 kPa
 - Dura: 1'9 kPa


• **Multi-zona**



Blanda Firme Medio



Bordes laterales reforzados: facilitan la estabilidad durante las transferencias.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | DIMENSIONES | PESO MÁXIMO PACIENTE | NORMAS PROTECCIÓN FUEGO | DENSIDAD |
|--|-------------|------------------|----------------------|--|----------------------|
| ALOVA bordes laterales estabilizadores, funda PromustPU* | VMA/BS/HIP | 195 x 88 x 14 cm | 30 a 135 kg | EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Clase D | 80 kg/m ³ |
| ALOVA bordes laterales estabilizadores, funda PromustPU HD* | VMA/BS/HIPH | | | | |

Mantenimiento Promust PU (HD)



3 años de garantía.
En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.