

# ALOVA™ MEHRZONENMATRAZE AUS VISCOELASTISCHEM SCHAUMSTOFF **MIT FERSEN ENTLASTUNG**




## INTEGRIERTE FERSENENTLASTUNG

- **Leistung:** Absenken der Druckwerte durch an jede Zone des Körpers angepasste Tragfähigkeit.
- **Wirksamkeit:** Verbesserung der Gefäßzirkulation an den Fersen durch eine integrierte Neigung nach vorn.
- **Sicherheit:** Senkung des Risikos einer Kreuzkontamination auf ein Minimum durch einen technisch bewährten Integralschutz.
- **Komfort:** Begleitung der Bewegungen des Körpers.




## Matratzen aus einem Block mit Entlastung der Ferse



### • Mehrfachauftrieb




Souple Ferme MEDIUM




- **Optimale Minder des Drucks gegenüber den Risikobereichen** dank der Neigung nach vorne des Beinsegments in Verbindung mit dem Mehrfachauftrieb der Matratze ALOVA.

Beispiels: Druckverteilung im Bereich der Ferse bei einem 1,76 m großen und 70 kg schweren Patienten (Einheit: mm Hg).



Matratze OHNE vorgeneigten Fersenteil.



Matratze aus einem Block mit Multi-Tragkraft MIT vorgeneigtem Fersenteil

## PALETTE BOX



- **Praktisch:** Die Matratzen sind gebrauchsfertig
- **Ökologisch:** reduziert das Abfallvolumen.
- **Ergonomisch:** Handgriffe an den Verpackungen integriert.
- **Verpackung:** gerollt, komprimiert, 5 Stück auf einer Palette.

## GEROLLT, KOMPRIMIERT (GK)



## TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	REFERENZ GEMÄSS PRÄSENTATION UND VERPACKUNG			ABMESSUNGEN (cm)	PATIENTENGEWICHT	BRANDSCHUTZ-NORMEN
	KARTON	PALETTE BOX	GEROLLT KOMPRIMIERT			
<b>ALOVA DT aus einem Block, Vielfachauftrieb, Bezug Promust PU*</b>	VMA62C-HIP	VMA62-HIP (im 10er Pack)	VMA62RC1-HIP (1 Stück) VMA62RC-HIP (im 5er Pack)	195 x 88 x 14	30 bis 120 kg	EN 597-1 und 2 GPEM D1 90 Klasse D
	—	VMA63-HIP-BOX (im 10er Pack)	—		30 bis 150 kg	
<b>ALOVA DT aus einem Block, Vielfachauftrieb, Bezug Promust PU HD*</b>	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3 (im 10er Pack)	—		30 bis 120 kg	
	VMA63HIPH	VMA63-HIPH-BOX (im 10er Pack)	—		30 bis 150 kg	
	VMA64HIPH	VMA64-HIPH-BOX (im 10er Pack)	—		30 bis 180 kg	
<b>ALOVA DT aus einem Block, Vielfachauftrieb, verschweißter Bezug CIC</b>	VMA63CIC	VMA63-CIC-BOX (im 10er Pack)	—		30 bis 150 kg	
	VMA64CIC	VMA64-CIC-BOX (im 10er Pack)	—	30 bis 180 kg		

Pflege: Promust PU (HD)



Verfügbar in den Versionen VMA63RC-HIPH und VMA64RC-HIP (im 5er Pack)

Garantie 3 Jahre  
Für Institute ist der Schutz 1 Jahr lang garantiert

ASKLÉ SANTÉ Groupe Winnicare – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 Frankreich  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – E-Mail: contact@askle.com

www.winnicare.fr

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte  
ASKLÉ SANTÉ behält sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich

