



COLCHÃO GRAVADO EM RELEVO

APLOT Monobloco



COLCHÃO GRAVADO EM RELEVO, MOLDADO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA (HR) ZYPREX™

- **Eficácia:** Grande mobilidade dos blocos.
- **Ergonomia:** Os seus 4 cantos arredondados facilitam a instalação da barra de levantamento e das diferentes formas de painéis para cama.
- **Conforto:** Blocos moldados com superfície lisa e bordas arredondadas.



Colchão gravado em relevo, moldado em espuma de alta resiliência (HR) Zyprex®

Eficácia:


- Redução do cisalhamento graças à mobilidade dos blocos.
- Grande mobilidade dos blocos nas 3 dimensões para reduzir o risco de cisalhamento da pele e tecidos subjacentes.
- Espuma de alta resiliência (HR) ZYPREX $\geq 34 \text{ kg/m}^3$.
- Dureza da espuma HR: 4,5 kPa.
- Peso do colchão: 8,5 kg

Ergonomia:

- 4 cantos arredondados.
- Mais espaço para a barra de levantamento.
- Compatível com todos os tipos de painéis para cama.

Segurança:

- Altura compatível com barreiras de proteção para cama.




VERSÕES

Monobloco



Compatibilidade com a dobragem do sommier

Monobloco comprimido



PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar;
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
- **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA CONFORME A APRESENTAÇÃO			DIMENSÕES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA CARTÃO	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLADO COMPRIMIDO				
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, proteção Dermalón FR	VA103MB14	VA103MB14-BOX	VA103MB14RC1 (1 ud) VA103MB14RC (5 uds)	195x85x14 cm	40 a 120 Kg	EN 597-1 y 2 GPDM DI 90 Classe D	Espuma de alta resiliência Zyprex $\geq 34 \text{ Kg/m}^3$
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, envoltório integral Promust PU	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX	---				
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, envoltório integral Promust PU HD	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX	---				

Manutenção: Dermalon FR



Manutenção: Promust PU (HD)



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.