

# MATERAC POWIETRZNY Z KOMPRESOREM, AUTOMATYCZNY I KOMUNIKUJĄCY SIĘ

axtair automorpho® **sensor**<sup>®</sup>  
technology

wysokość powietrza **AT12** lub 15 cm **AT15**

## POMOC W LECZENIU ODLEŻYN STOPNIA 1-GO DO 4-GO

Jako najnowszy dodatek do asortymentu AXTAIR, wyposażony w ten sam opatentowany układ pompowania, określający stopień napompowania w zależności od morfologii pacjenta, Axtair automorpho

**sensor** komunikuje się oraz jest całkowicie automatyczny. Efektem takiego działania jest:

- **POPRAWA** opieki terapeutycznej nad pacjentami
- **GWARANCJA** bezpieczeństwa pacjentów, opiekunów i innych osób asystujących
- **OPTYMALIZACJA** zarządzaniem zasobami
- **POTWIERDZENIE** tego, co zostało zrealizowane



**sensor**<sup>®</sup>  
technology

- Detekcja
- Analiza
- Komunikacja
- Pomoc w decyzjach (raportowanie)
- Identyfikowalność



WINCARE  
S P O Ł

Bluetooth



Dla użytkowników z ryzykiem odleżyn

Umiarkowane do dużego

**PODPORY PIĘT**

- Możliwe jest wypuszczenie powietrza z 4 komór od stóp



**AXENSOR**

- Automatyczna i stała regulacja ciśnienie w płaskiej pozycji oraz w zależności od stopnia pochylenia oparcia.



**POKRYCIE CIC**

- zgrzewane pokrycie, zabezpieczone antybakteryjnie dzięki jonon Ag+



**ŁATWE UWALNIANIE**

- powietrza za pomocą dwóch zamków błyskawicznych (1 od strony nóg i 1 od strony głowy materaca) na czas czyszczenia i dezynfekcji.



**CPC/ŁĄCZE DANYCH**

- Automatyczne zamykanie obiegów powietrza po dołączeniu.
- Komunikacja materac - kompresor



**Interfejs kompresora**



Dzięki aplikacji **Axensor<sup>®</sup> Connect** generowany jest automatycznie raport, zapewniający optymalną identyfikowalność z bezpiecznej platformy internetowej:

- Techniczne parametry operacyjne
- Historia
- Autotest
- Zgodność
- Właściwe wykorzystanie urządzenia

Kompatybilne z Windows wersje XP, 7 i 8 (poza Windows 8 RT)



**SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

OPIS	NR PRODUKTU	WYMIARY W CM	WAGA PACJENTA	PODSTAWOWE NORMY	CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
<b>AXTAIR AUTOMORPHO AT 12 TECHNOLOGIA AXENSOR (KOMPRESOR I MATERAC)</b>	VAXT6/AUTO	KOMPRESOR 22 X 25 XII.5 cm MATRAC 195 X 87 X 17 cm	30 do 165 kg	IEC 60601-1 Ed.3 IEC 60601-1-2 EN 597-I&2 oraz GPEM DI-90 i DI-89bis	<b>KOMPRESOR Z BLUETOOTH</b> Maks. przepływ: 8 l / min Tryb naprzemienny jedna komora z dwóch co 7 minut Cykl co 14 do 20 minut Zasilanie elektryczne: 220-240V 50 Hz Bezpiecznik, V 0.63A H 250V Średni pobór mocy: 5 wat/H Moc akustyczna: < 35dBa <b>MATERAC</b> Czujnik żyroskopowy Axensor Komory - eter poliuretanowy DŁ 87 cm 300µ dla AT 12 320µ dla AT 15 3 komory z głowicą statyczną CPR --> awaryjne spuszczenie powietrza w czasie poniżej 15 sekund Pokrycie CIC, podłoże antypoślizgowe Podłoże piankowe + 5 cm
<b>AXTAIR AUTOMORPHO AT 15 TECHNOLOGIA AXENSOR (KOMPRESOR I MATERAC)</b>	VAXT6/MAX	KOMPRESOR 22 X 25 X 11,5 cm MATRAC 195 X 87 X 20,5 cm	30 do 180 kg	IEC 60601-I Ed.3 IEC 60601-I-2 EN 597-I&2 oraz GPEM DI-90 i DI-89bis	Kompatybilna z Axtair ONE / AUTOMORPHO /AUTOMAX / AUTOMORPHO AXENSOR. Przy jej pomocy pompowanie i opróżnianie materaca z powietrza trwa poniżej jednej minuty.
<b>POMPKA SZYBKO POMPUJĄCA</b>	VKIT/AXT				

gwarancja: 2 lata, 4 lata na pokrycia CIC

Dbalność: pokrycie promust CIC  
Czyszczenie i dezynfekcja zgodnie z metodą RABC.



**ASKLÉ SANTÉ Groupe WinnCare** – 200 rue Charles Tellier – ZI de Grézan – 30034 Nîmes Cedex 1 - Francja  
Tel.: +33 (0)4 66 02 15 15 – Fax: +33 (0)4 66 02 15 28 – Email: contact@askle.com  
[www.winnCare.fr](http://www.winnCare.fr)

W kontekście stałego doskonalenia produktu, ASKLESANTE zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia - Zdjęcia tylko do celów poglądowych

