



UROLIS⁽¹⁾



INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

- ▶ Dispositif urinal disposant d'un système exclusif **anti-déversement**
- ▶ **1,5L de capacité**
- ▶ Version homme et adaptateur pour version femme
- ▶ Poignée ergonomique, bouchon de vidange
- ▶ Composition : Polypropylène



Adaptateur féminin



Bouchon de vidange

Référence

Urolis urinal anti-deversement

09.8000



URINAL HOMME / FEMME⁽²⁾



Pour homme



Pour femme

INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

- ▶ Dispositif urinal de capacité 1L
- ▶ Poignée ergonomique (version homme)
- ▶ Version homme et version femme
- ▶ Composition : Polypropylène

Dimensions (l x L x H) en cm

Référence

Urinal homme

29 x 12,5 x 14

09.7080

Urinal femme

34 x 11 x 12

09.7070



BASSIN DE CONFORT ⁽¹⁾



INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

- ▶ Produit breveté d'une capacité de 2,2L
- ▶ Poids patient maximum = 150kg
- ▶ Composition : Polypropylène homopolymère
- ▶ Forme anatomique qui permet une répartition sur 3 zones du poids de l'assise et diminue la pression d'appui sacro-coccygienne
- ▶ Se glisse facilement sous votre bassin en évitant les mouvements compliqués
- ▶ Léger et ergonomique, ce bassin urinaire diminue fortement les efforts de son utilisateur et également ceux de son aidant



Disponible en Blanc

dr.helewa
CARE

Compatible avec le protège bassin dr.helewa care pour la maîtrise du risque infectieux



		Référence
Bassin confort	Couvercle blanc	09.5000
	Couvercle bleu	09.5005



BASSIN DE LIT ⁽²⁾



INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Patient dépendant ne pouvant se déplacer seul aux toilettes

- ▶ Bassin de lit léger et pratique
- ▶ Disponible avec ou sans couvercle
- ▶ Capacité 1,5 L
- ▶ Dimensions : 45 x 28 x 10 cm
- ▶ Composition : Polypropylène
- ▶ Livraison sous sac
- ▶ Passage en autoclave



dr.helewa
CARE

Compatible avec le protège bassin dr.helewa care pour la maîtrise du risque infectieux



	Référence
Bassin de lit	34.3985

(1) WINNCARE France
4, Le Pas du château, 85670 Saint-Paul-Mont-Penit (France)

Site de production
Mimiac-Morvan (35)

(2) OLFA
S.A.S.U OLFA - 5 rue de Fourneau, 08380 Signy-Le-Petit (France)

Dispositifs médicaux de classe 1



Photos non contractuelles