

PODUSZKA Z PIANKI WISKOELASTYCZNEJ

ALOVA™ CURVED



WSKAZANIA

PROFILAKTYKA ODLEŻYN, DLA PACJENTÓW, U KTÓRYCH WYSTĘPUJE RYZYKO ICH WYSTĄPIENIA OD ŚREDNIEGO DO WYSOKIEGO.

LECZENIE ODLEŻYN STOPNIA OD 1-GO DO 4-GO.

WAGA PACJENTA: DO 200 KG W ZALEŻNOŚCI OD MODELU.

EFEKTYWNOŚĆ

▶ Materiał wiskoelastyczny ALOVA zwiększa powierzchnie kontaktu aby lepiej rozłożyć i zredukować wartość maksymalnego nacisku.

BEZPIECZEŃSTWO

▶ mniejsze ryzyko wyślizgnięcia się do przodu dzięki pochylonej pozycji siedzącej. Zintegrowany pokrowiec z podłożem antypoślizgowym.

▶ Wycięcie na kość guziczną zmniejsza ryzyko odleżyn kości guzicznej i okolic kości kulszowej (poduszka więcej niż 6 cm grubości pod kością kulszową).

KOMFORT

▶ termoregulacja dzięki właściwościom Promust PU.

Sprzedaż w Polsce:



(by) WinnCare Nordic

Ergolet Polska Sp. z o.o.
tel. 68 371 10 45
e-mail: sales@ergolet.pl
www.ergolet.com


PODUSZKA PROFILOWANA

CHARAKTERYSTYKA:


- ▶ Wycięcie na kość guziczną: lepsza profilaktyka odleżyn w okolicach kości krzyżowej i kości ogonowej.
- ▶ Minimalna grubość poduszki: 6 cm
- ▶ Lepsza profilaktyka odleżyn w okolicach kości kulszowej.

ERGONOMIA

- ▶ 16 rozmiarów i 3 wysokości: maksymalna waga pacjenta nawet 200 kg.
- ▶ Podparcie miednicy zmniejszające tendencję do wyślizgiwania się w przód.
- ▶ Antypoślizgowe podłoże.
- ▶ Zdejmowane pokrycie.
- ▶ Uchwyt z lewej strony podstawy poduszki: mniejsze ryzyko rozerwania i lepsza higiena.



Ocena z wykorzystaniem czujnika ciśnienia XSENSOR dla pacjenta o wadze 80 kg i wzroście 172 cm.



Rozmiar podany na profilowanej pianie.

PODPARCIE MIEDNICY O WYSOKOŚCI 8 CM



Etykieta z rozmiarem na pokryciu w tylnej części poduszki.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAZWA	NR PRODUKTU	SZEROKOŚĆ CM	GŁĘBOKOŚĆ CM	WYSOKOŚĆ W CM MIN / MAKS.*	WAGA PACJENTA	POKROWIEC	NORMY DOTYCZĄCE ZAPALNOŚCI
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary z 2 pokrowcami**	VCAG3636	36	36	36	20 do 80	Zintegrowany pokrowiec Promust PU (poliuretan powlekany dzianiną jersey), kolor czarny na górze i srebrny po bokach. Antypoślizgowe podłoże PU/PVC z uchwytem.	Zgodne z normami EN 597-1 and EN 597-2.
	VCAG4343	43	43	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4340	43	40	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4540	45	40	6 < 9	30 do 120		
	VCAG3841	38	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4041	40	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4341	43	41	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4043	40	43	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4544	45	44	6 < 9	30 do 120		
	VCAG5044	50	44	6 < 9	30 do 135		
VCAG4347	43	47	6 < 9	30 do 120			
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary XL z 2 pokrowcami**	VCAG4343XL-E	43	43	7 < 10	120 do 110		
	VGAG5044XL-E	50	44	7 < 10	120 do 135		
Poduszka profilowana ALOVA® różne rozmiary XXL z 2 pokrowcami**	VCAG5250	52	50	7 < 10	120 do 160		
	VCAG5450	54	50	7 < 10	120 do 160		
	VCAG5650	56	50	9 < 12	30 do 200		
	VCAG6050	60	50	9 < 12	30 do 200		
Poduszka profilowana ALOVA® z podparciem miednicy z 2 pokrowcami**	VCAG3841 BP	38	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4041 BP	40	41	6 < 9	30 do 90		
	VCAG4341BP	43	41	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4343BP	43	43	6 < 9	30 do 100		
	VCAG4544BP	45	44	6 < 9	30 do 120		
	VCAG5044BP	50	44	6 < 9	30 do 135		
	VCAG4347BP	43	47	6 < 9	30 do 120		

* min. wysokość = minimalna grubość poduszki pod kością kulszową / maks. wysokość = całkowita wysokość poduszki.

** Aby zamówić poduszkę z jednym tylko pokrowcem, należy dodać do numeru referencyjnego symbol -E

Pokrycie można czyścić i dezynfekować środkami do czyszczenia i środkami dezynfekującymi, przeznaczonymi dla szpitali.

Gwarancja na poduszkę: 3 lata

*w opcji inne wymiary

Konserwacja: pokrowiec Promust PU:

Fotografie nie mają wartości handlowej

ASKLE SANTE Groupe WinnCare - 200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézan - 30034 Nîmes Cedex 1 Francja

Tel : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00 - E-mail : contact@askle.com

www.winnCare.fr



Dążąc do stałego udoskonalania swoich produktów, firma ASKLÉSANTÉ zastrzega sobie prawo do modyfikowania charakterystyki technicznej bez wcześniejszego powiadomienia - Zdjęcia tylko do celów poglądowych. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE.

