

WINNCARE

S p a i n



**CATÁLOGO
PRODUTOS
2019-2020**

Cuidamos das pessoas
com perda de autonomia e dos seus cuidadores



www.winncare.es



1

WINNOCARE
g r o u p e

ESCRITÓRIO CENTRAL
Immeuble les passerelles
104, avenue Albert 1er
92500 Rueil Malmaison - FRANCIA
E-mail: contact@winnocare.fr

2

ASKLÉSANTÉ
by WINNOCARE
France

FRANÇA
200 rue Charles Tellier - Actiparc de Grézard
30034 Nîmes Cedex 1 - FRANCIA
Tel: +33 (0)4 66 02 15 15
Fax: +33 (0)4 66 02 15 00
E-mail: contact@winnocare.fr

3

MÉDICATLANTIC
by WINNOCARE
France

FRANÇA
4, Le Pas du Château
85670 Saint Paul Mont Penit - FRANCIA
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64
Fax: +33 (0)2 51 98 59 07
E-mail: contact@winnocare.fr

4

WINNOCARE
S p a i n

ESPAÑA
Ctra. Masía del Juez 37b
46909 Torrent Valencia - ESPAÑA
Tel: +34 961 565 521
Fax: +34 961 560 383
E-mail: info@winnocare.es

5

WINNOCARE
United Kingdom

REINO UNIDO
Unit 15
Gregory Way
Stockport, Cheshire, SK5 7ST
Tel: +44 161 477 7900
E-mail: info@ergolet.co.uk

6

WINNOCARE
P o l s k a

POLÓNIA
ul. Lubska 17PL 68-320
Jasien - POLAND
Tel: +48 68 371 10 45

7

WINNOCARE
N o r d i c

DINAMARCA
Tårnborgevej 12C
DK-4220 Korsør -DINAMARCA
Tel: +45 70 27 37 20
E-mail: info@winnocare.dk



CAMAS HOSPITALARES

X'PRESS	4
X'PRIM 3	6
ALDRYS ALZHEIMER	8
GAMA AERYS	10
MEDICALYS	12
DUO DIVISYS	14
XXL DIVISYS 2.0	16
XXL X'PRESS 2.0	18
PULGARCITO	20
SAM (Sistema de Ajuda à Mobilidade)	22
PAINÉIS PARA CAMA	24
ACESSÓRIOS PARA CAMA	26

COLCHÕES TERAPÉUTICOS

GUIA DE PRESCRIÇÃO	28
MORFEA	30
APLOT	32
EPSUS	34
ALOVA com apoio para os calcanhares	36
ALOVA com bordas estabilizantes	38
VISKOVA	40
GAMA ALOVA com medidas especiais, almofadas	42
AXTAIR ONE PLUS (ar motorizado)	46
AXTAIR AUTOMORPHO PLUS (ar motorizado)	48
GAMA AXTAIR AUTOMORPHO AXENSOR (ar motorizado)	50

ALMOFADAS TERAPÉUTICAS

SIGEL (flutuação líquida)	52
GELSCAR y GELTOP (gel e espuma)	54
ALOVA PERFILADO (viscoelástico)	56
KINERIS (células pneumáticas)	58
DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA À POSTURA com microesferas	60
DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA com viscoelástico ou gel	64

TRANSFERÊNCIA E HIGIENE

E-130 (elevação)	66
HOP E-150 (elevação)	68
WINN'MOTION 175 (elevação)	70
SOLAR 175 (elevação)	72
ATLAS 250 (elevação)	74
ARNESES DE ELEVAÇÃO	76
ELEV-UP (bipedestação)	78
STELLAR 160 (bipedestação)	80
PALLAS 175 (bipedestação)	82
TITAN 250 (bipedestação)	84
LUNA (teto ou parede)	86
POOL E-185 (para piscinas)	88
CARRO HIDRÁULICO PARA LAVAGEM	90
CARRO ELÉTRICO PARA LAVAGEM	92
CADEIRA MARINHA	94

MOBILIÁRIO

PERSONALIZAÇÃO	96
Ambiente MEDIDOM	98
Ambiente CARMEN	100
Ambiente DAGONE	102
Ambiente AUZENCE	104
Ambiente PULGARCITO	106
MESAS DE CAMA	118
POLTRONAS PARA DESCANSO	110
MOSTRUÁRIOS DE CORES	112

CAMA X'PRESS

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

• **Ergonómica:** A ergonomia mecânica da cama permite ao instalador respeitar as posturas recomendadas para prevenir o DMS (Distúrbio Músculo-Esquelético) durante a entrega, montagem e desmontagem da cama. O pouco espaço ocupado e a armazenagem sobre as suas próprias rodas facilita o deslocamento em qualquer situação (em elevadores, pequenos veículos, etc.). Cama autoportante sem kit de transporte.

• **Simplicidade:** Facilidade e rapidez na montagem e desmontagem sem necessidade de ferramentas. Dispositivos na cor azul associados às funções. A sua função é guiar a montagem da cama.

• **Segurança:** O novo sistema de fixação dos painéis "Easy Move" impede a perda das porcas e garante a fixação dos painéis à cama. A distribuição dos cabos reduz a tração e o risco de deterioro.



Cama X'PRESS 2ª geração autoportante



Conversão do carro autoportante a partir do chassis.



Bloqueio de 1/2 sommier para os pés na posição horizontal.



União das 2 metades do sommier por meio de passadores.



Fixação dos painéis pelo sistema EASY MOVE: simples, rápido e seguro.

KIT DE TRANSPORTE DISPONÍVEIS:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE E EE
X'PRESS 2ª GERAÇÃO 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos Ref. IXO3L08100de	Cama montada: 90x200 cm. Sommier divisível	De 34 a 84 cm. Distância do chão: 13 cm.	75°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg. Colchão 20 kg, paciente 135 kg, acessórios 15 kg.	Ø100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa Linak IP66 Botoeira com bloqueio Linak IP54

Dimensões da cama na posição de armazenagem: Largura 50 cm - Comprimento 90 cm - Altura 160 cm



* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo mastro com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo barra de levantamento (na cabeceira da cama)

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA

X'PRIM³

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

A cama X'prim3 foi concebida de acordo com o princípio Ergofix. Sistema patenteado de montagem e desmontagem. A cama X'prim3 pode ser montada e desmontada facilmente por uma única pessoa.

- **Ergonómica:** Fácil fixação dos painéis com o sistema Easy-move. Montagem e desmontagem do sommier sem ferramentas. Marcas azuis que ajudam na montagem.
- **Segurança:** Passadores de segurança para unir os dois sommiers individuais. Barreira de proteção com indicador de fixação. Fixação dos cabos do atuador e do controlo numa cruzeta.
- **Conforto:** Inclinação de encosto em até 75°. Caixa de controlo com altura variável que reduz o ruído e as vibrações.



WINCARE
g r o u p



Cama apresentada com painéis Madelia e barreira de proteção em epóxi.

MONTAGEM E DESMONTAGEM ERGONÓMICAS:



Passadores de segurança para unir os dois somniers individuais.



O tamanho da cruzeta proporciona uma maior estabilidade lateral.



Caixa de controlo com altura variável que reduz o ruído e as vibrações.



Fixação dos painéis com o sistema Easy-move

OPÇÕES E ACESSÓRIOS:

(1) RCP: Reanimação cardiopulmonar

- Elevação elétrica do encosto RCP (1).
- Elevador de encosto com translação.
- Controlo por infravermelhos.
- Barreira de proteção SAM Ergonom, Evolucion, Activ.
- Travão centralizado.
- Batente de parede.
- Anteparo na base sobre as rodas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PESO DA CAMA	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
X'PRIM3 3 funções elétricas com dobra para os joelhos Ref.IXN1L08100de	90 x 200 cm. sommier divisível	64,5 kg. sem acessórios nem painéis	de 34 a 84 cms. Distância do chão: 13cm	até 75°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg. Colchão 20 kg. Paciente 135 kg. Acessórios 15 kg.	Ø 100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa LINAK IP66 Botoeira com bloqueio LINAK IP54

* EE = Elevador de encosto



- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA

ALDRYS ALZHEIMER

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Amplitude insuperável: 22 a 78 cm**
Segura para os pacientes, confortável para os cuidadores.
- **Espaço debaixo da cama** graças à nova curvatura das travessas.
- **Robusta** pelos materiais utilizados e a motorização LINAK, com garantia de 5 anos.
- **Estética e conforto:** painéis em várias cores ou acolchoados para proporcionar aos pacientes uma referência visual e uma segurança adicional contra golpes.



A dependência das pessoas idosas pode evoluir...
... as nossas camas também


ETAPA Nº 1: ESCOLHA A BASE DA CAMA DE ACORDO COM A ALTURA VARIÁVEL



Batente de parede incluído (de série)



EASY MOVE



Fixação dos painéis por meio do sistema EASY MOVE: simples, rápido e seguro.

ETAPA Nº2: ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO DA CAMA


O ELEVADOR de encosto: estão disponíveis diferentes versões de elevadores de encosto.



Elevador de encosto elétrico (padrão).



Elevador de encosto com translação. Permite evitar o deslizamento para frente.



Elevador de encosto com descida de emergência. Acessível na cabeceira e aos dois lados da cama.

O ELEVADOR PARA PERNAS:



Elevador para pernas com dobra para os joelhos.



O SOMMIER



Lâminas metálicas largas e soldadas. Concebidas para uma fácil manutenção

O TRAVÃO



Rodas Ø75 mm

Travão independente em cada roda da cama



ACESSÓRIOS



Extensão de sommier de 20 cm



Tomada equipotencial

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PESO DA CAMA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
ALDRYS ALZHEIMER 3 funções elétricas com dobra para os joelhos Ref. IAL5L08075de	90 x 200 cm Sommier divisível	87 kg Sem acessórios nem painéis	até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg Colchão 20 kg Paciente 135 kg Acessórios 15 kg	Ø 75 mm com travão independente Ø 100 mm travão centralizado	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa LINAK IP66 Botoeira LINAK IP54

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

Winncare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA AERYS®

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

Graças a um estilo depurado que se diferencia do ambiente hospitalar usual e a múltiplas funcionalidades, pode ser adaptado às diversas patologias dos pacientes, favorecendo também a ergonomia dos cuidadores.

A cama Aerys incorpora, na sua caixa de controlo, um novo software de gestão:

- Permite memorizar a altura para personalizar e facilitar a entrada/saída da cama do paciente.
- Aceder, através de um botão, à posição de cadeira (proclive)
- Uma paragem a -5° na posição Trendelenburg para recolher o paciente na cama.
- Uma posição Trendelenburg a -12° para emergências.

• **Segurança:**

- Gestão eletrónica da horizontalidade da cama mediante motores sincronizados de altura variável, em caso de carga adicional no pé ou na cabeceira da cama.

- Em caso de falha elétrica de um dos motores, é possível neutralizar manualmente as funções proclive/declive e a altura variável.

• **Ergonomia:** amplitude variável da altura de 24,5 a 80 cm.

Características da travessa dupla:

- Comodidade de trabalho para os cuidadores a qualquer altura.
- Facilidade de limpar debaixo da cama.
- Trânsito fácil das gruas e das mesas para refeições na cama.
- Sistema de fixação dos painéis Easy-move.

- Se escolher a opção (t) com sistema de deslocamento multidirecional, um aviso sonoro e uma paragem de 3 segundos irá alertá-lo sobre a necessidade de aprovação da posição de travagem e não travagem. Também pode escolher a cor do revestimento de epóxi da cama consultando a nossa carta de cores.



Cama apresentada com painél Abelia em Faia Claro



⁽²⁾ OPÇÕES E ACESSÓRIOS:

⁽¹⁾ RCP - Reanimação cardiorrespiratória

- Rodas DESIGN Ø 75 mm
- Pedal de travagem centralizada no pé da cama (Travão centralizado)
- Elevador de encosto elétrico RCR
- Elevador de encosto com translação
- Sommier compacto amovível
- Sistema de deslocamento multidirecional 4 rodas com 75 mm de diâmetro na cabeceira
- Gama SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV

- Bateria de emergência
- Controlo no braço/suporte flexível
- Controlo para o cuidador
- Controlo por infravermelhos
- Extensão para sommier
- Batente de parede
- Pintura do sommier disponível em várias cores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
AERYS 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos e função proclive/declive Ref. IAE2L08075t	90 x 200 cm sommier não divisível Declive: -12° Proclive: +17° Lâmina metálica soldada	de 24,5 a 80 cm	até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	Colchão 20 kg Acessórios 15 kg Paciente 165 kg Carga máxima: 200 kg	multidirecionais travagem individual Ø 75 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motorização e caixa, LINAK IP66 Controlo 5 funções com bloqueio LINAK IP54

* EE = Elevador de encosto

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA MEDICALYS®

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

Pela sua concepção muito estudada, é ideal para ser utilizada em serviços hospitalares

- **Configurável:** disponível em duas opções, Trendenlemburg mecânico e anti-Trendelemburg elétrico (posição assento) ou Antitrendelemburg elétrico e Trendelenburg mecânico.
- **Segurança:** o Trendelenburg mecânico pode ser utilizado com ou sem corrente elétrica independentemente da posição da cama, em menos de 15 segundos. Compatível com os ambientes de aplicação 1, 2, 3 e 5.
- **Simple:** posição assento 100% elétrica com acesso direto à função para o paciente mediante um único botão de controlo..
- **Desempenho:** posição semi-fowler.





(1) RCR - Reanimação cardiopulmonar
(2) CIC - Controlo de Infecções Cruzadas Tratamento na massa com iões de prata

(3) OPCIONES

Rodas metálicas Ø 100 mm Rodas metálicas Ø 125 mm Rodas design Ø 125 mm Rodas design Ø 150 mm	Sommier compacto amovível Elevador de encosto com translação Bateria de emergência (3 ciclos) Suporte para manta	Trendelenburg mecânico -12° máx. Anti-Trendelenburg elétrico +16° máx. Controlo lateral Controlo para cuidador Controlo sobre o braço flexível
--	---	--

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE	OPCIÓN
MÉDICALYS 2 ^{nda} geração	90 x 200 cm	de 37 a 86,5 cm com rodas Ø125 Basic	até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16°	Colchão 20 kg Acessórios 45 kg	metálicas Ø 150 mm	CEI 60601 CEI 60601-2-52	Motor e caixa Linak IP66 Controlo com bloqueio Linak IP54	Decive -12° Proclive +16°
3 funções elétricas com dobragem de rodas Basic:	Basic: sommier divisível	de 39,5 a 89 cm com rodas Ø150 Premium		Ajuste dos pés por cremalheira	Paciente 165 kg Basic: ambiente 1 y 2				
IML2L08150f Premium: IMS3L08150blq	Premium: sommier não divisível				Paciente 195 kg Premium: ambientes 3, 4 y 5 Carga máxima 230 kg				

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es




Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA **DUO DIVISYS**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Cama DUO DIVISYS** de casal (até 270 kg), com dois sommiers independentes de 140 cm (2x70 cm) e 160 cm. (2x80 cm)
- **Conforto e higiene:** sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.
- **Ergonomia:** grande amplitude de elevação de 34 a 74 cm.



• **3 funções elétricas** com dobra para os joelhos. Sommier com duas larguras: 140 (2x70) e 160 (2x80) cm.

• **Altura variável:** de 34 a 74 cm com pés ou rodas.

• **Sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.**

• **3 tipos de acabamento:** com rodas, com anteparo na base em madeira sobre rodas ou 4 pés fixos com anteparo na base em madeira. de 5 anos.

• **Estética:** uma vasta seleção de painéis com ou sem corrimão.

• **Robustez:** pelos materiais de fabrico e o motor LINAK, com garantia

Largura:
34 - 74 cm



14 cm
Espaço livre sob a cama
otimizado, com pés ou rodas.

Imagem de cama com opção de anteparo na base em madeira.
RAL 7030, acabamento Medidom II* cor Dragonnier Cinzento com longarinas.
* Incompatível com barreiras de proteção em madeira.



Louis-Philippe
Design clássico e elegante



2 comandos à distância
por infravermelhos (opcional).



Pega de apoio (disponível como acessório)



Ajuda para se deitar



Ajuda para se levantar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZACIÓN	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
DUO DIVISYS							
3 funções elétricas Com dobra para os joelhos 140 cm	140 x 200 cm Sommier divisível	70°	Dobra para os joelhos 26° y 16°	315 kg Colchão 30 kg paciente 270 kg Acessórios 15 kg	Ø100 mm con travão e guarda-lanugem	CEI 60601-2-52	Motor, caixa e botoeira LINAK IP66
Ref.IDO5L24140e 160 cm Ref. IDO5L24160e	160 x 200 cm Sommier divisível		Ajuste dos pés por cremalheira				

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*
*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA **XXL DIVISYS 2.0**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Cama XXL DIVISYS** para pacientes de 135 kg até 270 kg.
- **Conforto e higiene:** sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.
- **Ergonomia:** amplitude de altura de 35 a 81 cm.



Cama apresentada com painéis Abelia.

Cama para pacientes até 270 kg

- **3 funções eléctricas** com dobra para os joelhos.

- **2 larguras** o sommier: 120 y 140 cm.

- **Altura variável**
De 35 a 81 cm com pés ou rodas.

- **Sommier divisível** com lâminas metálicas soldadas.

- **2 tipos de acabamento:**
com rodas e com anteparo na base em madeira sobre 4 pés.

- **Estética:**
uma vasta seleção de painéis com ou sem corrimão.

- **Robustez:**
pelos materiais de fabrico e o motor LINAK, com garantia de 5 anos.




Imagem de cama com rodas, painéis Auzence II
Com lateiras e anteparo para rodas em Faia Claro



Comando à distância por infravermelhos (opcional).



Pega de apoio (disponível como acessório).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
XXL DIVISYS 3 funções elétricas com dobra para os joelhos 120 cm Ref. IXL4L08120e	120 x 200 cm Sommier divisível	Até 70°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	315 kg Colchão 30 kg paciente 270 kg Acessórios 15 kg	Diâmetro 100 mm con travão sin tapa guardahilos	CEI 60601-2-52	Motor, caixa, botoeira e controlo LINAK IP66 V0
	140 x 200 cm Sommier divisível						

* EE = Elevador de encosto



- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos. *
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano. *

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA **XXL X'PRESS 2.0**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52



Troubles musculo-squelettiques



A primeira cama de grande largura autoportante sem kit de transporte.

- Disponível em **120 y 140 cm.**
- **Montagem rápida** sem ferramentas e em poucos minutos.
- **Extremamente manobrável:** a cama dobrada desloca-se sobre as suas próprias rodas de 100 mm de diâmetro. A facilidade de passagem por obstáculos foi claramente otimizada.




Cama apresentada com painéis Abelia em faia clara.

Ideal para utilização residencial. A cama XXL X'PRESS desloca-se na posição vertical. Montagem sem ferramentas




Margem de altura:
35 - 81 cm.

3 funciones eléctricas con plegado de rodillas.



Retirar os painéis, o elevador de encosto e, em seguida, o elevador de pernas.



Levantar ligeiramente a cruzeta para montar a base.

EASY MOVE



Fixação dos painéis pelo sistema EASY MOVE: simples, rápido e seguro.

CAMA XXL X'PRESS: CONFIGURÁVEL E EVOLUTIVA



Elevador de encosto elétrico (padrão)



Elevador de pernas com cremalheira.



Rodas Ø100 mm

Travão independente em cada roda da cama



Lâminas metálicas longas soldadas. Concebidas para uma fácil manutenção.



Extensão de sommier de 20 cm. (Acessório)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
XXL X'PRESS 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos 120cm Ref. IXX3L08120e	120 x 200 cm Sommier divisível	até 75°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	315 kg Colchão 30 kg paciente 270 kg Acessórios 15 kg	Ø100 mm con travão e sem tampa guarda-lanugem	CEI 60601-2-52	Motor, caixa e botoeira LINAK IP66 V0
140cm Ref. IXX3L08140e	140 x 200 cm Sommier divisível						

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*
*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es




Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA **PULGARCITO**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Cama adaptada à morfologia das crianças de 3 a 12 anos,** conforme as . recomendações de segurança sanitária estabelecidas pela AFSSaPS (França).
- **Segurança:** barreiras de proteção com um espaço inferior a 65 mm.
- **Ergonomia:** descida mínima do sommier: 300 mm.



Cama apresentada com painéis Pulgarcito cor branco/quivi com anteparo na base em madeira sobre rodas e barreiras de proteção em todo o seu comprimento.

Cama para crianças

Funcionalidade

- Sommier não divisível 160 x 80 cm.
- Sommier de lâminas metálicas soldadas.
- Tomada equipotencial.
- 3 funções elétricas.
- Amplitude de 300 a 770 mm.
- Elevador de encosto elétrico.
- Elevador para pernas com dobra para os joelhos por cremalheira.
- Sobre 4 rodas Ø 100 mm com travão independente.
- Travão centralizado opcional.

Segurança máxima

- O espaço entre os varões ou os elementos da estrutura é menor ou igual a 65 mm e o espaço entre o sommier e a parte inferior da barreira de proteção é menor ou igual a 65 mm.
- Cama recomendada para crianças com uma estatura de menor que 146 cm
- Controlo com bloqueio de série.
- Elevador de encostos RCR opcional.

Ergonómica

- Facilita poder levantar-se, bem como as transferências cama-poltrona graças à posição plana adotada pelo sommier a uma altura de 300 mm.

Estética

- 2 acabamentos para os painéis PULGARCITO KALIN
- Modelo com braços lacados em branco que se adaptam às barreiras de proteção em todo o seu comprimento o modelo para coletividades com barreiras de proteção em epóxi e envoltório de proteção para uma maior segurança.

Cama mostrada: com painéis coletividade Pulgarcito Kalin cor branco/quivi, com travão centralizado, barreiras de proteção em epóxi com envoltório de proteção e barra de levantamento em epóxi.



Amplitude: 300 a 770 mm



Painéis adaptados ao universo das crianças
Cor RAL 9016/Quivi ou Orquídea Pame



Opcional: travão centralizado Acessibilidade e facilidade de ativação.



Colchão PEDIA Confort em espuma mista material viscoelástico, protegido com envoltório CIC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
PULGARCITO KALIN 3 funções elétricas Com dobra para os joelhos Ref.IPO2L08100	80 x 160 cm sommier não divisível	Até 70°	40,3° Dobra para os joelhos 14,5° regulável por cremalheira	170 kg Colchão 20 kg Paciente 135 kg Acessórios 15 kg	Ø100 mm com travões sem tampa guardalanugem	CEI 60601-2-52	LINAK IP 54
Acessórios	Barreiras de proteção rebatíveis em epóxi com envoltório de proteção Painéis PULGARCITO Barreiras de proteção em madeira e epóxi Painéis PULGARCITO (com guias para barreiras de proteção em madeira e epóxi) Colchão Alova PEDIA Soft 160x80x14 cm para crianças de 3 a 5 anos ou para crianças de 6 a 12 anos.						

* EE = Elevador de encosto

Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos. *

Garantia dos painéis e acessórios 1 ano. *

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

LINAK
WE IMPROVE YOUR LIFE

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

s.a.m

SISTEMA DE AYUDA A LA MOVILIDAD

O GRUPO WINNCARE INOVA E INVENTA A GAMA S.A.M. (SISTEMA DE AJUDA À MOBILIDADE).


ACESSÓRIOS PARA CAMA QUE OFERECEM NOVAS FUNÇÕES PARA FAVORECER A MOBILIDADE DAS PESSOAS ACAMADAS, REDUZINDO E FACILITANDO AS ATUAÇÕES DOS CUIDADORES OU AJUDANTES.

- **Independência da pessoa com mobilidade reduzida:** favorece a mobilidade ajudando as posições D-S (deitado-sentado).
- **Segurança do cuidador:** facilita o levantamento da pessoa acamada e reduz assim ao máximo as restrições dorsolombares e dos ombros relacionadas com o manejo durante o cuidado da pessoa.



FUNÇÕES	PROBLEMÁTICA	OBJETIVOS	BENEFÍCIOS
SAM LEVANTAMENTO "DEITADO-SENTADO" (A-S)	<p>PARA O RESIDENTE OU PACIENTE: Falta de adaptação motora. (exemplo: regressão psicomotora) Medo de ficar em pé. fraqueza muscular abdominal e pélvica.</p> <p>PARA O CUIDADOR: Lentidão motora (exemplo: Parkinson) Equilíbrio instável na posição sentado. Limitações biomecânicas discais (compressão, torção). Riesgo TMS ⁽¹⁾</p> <p><i>Frequência das dificuldades para levantar da cama: 40% das pessoas idosas acamadas.</i></p>	<p>Adaptar a posição às funções da cama. Reduzir o risco de queda.</p> <p>Para os cuidadores: Prevenção dos distúrbios músculo-esqueléticos. Redução da carga de trabalho.</p> <p>Garantir a mobilidade ao redor da cama.</p>	<p>Manutenção da autonomia das pessoas (confiança por si próprias). Fortalecimento muscular e da equilíbrio. Eficiência e segurança nas transferências antes do levantamento. Redução da ansiedade. Apoio para os ajudantes. Manutenção e melhora de a mobilidade das pessoas (ergomotricidade). Redução da sensação de peso ao carga de trabalho (ergonomia). Confiança.</p>
ROTAÇÃO LATERAL	<p>Gestos de manutenção realizados com frequência pelos cuidadores (higiene, troca de apósitos, etc.)</p> <p>Limitações biomecânicas discais (flexão anterior, compressão) TMS(1).</p> <p>Utilidade das barreiras de proteção para o paciente muscular: enfraquecido mas tranquilo, coerente, comunicativo.</p> <p>As barreiras de proteção convencionais incomodam o cuidador.</p>	<p>Favorecer a realização eficiente dos cuidados na a cama.</p> <p>Reduzir as limitações dorso lombares durante os cuidados na cama.</p> <p>Melhorar a mobilidade da pessoa cuidada estimulando a sua participação com gestos da vida quotidiana.</p>	<p>Melhorar a produtividade dos cuidadores. Participação da pessoa atendida nos cuidados. Risco Fortalecimento</p>

⁽¹⁾DMS Distúrbio músculo-esquelético



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES (MM) largura x altura
SAM EVOLUTION *	Direito A645-00 - Esquerdo A646-00	1652 x 396
SAM BLOCK * (opção do SAM Evolution)	A613-00 (2 unidades)	286 x 396
SAM ACTIV *	Direito A616-00 - Esquerdo A617-00	483 x 313
SAM ERGONOM *	Direito A649-00 - Esquerdo A650-00	705 x 464 / 396
SAM ERGONOM LIGHT *	Direito A651-00 - Esquerdo A652-00	705 x 464 / 396
SAM ERGONOM PLUS *	Direito A647-00 - Esquerdo A648-00	1646 x 464 / 396

* Conforme a norma CEI 60601-2-52
Cor RAL 7030

Garantia 1 ano.*

* Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

PAINÉIS PARA CAMAS

MADELIA II



Perfil RAL 1001
Interior Faia Claro

ELEGANTTI



PVC Duna e Chocolate
Interior padronizado e único

ABÉLIA II*



Perfis RAL 1001
Interior Faia Claro



Perfis RAL 7030
Interior Dragonnier Cinzento

CARMEN II**



Painel Cabeça
Interior Dragonnier Clair



Painel aos Pés
Interior Albany - Cantos
Albany Corimão RAL 1013

CÔTE DE LUMIÈRE*



RAL 1001
Púrpura Interior Faia Claro



RAL 1001
Interior Faia Claro

DAGONE*



RAL 1001
Interior Faia Claro

AUZENCE II



Perfis RAL 7030
Interior Dragonnier Cinzento

MÉDIDOM II



Painel Cabeça
Laca Dragonnier Clair
Branco/Quivi Interior Dragonnier



Painel Pés
Laca Dragonnier Clair
Interior Dragonnier Clair

PULGARCITO




Branco/ quivi

WINNEA®



Painel de cabeça extraível
CIC cor azul cristal.
Partes metálicas na cor RAL 1013




Painel de pés com opção
suporte para manta, cor azul
cristal. Partes metálicas na cor
RAL 1013




Winnea CIC


LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LAS CAMAS SE PUEDEN SERVIR EN LOS SIGUIENTES COLORES



RAL 7035



RAL 1013



RAL 7030



RAL 7016

PAINEL	COR PADRÃO	LARGURA DA CAMA (DIMENSÕES EM CM)					ALTURA DO PAINEL (CM) Da base do sommier (Cabeceira/ Pés)	CMAACRESCENTAR À MEDIDA DO SOMMIER		MATERIAIS ⁽³⁾		Classificação proteção contra o fogo	
		90	100	120	140	160		LARGURA	COMPRIMENTO (3)	PAINEL	CORRIMÃO		
MADELIA II	Interior Faia Claro. Cantos RAL 1001	x					35	10	6	Aglomerado	-	M3	
ABÉLIA II	Interior Faia Claro. Corrimão e embelezadores RAL 1001	x	x	x	x	x	36	10	7	Aglomerado	Aço	M3	
ELEGANTTI	PVC Duna e Chocolate	x					41 / 31	13	10	MDF / PVC / Espuma		M1 ou M2	
CARMEN II	Cabeceira: Interior e cantos Faia Claro. Painel ao pé da cama: Interior e cantos Faia	x	x				41	17	9	Aglomerado	Aço (Pés)	M3	
CARMEN II (barreiras de proteção em madeira)		x	x	x	x	x	44					M3	
CÔTE DE LUMIÈRE ⁽¹⁾	Interior Faia Claro. Perfis RAL 1001	x					53	16	10	Maciço / Aglomerado	Maciço	M3	
VAL DE VIE	Interior Interior Faia Claro. Corrimão e laterais RAL 1001	x	x				46 / 39	6	9	Maciço / Aglomerado	Maciço	M3	
VAL DE VIE (barreiras de proteção em madeira)		x					43,6	13	9			M3	
LOUIS PHILIPPE	Cerejeira Púrpura	x		x	x	x	59 / 47	8	17	MDF / Maciço	MDF / Maciço	M3	
DAGONE	Interior Faia Claro. Cantos, corrimão e laterais RAL 1001	x					49 / 40	11	10	MDF	MDF	M3	
AUZENCE II	Perfis RAL 7030 Interior Dragonnier Cinzento.	x		x	x	x	40	6	11	MDF / Maciço	Aço	M3	
MÉDIDOM II	Dragonnier Clair	x	x	x	x	x	37/14	6	8	Aglomerado	-	M3	
WINNEA FIXO (Pés)	Cor Magnólia	x					42	15	13	Aço / Compact	Aço	M2	
WINNEA EXTRAÍVEL (Cabeceira)							45						
WINNEA® CIC	Cinzento RAL 7047	x					45	15	13	Polipropileno		M3	
PITCHOUNE	Branco / Quivi ou Branco / Parme	80 cms.						46	15	6	MDF	-	M3
PITCHOUNE (barreiras de proteção em madeira)		80 cms.						43	13	8	MDF	Aço	M3
ACESSÓRIOS:							ALTURA A partir da base do sommier						
BARREIRAS DE PROTEÇÃO METÁLICAS								39 cm	12 cm		-		M2
SAM ACTIVE								48 cm	12 cm		-		M3
SAM ERGO								46 cm	12 cm		-		M3
SAM EVOLUTION								40 cm	12 cm		-		M3

As nossas camas e os seus acessórios foram concebidos e fabricados de acordo com as normas essenciais aplicáveis conforme o disposto na Diretiva Europeia 93/42/CE. Foram submetidos a ensaios normalizados nas suas configurações comerciais, incluindo os painéis e acessórios fabricados por nós, com a finalidade de certificar a segurança e desempenho máximos. Por conseguinte, a utilização madeira exclusivamente de painéis e acessórios originais condiciona a manutenção das cláusulas da garantia do produto objeto do contrato e garante uma utilização segura da cama e os seus acessórios. A Virmedic não assumirá nenhuma responsabilidade em caso de danos causados por uma combinação não especificada na tabela acima.

Garantia dos painéis e acessórios: 1 ano*

*Em condições normais de utilização - consultar as instruções de utilização

⁽¹⁾ Painéis disponíveis com e sem guias para barreiras de proteção em

⁽²⁾ Comprimento do sommier: 200 cm para cama de 0/100/120/140/160 cm e comprimento de 160 cm para cama de 80 cm

⁽³⁾ Aglomerado com cantos em ABS / MDF = Médio / Maciço envernizado ou lacado.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es




Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

ACESSÓRIOS PARA CAMA



Até los
220 cm
de sommier





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº	DESCRIÇÃO								DIMENSÕES	ACABAMENTO
		AERYS	X'PRESS	X'PRIM 3	ALDRYS' EVOLUTION II	XXL X'PRESS	XXL DIVISYS	DUO DIVISYS		
1	Barreira de proteção metálica Ref. A637-00 + A638-00	Comprimento: 147 cm Altura: 39,5 cm em relação ao sommier	Epóxi ou cromado
2-3	Barreira de proteção em madeira Ref. A579-00	Comprimento total da cama Altura: 37,5 cm em relação ao sommier	Revestimento polímero Faia Claro
4-5	Haste porta-gotejador telescópica com 2 ganchos Ref. A8400 com 4 ganchos Ref. A840001	Altura ajustável: 72 a 141 cm	Inox Ganchos de plástico
	Haste porta-gotejador fixa com 2 ganchos. Ref. A1700 com 4 ganchos. Ref. A170001	Altura fixa: 120 cm	
6	Haste porta-gotejador sobre rodas Ref. S0200	Altura ajustável: 115 a 220 cm	
7	Suporte para urinol. Ref. A260-00		Epóxi
8	Suporte de parede tipo cunha. Ref. A193-00									Cromado
9	Ganchos para bolsa de urinol. Ref. A5800		Cromado
10	Suporte flexível para comando da cama. Ref. A230-00		
11	Extensão do sommier	Comprimento: 20 cm 24 cm para cama de 120	
12	Batente de parede ALDRYS' EVOLUTION Ref. A15594P				.					Epóxi
13	Batente de parede XPRIM3 Ref. A551-00			.						Epóxi
14	Pega de apoio Ref. A575-00 (Compatível com barreiras de proteção)	Altura: 35 cm Comprimento: 29 cm	Epóxi
15	Barra de levantamento apoiada sobre pés em U Ref. Y0300	Altura: 198 cm	Epóxi
16	Barra de levantamento Ref. A622-00		Epoxi o cromado
17	Barreira de proteção telescópica*	.	.	.		Alumínio e madeira

Garantia dos acessórios 1 ano.*

* Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

** Só com travão centralizado.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GUIA DE PRESCRIÇÃO

A identificação do risco e a sua avaliação estão considerados como um ponto de partida para a implementação de medidas de prevenção das escaras (úlceras causadas por pressão).

As 3 escalas de risco mais utilizadas são as de NORTON, BRADENY WATERLOW. A escala de Norton adapta-se melhor; principalmente a pessoas de pessoas idosas (com mais de 65 anos) A sua utilização é simples e rápida. A escala de Braden é a mais reproduzida e validada pelo que se refere ao uso.

Os especialistas enfatizam que "não se deve subestimar o papel desempenhado pelo juízo clínico empírico ou intuitivo como complemento do instrumento de avaliação do risco de escaras para a implementação das medidas de prevenção".

Fonte: PERSE, APHP, SFFPC, prevenção e tratamento das escaras em adultos e pessoas idosas, Conferência Consenso, novembro de 2001.

ESCALA DE NORTON

CONDIÇÃO FÍSICA	1 <input type="checkbox"/> Muito má 2 <input type="checkbox"/> Pobre 3 <input type="checkbox"/> Regular 4 <input type="checkbox"/> Boa
ESTADO MENTAL	1 <input type="checkbox"/> Surpreso 2 <input type="checkbox"/> Confuso 3 <input type="checkbox"/> Apático 4 <input type="checkbox"/> Orientado
ACTIVIDADE	1 <input type="checkbox"/> Acamado 2 <input type="checkbox"/> Sentado 3 <input type="checkbox"/> Caminha com ajuda 4 <input type="checkbox"/> Ambulante
MOBILIDADE	1 <input type="checkbox"/> Imóvel 2 <input type="checkbox"/> Muito limitada 3 <input type="checkbox"/> Reduzida 4 <input type="checkbox"/> Total
INCONTINÊNCIA	1 <input type="checkbox"/> Urinária e fecal 2 <input type="checkbox"/> Urinária 3 <input type="checkbox"/> Ocasional 4 <input type="checkbox"/> Controlo
PONTUAÇÃO:	<input type="text"/>

ESCALA DE BRADEN

PERCEÇÃO SENSORIAL <small>Capacidade para responder significativamente ao desconforto produzido pela pressão.</small>	1 <input type="checkbox"/> Totalmente limitada 2 <input type="checkbox"/> Muito limitada 3 <input type="checkbox"/> Ligeiramente limitada 4 <input type="checkbox"/> Não alterada
HUMIDADE <small>Grau no qual a pele está exposta à humidade.</small>	1 <input type="checkbox"/> Constantemente húmida 2 <input type="checkbox"/> Muito húmida 3 <input type="checkbox"/> Ocasionalmente húmida 4 <input type="checkbox"/> Raramente húmida
ACTIVIDADE	1 <input type="checkbox"/> De cama 2 <input type="checkbox"/> Na cadeira 3 <input type="checkbox"/> Caminha ocasionalmente 4 <input type="checkbox"/> Caminha com frequência
MOBILIDADE <small>Capacidade para mudar e controlar a posição do corpo.</small>	1 <input type="checkbox"/> Totalmente imóvel 2 <input type="checkbox"/> Muito limitada 3 <input type="checkbox"/> Ligeiramente limitada 4 <input type="checkbox"/> Sem limitações
NUTRIÇÃO <small>Padrão usual de consumo alimentar.</small>	1 <input type="checkbox"/> Muito pobre 2 <input type="checkbox"/> Provavelmente inadequada 3 <input type="checkbox"/> Adequada 4 <input type="checkbox"/> Excelente
FRICÇÃO E ATRITO / DESLIZAMENTO <small>Capacidade para controlar a posição do corpo.</small>	1 <input type="checkbox"/> É um problema 2 <input type="checkbox"/> É um problema potencial 3 <input type="checkbox"/> Sem problemas aparentes
PONTUAÇÃO:	<input type="text"/>

RISCO	Elevado	Médio a elevado	Baixo a médio	Nulo a baixo
Escala de Braden	Pontuação de 8 a 6	Pontuação de 13 a 9	Pontuação de 17 a 14	Pontuação de 23 a 18
Escala de Norton	Pontuação de 8 a 5	Pontuação de 12 a 9	Pontuação de 14 a 13	Pontuação de 20 a 15

TABELA DE COLCHÕES ANTIESCARAS



Cuidamos das pessoas com perda de autonomia e dos seus cuidadores

RISCO DE ESCARA NULO, BAIXO A MEDIO

RISCO DE ESCARA DE MÉDIO A ELEVADO

RISCO DE ESCARA OU DE ELEVADO

Paciente encamado \leq 15 horas/día

Paciente encamado $>$ 15 horas/día

Paciente encamado 24 horas/día

- Pacientes com mobilidade
- Não sofrem distúrbios neurológicos importantes
- Sem doença arterial
- Estado geral de bom a médio

PACIENTES COM CERTA MOBILIDADE (Podem cambiar de posição)

Paciente, em geral, em mau estado de saúde, que sofre uma arteriopatia, ou um distúrbio neurológico reciente severo

\geq 6 x día
COLCHÕES ESTÁTICOS

$<$ 6 x día
COLCHÕES DE AR

COLCHÕES DE AR

COLCHÕES ESTÁTICOS

Sem de escaras

Antecedentes uma escara

Ao menos Em zona de apoio Estágio I ao 4 Exceto zona de apoio

Uma escara na zona de apoio

Estágio I o 2

Estágio del I al 4

Mais de uma escara Estágios do I ao 4 – em zonas de apoio

MAU ESTADO GERAL

ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA

MORFEA
30 \leq 120 kg

APLOT
40 \leq 120 kg

EPSUS
30 \leq 120 kg

ALOVA
20 \leq 180 kg

VISKOVA
30 \leq 150 kg

ALOVA XXL
135 \leq 270 kg

ESPUMA VISCOLÉSTICA

ox'tair one® plus
30 \leq 150 kg

ox'tair automorpho plus
30 \leq 165 kg

SGH

AUTOMÁTICO

ox'tair automorpho can'ror
30 \leq 180 kg 30 \leq 200 kg



COLCHÃO HOSPITALAR SIMPLES **MORFÉA**

COLCHÃO DE ESPUMA PARA ALOJAMENTO HOSPITALAR

- Colchão com os 4 cantos arredondados para um ajuste perfeito em todos os tipos de sommiers de camas hospitalares e os seus acessórios.



COLCHÃO DE ESPUMA PARA ALOJAMENTO HOSPITALAR

- Espuma de alta resiliência (HR) ZYPREX ≥ 34 kg/m³ Superfície lisa e muito confortável.
- Dureza de 3 kPa.
- Peso do colchão: 9,5 kg
- Envolvimento integral aberto por 3 lados, 3 materiais a escolher:



PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar.
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
- **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA SEGÚN PRESENTACIÓN			DIMENSÕES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA CARTÃO	PALETE BOX (10 UNIDADES)	ENROLADO COMPRIMIDO				
Colchão MORFEA cantos arredondados, envoltório PVC BIOPLAST	VMB14	VMB14-BOX	---	198x88x14 cm	30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 Classe C	Espuma de alta resiliência ≥ 34 kg/m ³
Colchão MORFEA cantos Arredondados, envoltório integral PROMUST PU	VMB14/HIP	VMB14/HIP-BOX	VMB14RC1-HIP (1 ud) VMB14RC-HIP (5 uds)			EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 Classe D	
Colchão MORFEA cantos arredondados, envoltório integral PROMUST PU HD	VMB14/HIPH	VMB14/HIPH-BOX	---				

2 anos de garantia

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.


COLCHÃO GRAVADO EM RELEVO

APLOT Monobloco



COLCHÃO GRAVADO EM RELEVO, MOLDADO EM ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA (HR) ZYPREX™

- **Eficácia:** Grande mobilidade dos blocos.
- **Ergonomia:** Os seus 4 cantos arredondados facilitam a instalação da barra de levantamento e das diferentes formas de painéis para cama.
- **Conforto:** Blocos moldados com superfície lisa e bordas arredondadas.



Colchão gravado em relevo, moldado em espuma de alta resiliência (HR) Zyprex®

Eficácia:


- Redução do cisalhamento graças à mobilidade dos blocos.
- Grande mobilidade dos blocos nas 3 dimensões para reduzir o risco de cisalhamento da pele e tecidos subjacentes.
- Espuma de alta resiliência (HR) ZYPREX $\geq 34 \text{ kg/m}^3$.
- Dureza da espuma HR: 4,5 kPa.
- Peso do colchão: 8,5 kg

Ergonomia:

- 4 cantos arredondados.
- Mais espaço para a barra de levantamento.
- Compatível com todos os tipos de painéis para cama.

Segurança:

- Altura compatível com barreiras de proteção para cama.




VERSÕES

Monobloco



Compatibilidade com a dobragem do sommier

Monobloco comprimido



PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar.
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
- **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA CONFORME A APRESENTAÇÃO			DIMENSÕES	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA CARTÃO	PALET BOX (10 UNIDADES)	ENROLADO COMPRIMIDO				
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, proteção Dermalón FR	VA103MB14	VA103MB14-BOX	VA103MB14RC1 (1 ud) VA103MB14RC (5 uds)	195x85x14 cm	40 a 120 Kg	EN 597-1 y 2 GPED I 90 Classe D	Espuma de alta resiliência Zyprex $\geq 34 \text{ Kg/m}^3$
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, envoltório integral Promust PU	VA103MB14/HIP	VA103MB14/HIP-BOX	----				
Colchão APLOT monobloco cantos arredondados, envoltório integral Promust PU HD	VA103MB14/HIPH	VA103MB14/HIPH-BOX	----				

Manutenção: Dermalon FR



Manutenção: Promust PU (HD)



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO EPSUS


Monobloco Mono-sustentação



- **Prescrição:** indicado para pacientes acamados por mais de 15 horas por dia. Ajuda no tratamento das UPP (úlceras por pressão) com estágio 1 e 2 (NPUAP), excluindo a zona de apoio ou com possibilidade de exclusão de apoio.
- **Segurança:** bordas laterais estabilizadoras para facilitar o transporte da cama à cadeira de rodas. Envolvório de proteção Dermalon FR para uso residencial ou Promust PUHD para coletividades.
- **Evolutividade:** possibilidade de remover módulos para aliviar sobretudo a zona dos calcanhares.



VALORES DAS PRESSÕES* NO COLCHÃO EPSUS CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DOS ESPECIALISTAS (LX13321)




* Valor máximo da pressão exercida sobre a pele




COLCHÃO EPSUS

- Colchão composto por 8 módulos com blocos de espuma de alta resiliência.
- Espuma de alta resiliência (HR) $\geq 34\text{Kg/m}^3$.
- Multizona. Dureza:
 - * 2'9 kPa (módulos brancos),
 - * 3'4 kPa (módulos cinzento)
 - * 3'4 kPa (bordas estabilizantes)
- Peso del Colchão: 10 kg
- Durabilidade medida em 10.000 ciclos no teste do ensaio dinâmico (manequim W44512 – 3BScientific. HxI 4042).
- Mobilidade dos blocos nas 4 dimensões.
- Bordas arredondadas no sentido longitudinal.



Bordas laterais estabilizadoras para facilitar a mudança de posição "deitado-sentado" e as rodas"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO DEL PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDAD
EPSUS Monobloco, Capa para colchão Dermalon FR*	VE208MB	198 x 88 x 17 cm	de 30 a 120 kg	EN 597-1 y 2 GPEM DI 90 classe D	Espuma de alta resiliência $\geq 34\text{ kg/m}^3$
EPSUS Monobloco, envoltório integral Promust PU HD*	VE208MB/HIPH				

Manutenção: Promust PU (HD)



Manutenção: Dermalon FR



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

Colchão DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

ALOVA[®]

Monobloco, multizona

com zona de apoio para os calcanhares



ZONA DE APOIO PARA OS CALCANHARES INTEGRADA

- **Funcionalidade:** redução dos valores de pressão por diferentes graus de dureza adaptados a cada zona do corpo.
- **Eficácia:** ajuda no tratamento de escaras dos níveis 1 e 2. Melhora o fluxo vascular ao nível dos calcanhares por inclinação integrada na zona dos pés.
- **Segurança:** Redução ao mínimo do risco graças a uma proteção integral tecnicamente comprovada.
- **Conforto:** acompanhamento dos movimentos do corpo.



Opção
com funda CIC



Colchão multizona com zona de apoio para os calcanhares

Espuma viscoelástica

(Altura 6 cm)
Densidade 80 kg/m³

Multizona



Macia dura Média

Firmeza espuma viscoelástica:

- Macia: 1'5 kPa
- Média: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa

VMA64



VMA63



VMA62




Peso do colchão

- VMA62: 14 kg
- VMA63: 15 kg
- VMA64: 16 kg

Base de espuma de alta resiliência


(Altura 8 cm)
Densidade espuma HR:
- VMA62: 18 kg/m³
- VMA63: 28 kg/m³
- VMA64: 34 kg/m³




Com zona de apoio para os calcanhares integrada

- **Redução ótima das pressões nas zonas de risco.** Graças à zona de apoio para os calcanhares e as zonas com firmeza diferenciada.

Exemplo: distribuição das pressões ao nível do calcanhares num paciente de 1,76 m e 70 kg. (Unidade: mm de hg).



Colchão SEM zona de apoio para os calcanhares.



Colchão ALOVA monobloco multizona COM zona de apoio para os calcanhares.

PALET BOX

- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar.
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.



ENROLADO COMPRIMIDO (RC)

- **Ergonómico:** ligeiro, fácil de transportar (aba para deslocar).
 - **Ecológico:** aumenta a capacidade de transporte do veículo.
- Desenrolar antes da data indicada na embalagem (aprox. 6 meses)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA SEGÚN PRESENTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO			DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
	CAIXA	PALET BOX (10 unidades)	ENROLADO COMPRIMIDO				
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU	----	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190x88x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D I 90 classe D	80 kg/m ³
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195x88x14	20 a 120 kg		
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	----		20 a 150 kg		
	VMA63-HIP	VMA63HIP-BOX	VMA63RC1-HIP (1 ud) VMA63RC-HIP (5 ud) VMA63RC1-HIPH3 (1 ud) VMA63RC-HIPH3 (5 ud)				
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório Promust PU HD	VMA63HIPH	VMA63HIPH-BOX	VMA63RC1-HIPH3	20 a 150 kg			
	VMA64HIPH	VMA64HIPH-BOX	VMA64RC1-HIPH (1 ud) VMA64RC-HIPH (5 uds)	20 a 180 kg			
ALOVA DT monobloco multizona, envoltório CIC	VMA63CIC	VMA63CIC-BOX	----	20 a 150 Kg			
	VMA64CIC	VMA64CIC-BOX	----	20 a 180 kg			

Manutenção
Promust PU (HD)
Promust CIC



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**[®]



COLCHÃO DE ESPUMA VISCOELÁSTICA ADAPTADO ÀS SUAS NECESSIDADES

- **Funcionalidade:** redução dos valores de pressão por densidades adaptadas a cada zona do corpo.
- **Segurança:** bordas estabilizantes. Facilita as transferências da cama à cadeira.
- **Conforto:** acompanhamento dos movimentos do corpo.



- Colchão monobloco **multizona** com bordas estabilizantes:
- **Camada superior viscoelástica** moldada com densidade de 80 kg/m³
- **Base em espuma de alta resiliência (HR)**: densidade: 28 Kg/m³ y firmeza 3'5 kPa

• **Peso do Colchão:** 19 Kg

• **Envoltório disponível:** Promust PU y Promust PU HD

• **Multizona.** Firmeza:

- Macia: 1'5 kPa
- Média: 1'7 kPa
- Dura: 1'9 kPa




• **Multi-zona**



Macia dura Média

Bordas laterais reforçadas: facilitam a estabilidade durante as transferências.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO	DENSIDADE
ALOVA bordas laterais estabilizantes, envoltório Promust PU*	VMA/BS/HIP	195 x 88 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 Classe D	75 kg/m ³
ALOVA bordas laterais estabilizantes, envoltório Classe D Promust PU HD*	VMA/BS/HIPH				

Manutenção
Promust PU (HD)



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO DE ESPUMA VISCOELÁSTICA (FR) VISKOA



(FR) - RETARDANTE DE FOGO*

- Segurança:** Proteção para pacientes atendidos em contacto com fonte de ignição, fonte de calor ou elétrica. Apto para pessoas com um peso de 30 a 150 kg. Resistência à penetração de líquidos > 300 cm [EN 20811].
- Característica:** Dupla elasticidade [Cadeia > 120%, Trama > 140%] do envoltório de proteção associada à combinação MV. A densidade da espuma favorece a imersão na matéria e a redução dos valores de pressão.
- Conforto:** Permeabilidade ao vapor de água do material do envoltório de proteção Promust PUHD > 500 g/m² 24 horas [nf EN ISO 2528].
- Durabilidade:** Gramagem 210 g do envoltório de proteção Promust PUHD.



* Tratamento retardante contra o fogo

COLCHÃO VISKOA

COLCHÃO COM O SEU ENVOLTÓRIO (2)	TIPOS DE FONTES INFLMÁVEIS PELAS QUAIS O RISCO DE INFLAMAÇÃO DOS PRODUTOS É MAIOR.	TIPOS DE CARACTERÍSTICAS EM RELAÇÃO À INFLAMABILIDADE QUE PERMIT REDUZIR OS TISCOS IDENTIFICADOS.		
		PERMANÊNCIA CURTA	PERMANÊNCIA LONGA	PSIQUIATRIA
PRODUCTOS SANITÁRIOS (2)	Cigaro e fósforo	D	C (1)	A (1)

(1): Pode derrogar-se esta funcionalidade quando o responsável pelo centro de saúde considere que certos aspetos, tratamentos, higiene e conforto prevalecem sobre o risco de incêndio.

(2): Os colchões previsto pelo decreto nº 95-292 e a diretiva relativa aos produtos sanitários 93/42. Unicamente o envoltório original permite a manutenção da conformidade com os requisitos de segurança dispostos no decreto e pela marcação CE.

- Espuma viscoelástica de 6 cm, 60 kg/m³ e dureza de 1,2 kPa
- Base de espuma HR de 8 cm, 35 kg/m³ e dureza de 3,9 kPa
- Peso do colchão: 14 kg
- Envoltório PROMUST PU HD



PALET BOX



- **Prático:** os colchões estão prontos a utilizar.
- **Ecológico:** reduz o volume de resíduos.
- **Ergonómico:** pegas integradas na embalagem.
- **Embalagem:** 10 colchões por palete.

CRITÉRIOS DEACEITAÇÃO DOS ENSAIOS DE FOGO



- Persistência da chama inferior a 120 seg. após a remoção da fonte de calor.
- Deterioro limitado do colchão a partir do ponto de aplicação da fonte de calor.
- Uma combustão que cobre menos de uma hora após a remoção da fonte de calor.

MATÉRIA VISCOELÁSTICA




A matéria viscoelástica favorece a imersão na matéria e a Composición del Colchão: redução dos valores de pressão.

Composição do colchão:

- 6 cm de espuma viscoelástica de alta performance.
- 8 cm de espuma de alta resiliência.

VALORES DE DISTRIBUIÇÃO DAS P_{máx}

Redução ótima da P_{máx} (valor de pressão máxima exercida sobre a pele expressa em unidade mm de hg)



Serie 1: Valor P_{máx} medido Serie 2: Limiar P_{máx} tolerado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA CONFORME A APRESENTAÇÃO E EMBALAGEM		DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
	CAIXA DE CARTÃO (1 ud)	PALET BOX (10 uds)			
VISKOA MONOBLOCO MONO-SUSTENTAÇÃO	VMAFR-HIPH	VMAFR-HIPH BOX	195 x 88 x 14	de 30 a 150 kg	EN 597-1 :95 EN 597-2 :95 GPEM/CP DI -90 :1991

Manutenção: Promust PU (HD)



2 anos de garantia. Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GAMA DE ESPUMA VISCOELÁSTICA **ALOVA**® Monobloco **I00, DUO, XL, XXL, PEDIA y CONFORT**



ALOVA®, MONOBLOCO, ESPUMA MOLDADA, EM DIVERSOS TAMANHOS

- **Funcionalidade:** ajuda na prevenção de escaras em pessoas com risco de médio a elevado, levantadas durante o dia e deitadas mais de 15 horas por dia.
- **Ajuda no tratamento de escaras do nível I e 2.**
- **Gama:**
 - Colchão Alova I00
 - Colchão Alova DUO
 - Colchão Alova XL.
 - Colchão Alova XXL
 - Colchão Alova Pedia
 - Almofadas Alova Confort



COLCHÃO 100

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Camada superior em espuma viscoelástica moldada de 6 cm. Densidade 80 kg/m³
 - Base em espuma High Resilient (HR) de 8 cm. Densidade ≥34 kg/m³
- **Peso do paciente:** 30 a 150 Kg
- **Peso do colchão:** 15 Kg
- **Envoltório disponível:** Promust CIC



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS DO EMPACOTAMENTO		DIMENSÕES	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
	CARTÃO	PALLET BOX		
ALOVA® 100 Envoltório Promust CIC	VMA100-CIC	VMA100-CIC-BOX	195 x 97x 14 cm	EN 597-1 y 2 GPEM D1-90 classe C

3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

COLCHÃO DUO

- **Colchones monobloco** compostos por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, 75 kg/m³ e dureza de 2,2 kPa
 - Base de espuma HR de 7 cm, 34 kg/m³ e dureza de 1,8 kPa
- **Peso do Colchão:** 16'8 kg (VMA70) y 18'2 kg (VMA80)
- **Envoltório** PROMUST PU HD



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO DO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA DUO de 70 cm para cama hospitalar de 140 cm com sommier duplo. Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA70	196 x 70 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 classe D
ALOVA DUO de 80 cm para cama hospitalar de 160 cm com sommier duplo. Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA80	196 x 80 x 14 cm		

3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

Manutenção
Promust PU (HD)



COLCHÃO XL



- **Colchão monobloco** composto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidade de 75 kg/m³ e dureza de 1,7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidade 28 kg/m³ e dureza de 3'6 kPa
- **Peso do colchão:** 24 kg (VMA I 17XL) y 28 kg (VMA I 37XL)
- **Envoltório** PROMUST PU

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA XL 120 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I 17XL	195 x 117 x 17 cm	30 a 150 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 classe D
ALOVA XL 140 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I 37XL	195 x 137 x 17 cm		


Manutenção
Promust PU (HD)



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

COLCHÃO XXL

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Espuma viscoelástica de 7 cm, densidade de 75 kg/m³ e dureza de 1,7 kPa
 - Base de espuma HR de 10 cm, densidade de 42 kg/m³ e dureza de 4,5 kPa
- **Peso do Colchão:** 29'5 kg (VMA I 20BAR) y 38'9 kg (VMA I 40BAR)
- **Envoltório** PROMUST PU HD



A prescrição médica deve indicar o peso do utilizador.

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
ALOVA XXL 120 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I 20BAR	195 x 117 x 17 cm	135 a 270 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D I 90 classe D
ALOVA XXL 140 cm Envoltório integral para Promust PU HD*	VMA I 40BAR	195 x 137 x 17 cm		

Manutenção
Promust PU (HD)



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es


www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO PEDIA CONFORT

- **Colchão monobloco** composto por:
 - Camada superior viscoelástica moldada com densidade de 75 Kg/m³ e firmeza de 1,8 kPa
 - Base de espuma de alta resiliência (HR): densidade: 28 kg/m³ e firmeza de 3,6 kPa
- **Peso do paciente:** 15 a 60 kg (VMA/PEDIA/S), 20 a 90 kg (VMA/PEDIA/M)
- **Peso do Colchão:** 12 Kg
- **Envoltório:** Promust CIC



DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	NORMA RELATIVA AO FOGO
ALOVA™ PARA CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS	VMA/PEDIA/S	160 x 80 x 14	EN 597-1 and 2 GPED D I 90 Classe D
ALOVA™ PARA CRIANÇAS DE 6 A 12 ANOS	VMA/PEDIA/M		

Instruções de limpeza: envoltório Promust CIC



3 anos de garantia.
Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

ALMOFADAS ALOVA CONFORT

- Almofadas de espuma viscoelástica com densidade de 80 kg/m³.
- Envoltórios removíveis (80% algodão e 20% poliéster)



Alova cervical anatómica.
Ref: VCERVA 5535



Alova apoio lombar
Ref: VCALELOMB



Alova apoio cervical
meia-lua
Ref: VDLUNE



Alova cervical
Ref: VCERV-5035/5042/6038
Ref: VTRAVEL-5035



Alova clássica
Ref: VSTAND 6040

REFERÊNCIA	DIMENSÕES (CM)
VCERVA-5535	55x35x8/12
VSTAND-6040	60x40x13
VDLUNE	28x24x10
VCALELOMB	36x32x10
VCERV-5035	50x35x7/10
VCERV-5042	50x42x10/12
VCERV-6038	60x38x11/13
VTRAVEL-5035	50x35x7/10

3 anos de garantia.
1 ano para o envoltório.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO DE AR MOTORIZADO°

axtair one® plus

AJUDA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS EM PESSOAS COM RISCO DE MÉDIO A ELEVADO, LEVANTADAS DURANTE O DIA E DEITADAS MAIS DE 15 HORAS POR DIA.
AJUDA NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS NO ESTÁGIO DE 1 A 2.
ASSOCIADO AO USO DE POSICIONADORES.
PARA PACIENTES DE 30 KG ATÉ 150 KG.

- **Eficácia terapêutica** nos primeiros estágios da úlcera.
- **Simplicidade de utilização** para os cuidadores.
- **Ajuda no diagnóstico técnico** através do código QR.ç
- **Pronto a utilizar** com saco de transporte.
- Desenvolvido a partir de um **eco-conceito** respeitoso com o meio ambiente.
- **Concebido e fabricado na Europa.**




Com opção de envoltório CIC:



Antiodores



Antibacteriano



Antiácaros



Antifúngico

WINNCARE
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão) **médio a elevado**

COLCHÃO

- 18 células de poliuretano com base éter de ar medicinal independentes e removíveis de 12cm.
- Base de espuma de poliéster de +5 cm de espessura situado num independente.
- Abertura e fechamento da válvula CPR rápido e confortável com uma única mão.
- Tampa de transporte para autonomia de 8 horas
- Guia para cabos (opcional)

COMPRESSOR

- Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação, em função da morfologia do paciente.
- 1 modos terapêutico: Alternância de pressões.
- Gestão da posição de sentado (>30°)
- Ajuste do conforto: regulação do nível de pressão.
- Alarmes visuais e sonoros.
- Número de série na parte posterior do compressor: manual de instruções simples e código QR nas laterais.

ENVOLTÓRIOS DISPONÍVEIS


- Lado superior: bielástica, impermeável aos líquidos e transpirável ao vapor de água.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 envoltórios disponíveis:
 - PROMUST PU HD (ENVOLTÓRIO PRETO) COMPARTIMENTO
 - PROMUST CIC (envoltório azul) com tratamento antibacteriano com iões de prata (antifúngico, antiácidos, antibacteriano e antiodores).




Válvula CPR
(Reanimação cardiopulmonar)



OPÇÃO:
Bomba de insuflação rápida



Número de rastreamento no verso compressor (n° série)



Novo cabo com 2 sistemas de fixação ao sommier



Material antideslizante na parte inferior



Saco de transporte com identificação do na parte frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES / PESO	PESO PACIENTE	NORMA DE FOGO	CARACTERÍSTICA TÉCNICAS
AXTAIR ONE® PLUS (compressor+colchão) Envoltório Promust PU Para camas de 90 cm de largura	VAXT2/ ONE-P	195 x 87 x 17 cm	30 a 150 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D I 90 Classe D	<p>Colchão</p> <p>Válvula CPR de emergência 18 células de poliuretano com base éter (300 µ) independentes e extraíveis com 12 cm de altura de ar medicinal. Suporte em espuma poliéster extraível de + 5 cm de espessura, situado num compartimento independente (densidade 18kg/m3, sustentação 3,5 kPa)</p> <p>Compressor</p> <p>Medidas: 22 x 25 x 11,5 cm</p> <p>Peso: 2,7 kg</p> <p>Modo dinâmico (alternante): 1 de cada 2 células.</p> <p>Tempo do ciclo completo: de 9 a 14 minutos.</p> <p>Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação.</p> <p>Ajuste conforto personalizado</p> <p>Alarmes visuais e sonoros</p> <p>Fluxo > 7 l / min.</p> <p>Alimentação elétrica: 220-240 V - 50 Hz</p> <p>Classe II tipo BF</p> <p>Consumo médio: 5 Wh</p> <p>Decibéis do compressor:</p> <p>Nível de ruído conforme a norma NF EN3744: <35 dBA</p> <p>Conformidade elétrica e eletromagnética de acordo com as normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR ONE® PLUS (compressor+colchão) Envoltório Promust CIC Para camas de 90 cm de largura	VAXT2/ ONE/CIC-P	8kg			

Manutenção: Fundas Promust PU y CIC



2 anos de garantia.

Winnocare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnocare.es

www.winnocare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNOCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO DE AR MOTORIZADO AUTOMÁTICO **AXTAIR**

automorpho® plus



AJUDA NA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO EM PACIENTES COM RISCO MÉDIO E ALTO

PARA PACIENTES QUE FICAM LEVANTADOS DURANTE O DIA E DEITADOS DURANTE MAIS DE 15 HORAS POR DIA É UMA AJUDA NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO NAS 4 FASES ASSOCIADO À UTILIZAÇÃO DE POSICIONADORES.

PESO DO PACIENTE ATÉ 165 KG

- **Simplicidade de utilização** para os cuidadores de saúde.
- **Eficácia e segurança terapêuticas** para o paciente.
- Melhoria **da qualidade dos cuidados e da vida** do paciente.
- **Rastreabilidade ótima** mediante código QR
- **Pronto a utilizar** com saco de transporte.
- Baseado nos **fundamentos de eco-design**, respeitosos com o meio ambiente.
- **Concebido e fabricado na Europa.**



Com opção de envoltório CIC:



Antiodores



Antibacteriano



Antiácaros



Antifúngico

WINNCARE
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão) **médio a elevado**

AXTAIR AUTOMORPHO PLUS

COLCHÃO

- 18 células de poliuretano éter independentes e extraíveis de 12cm de altura de ar terapêutico.
- Zona de cabeça: 2 células da cabeça estáticas cobertas por um traveseiro.
- Pés -Zone: 4 células para descarregar na área do calcanhar.
- Suporte de espuma de poliéter + 5 cm de espessura localizado em um compartimento independente.
- Abertura e fechamento da válvula CPR traseira rápido e confortável com uma única mão
- Tampa de transporte para autonomia simplificado e código QR nas laterais. de 8 horas
- 4 células para apoio para os calcanhares
- Guia para cabos (opcional)



Válvula CPR

(Reanimação cardiorrespiratória)

COMPRESOR

- Sistema patenteado para cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação, em função da morfologia do paciente.
- 3 modos terapêuticos: dinâmico, estático disponíveis: à baixa pressão e assistência ou cuidados de saúde.
- Gestão da posição de sentado (>30°)
- Ajuste do conforto em todos os modos e posições do paciente: Regulação do posições do paciente: Regulação do nível de pressão.
- Alarmes visuais e sonoros.
- Número de série na parte de trás do compressor: manual de instruções simplificado e código QR nas laterais.




OPÇÃO:


Bomba de insuflação rápida

FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástico, impermeável a líquidos e respirável a vapor de água.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 envoltórios disponíveis:
 - PROMUST PU HD (envoltório preto)
 - PROMUST CIC (envoltório azul)
 tratamento antibacteriano com iões de prata (antifúngico, antiácidos, antibacteriano e anti-odor)



Número de rastreamento no verso compressor (n° série)



Novo cabo com 2 sistemas de fixação ao sommier



Material antideslizante na parte inferior



Saco de transporte com identificação do na parte frontal

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES / PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FOGO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 90 cm	VAXT4/ AUTO-P	195 x 87x17 cm	30 to 165 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM DI 90 Classe D	Colchão Válvula CPR de emergência 18 células de poliuretano com base de éter (300 µ) independentes e extraíveis de 12 cm de altura de ar medicinal. 2 células estáticas na zona da cabeça revestidas com uma almofada conforto 4 pontos de apoio para os calcanhares de série. Suporte em espuma poliéter extraível com + 5 cm de espessura, situado num compartimento independente (densidade 18 kg/m3, sustentação 3,5 kPa) Compressor Medidas: 22 x 25 x 11,5 cm Peso: 2,7 kg Modo dinâmico (alternante): 1 de cada 2 células. Tempo do ciclo completo: de 9 a 14 minutos. Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflado. Ajuste personalizado do conforto Alarmes visuais e sonoros Fluxo > 7 l / min. Alimentação elétrica: 220-240 V - 50 Hz Classe II Tipo BF Consumo médio: 5 Wh Decibéis do compressor: Nível de ruído conforme a norma NF EN3744: <35 dBA Conformidade elétrica e eletromagnética com as normas IEC 60601-1
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust CIC Para camas de 90 cm	VAXT4/ CIC-P	8kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 100 cm	VAXT4/ AUTO100-P	195 x 97x17 cm			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust CIC Para camas de 100 cm	VAXT4/ CIC100-P	10kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compressor + Colchão) Envoltório integral para Promust PU HD Para camas de 120 cm	VAXT4/ AUTO120-P	195 x 117 x 17 cm 12kg			

Manutenção Promust PU HD



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

COLCHÃO Y COJÍN

AIRE MOTORIZADO

AUTOMÁTICO E INTELIGENTE

axtair automorpho® **axensor**®
technology

AJUDA NO TRATAMENTO DAS UPP (ÚLCERA POR PRESSÃO) COM ESTÁGIO DE I A 4 EM PACIENTES DE ALTO RISCO, DURANTE O DIA E DEITADOS DURANTE MAIS DE 15 HORAS POR DIA.

PARA PACIENTES DE:

30 A 150 KG (ALMOFADA) 30 A 165 KG (AT12) 30 A 180 KG (AT15 E AT15DV) 30 A 200 KG (AT20)

MODELOS AXENSOR DISPONÍVEIS:



Colchão 12 cm de ar medicinal.
Base de espuma de 5 cm



Colchão 15,5 cm de ar medicinal.
Base de espuma de 5 cm



Modelo **DECUBITO PRONO**
15,5 cm de ar terapéutico.
Base de espuma de 5cm



Colchão com ar completo
20 cm de ar medicinal.





Almofada 10 cm de ar medicinal



Almofada AXTAIR Axensor

Compressor compatível com toda a gama Axensor



axensor®
technology

- Detecção
- Análise
- Comunicação
- Ajuda a tomada de decisão (reporting)
- Rastreabilidade



Bluetooth™



WINCARE
g r o u p

Para pacientes com risco de UPP (Úlcera por pressão)

Elevado

AXENSOR

- Ajuste automático e permanente da pressão em plano e em função da inclinação do elevador da cabeceira da cama.



VÁLVULA CPR

- Abertura e fechamento da válvula manual. Facilmente manuseável com uma única mão.
- Esvaziamento do colchão em 15 segundos.
- Enchimento em 1 minuto com ajuda da bomba de insuflação rápida.



ENVOLTÓRIO CIC

- Envoltório soldado com tratamento antibacteriano por iões Ag+ (prevenção das contaminações cruzadas).



ZONA DE APOIO PARA OS CALCANHARES

- Possível esvaziamento das 4 células na zona dos pés do colchão.



CONECTOR CPC/DATA

- Obturação automática dos circuitos de ar durante o desligamento.
- 8 h de autonomia zona da
- Comunicação colchão-compressor.



OPÇÃO: Bomba de insuflação rápida


DECÚBITO PRONO

- Função opcional
- Esvaziamento seletivo das células centrais



FÁCIL EXTRAÇÃO

da parte de ar por meio de 2 cremalheiras (uma na zona dos pés e outra na cabeça do colchão) para ajudar na limpeza e desinfecção.


CPR lateral



Zona de apoio para os calcanhares de fácil acesso

AT

20

ALTURA DO AR

- 20 cm

4 ZONAS TERAPÊUTICAS

- 2 células estáticas de ar na zona da cabeça
- 4 células cérvico-dorsal
- 10 células de ar na zona do sacro com uma base de ar independente para garantir a estabilidade
- 5 células de ar independente localizada na zona dos pés (apoio para os calcanhares)

VÁLVULA LATERAL DE CPR

- Esvaziamento a partir do centro do colchão em apenas 5 seg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	REFERÊNCIA	COMPRESSOR	ALTURA TERAPÊUTICA DELAIRE	BASE DE ESPUMA	DIMENSÕES	PESO DO PACIENTE	VÁLVULA CPR	NORMAS DE FOGO
AXENSOR® AT12	VAXT6 /AUTO	22 x 25 x 11,5 cm 3 modos: dinâmica, estática de baixa pressão e cuidado. (para a almofada axensor, somente no modo dinâmico disponível no modo ligado). Tecnologia baseada na pressão alternada de 1 célula em 2 durante um ciclo completo de 14 a 20 minutos Sistema patenteado de cálculo automático e contínuo da pressão de insuflação de acordo com a morfologia e a posição do paciente. Alarmes sonoros e visuais. Fluxo > 8 l / min. 220-240 V - 50Hz Classe II Tipo BF: consumo média: 5 watts	12 cm	Base de espuma de poliéter de 5 cm localizada em um compartimento independente	195 x 87 x 17 cm	30 a 165 Kg	✓	EN 597 - 1 y 2 GPEM DI-90 & DI-89 bis
AXENSOR® AT15	VAXT6 /MAX	Potência de ruído < 35 dBA conforme a NF ISO	15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT15 DV	VAXT6 /MAX-DV	3744: 1995 Conformidade elétrica e eletromagnética conforme as normas IEC 60601-1 e 60601-1-2	15,5 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 180 Kg	✓	
AXENSOR® AT20	VAXT6 /AT20		20 cm		195 x 87 x 20,5 cm	30 a 200 Kg	✓	
AXENSOR® COJÍN	VAXT6 /CO /AUTO		10 cm	45 x 45 x 10 cm	30 a 150 Kg			

Garantia: 2 anos

Manutenção: Envoltórios Promust CIC:      

Limpeza e desinfecção compatíveis conforme o método RABC.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es




Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

ALMOFADAS **SIGEL**[®] DE FLUTUAÇÃO LÍQUIDA

- Previne o aparecimento de úlceras.
- Gera conforto: ajuda a manter a postura e absorve os impactos.
- Proporciona sensação de frescor nas zonas de contacto.





Para obter uma adequada distribuição das pressões, a almofada dispõe de um sistema de flutuação que aumenta a superfície de contacto com o utilizador. Desta forma, obtém-se uma redução da pressão por unidade de superfície, evitando assim a compressão prolongada dos vasos sanguíneos situados ao redor das proeminências ósseas e permitindo uma melhor irrigação sanguínea dos tecidos.

Para uma **maior prevenção e conforto** a espuma HR com densidade de 34 kg/m³ é combinada com um fluído.

Envoltório com a parte inferior realizada em tecido antideslizante que aumenta a segurança. Parte superior com tratamento retardante contra o fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES	PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR	NORMAS
SIGEL® Quadrado	102901001	42× 42×6 cm	120 kg	UNE-EN 12182
	102902001	42×42×4,5 cm	100 kg	
	102903001	41×41×3,5 cm	80 kg	
SIGEL® Ferradura	102901002	42× 42×6 cm	120 kg	
	102902002	42×42×4,5 cm	100 kg	
	102903002	41×41×3,5 cm	80 kg	

1 ano de Garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.



ALMOFADAS GEL E ESPUMA **GELSCAR** **GELTOP**



ALMOFADAS EM GEL VISCOELÁSTICO ASSOCIADO OU NÃO A UMA BASE DE ESPUMA DE ALTA RESILIÊNCIA

- **Eficácia:** redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluido.
- **Segurança:** princípio de estabilização da almofada.




Almofofa Geltop



Almofofa Gelscar

ALMOFADA GELSCAR

- Redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluído.
- Redução das pressões máximas.
- Segurança do assento reforçada por 4 cordões cosidos nos 4 cantos.
- Isotermia graças às propriedades do suporte de neopreno celular.
- O gel pode proporcionar uma sensação refrescante no primeiro contacto: o suporte de neopreno permite atenuá-la.



Espessura 35mm.



ALMOFADA GELTOP




Disponível com dois tipos de envoltório.



- Redução das pressões máximas por imersão do corpo no gel fluído contido num suporte de espuma de alta resiliência.
- Redução das forças de cisalhamento aplicadas à pele graças às propriedades do gel visco fluído.
- Termorregulação por permeabilidade da proteção contra o vapor de água.

Gel fluído espessura: 10 mm



Espuma HR espessura: 45 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTEÇÃO FOGO
GELSCAR para assento de cadeira ou poltrona de 38/42cm de largura e 39/42 cm de profundidade.	VGLS01C	40 x 40 x 3,5	50 a 110 kg	EN 591-1 y 2
GELSCAR PERFURADA para assento de 38/42cm de largura e 39/42 cm de profundidade.	VGLS03C	40 x 40 x 3'5		
GELSCAR para assento de cadeira ou poltrona de 40/45 cm de largura e 44/47 cm de profundidade.	VGLS01C/4345	43 x 45 x 3,5		
GELTOP para assento de cadeira ou poltrona de 40/42cm de largura e 40/42 cm de profundidade, envoltório Techmapolar.	VAB40	40 x 40 x 5,5	40 a 95 kg	
GELTOP para assento de cadeira ou poltrona de 43/45cm de largura e 43/47cm de profundidade, envoltório Techmapolar.	VAB4345	43 x 45 x 5,5		

Manutenção: Envoltórios



2 anos de garantia.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

ALMOFADA ALOVA® PERFILADA



ALMOFADA MOLDADA COM ZONA DE APOIO PARA O CÓCCIX EM MATERIAL VISCOELÁSTICO. PARA UTILIZADOR COM PESO DE ATÉ 200 KG.

- **Eficácia:** o material viscoelástico ALOVA® favorece a imersão das partes do corpo em contacto com o suporte, para reduzir os valores máximos de pressão.

Zona de apoio para o cóccix que permite reduzir o risco de escaras. Redução máxima do risco de escaras na zona isquiática (altura > a 6 cm).

- **Segurança:** almofada declinada para evitar deslizamentos para frente, proteção integral, zona inferior antideslizante.
- **Conforto:** Tecido transpirável que melhora a termorregulação.



- **Disponível com batente pélvico.**

Batente de apoio pélvico para reduzir o deslizamento para frente. Altura >8 cm.

Ao escolher uma almofada ALOVA® com batente pélvico é muito importante considerar o sexo e o peso do utilizador. Para o sexo masculino, devido à constituição corporal, recomenda-se escolher uma almofada com maior profundidade para que o utilizador se sinta confortável. Para o sexo feminino este aspeto não é tão importante e a escolha deve ser feita em função do peso.

ALMOFADA VISCOELÁSTICA ALOVA® PERFILADA

EFICÁCIA


- Conforto
- Abdução do quadril. Rotadores externos.

- Melhora das transferências. Aumento do raio.

- Prevenção de úlceras de decúbito sacrococcígeas. Zona de apoio para o cóccix.

- Redução do risco de quedas. Inclinação do assento.

- Reforço para a prevenção de escaras isquiáticas. Zona de apoio para o cóccix. Espessura > 6 cm



Cartografia dos valores da distribuição das pressões para um paciente de 172 cm e 80 kg



Identificação das medidas da almofada sobre a espuma



Etiqueta traseira do envoltório com as dimensões.

- Aba situada debaixo da almofada: menor risco de rasgos e maior higiene.
- Parte inferior antideslizante. Envoltório de proteção extraível.



Ergonomia: 16 tamanhos e 3 alturas: para pacientes com peso de até 200 kg.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (cm)	LARGURA (cm)	ALTO (cm) Mín. / Máx.*	PESO PACIENTE Kg	ENVOLTÓRIO	PROTEÇÃO CONTRA O FOGO	
ALOVA® Ergonómica	VCAE/M4343	43	43	9	30 a 100	Proteção integral em Promust PU (tecido elástico revestido com poliuretano) cor em preto na parte superior e em cinzento na parte inferior e laterais.	EN 597-1 EN 597-2	
ALOVA® Perfilagem padronizada	VCAG3636	36	36	6 / 9	20 a 80			
	VCAG4343	43	43	6 / 9	30 a 100			
ALOVA® Perfilagem vários tamanhos	VCAG4340	43	40	6 / 9	30 a 90			
	VCAG4540	45	40	6 / 9	30 a 120			
	VCAG3841	38	41	6 / 9	30 a 90			
	VCAG4041	40	41	6 / 9	30 a 90			
	VCAG4341	43	41	6 / 9	30 a 100			
	VCAG4043	40	43	6 / 9	30 a 90			
	VCAG4544	45	44	6 / 9	30 a 120			
	VCAG5044	50	44	6 / 9	30 a 135			
ALOVA® Perfilagem vários tamanhos XL	VCAG4343XL	43	43	9 / 12	30 a 110			Parte inferior antideslizante em
	VCAG5044XL	50	44	9 / 12	30 a 135			
ALOVA® Perfilagem vários tamanhos XXL	VCAG5250	52	50	7 / 10	120 a 160			tecido PU/PVC
	VCAG5450	54	50	7 / 10	120 a 160			
	VCAG5650	56	50	7 / 10	120 a 200			
	VCAG6050	60	50	7 / 10	120 a 200			
ALOVA® Perfilagem Batente de apoio pélvico	VCAG3841BP	38	41	6 / 9	30 a 90	As almofadas são fornecidas com dois envoltórios.		
	VCAG4041BP	40	41	6 / 9	30 a 90			
	VCAG4341BP	43	41	6 / 9	30 a 100			
	VCAG4343BP	43	43	6 / 9	30 a 100			
	VCAG4544BP	45	44	6 / 9	30 a 120			
	VCAG5044BP	50	44	6 / 9	30 a 135			
	VCAG4347BP	43	47	6 / 9	30 a 120			

* Altura mínima = Altura da almofada no fundo do perfil / Altura máxima = Altura total da almofada. Envoltório de proteção compatível com os produtos detergentes-desinfetantes de uso hospitalar.

3 anos de garantia

Manutenção: Envoltórios em Promust PU



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

ALMOFADAS COM CÉLULAS PNEUMÁTICAS E TELESCÓPICAS **KINÉRIS**



ALMOFADAS COMPOSTAS POR CÉLULAS PNEUMÁTICAS REGULÁVEIS E INDIVIDUALMENTE DEFORMÁVEIS

- **Precisão:** ajuste perfeito à morfologia do paciente graças ao manómetro*
- **Funcionalidade:** Redução ao mínimo das pressões exercidas sobre a pele e os tecidos graças ao princípio pneumático ajustável.
- **Eficácia:** limitação das forças de cisalhamento pela adaptabilidade e mobilidade das células.
- **Conforto:** acompanhamento dos movimentos por ar circulante através de uma rede calibrada que interliga as células..



* O médico deve certificar-se de que o paciente ou o seu ambiente possam realizar os ajustes do suporte. É necessário que o médico faça as verificações procedentes 1 mês após o início da utilização.


CARACTERÍSTICAS

- Novo envoltório em poliéster/PU + elastano:
 - Transpirável
 - Elástico
 - Resistente à abrasão
 - Resistente ao bolor e a luz
 - Lavável a 90°
 - Antimugas
 - Hipoalergénico (Oeko-Tex® Classe 2)
 - Tratamento retardante contra o fogo
 - Parte inferior em tecido antideslizante
- Monocompartimento ou bicompartimento para utilizadores com distúrbios de estabilidade.
- Diversos tamanhos disponíveis de largura e profundidade do assento, de 28,5 a 46,5 cm e duas alturas: de 7 e 10 cm.
- Termorregulação por contacto com o elastano.
- É fornecido com bomba de insuflação equipada com um manómetro e um guia de equivalência de peso/tamanho/pressão.




Manómetro

Fire Retardant Treatment
EN1021-1 & 2




Monocompartimento para utilizadores SEM distúrbios de estabilidade. Altura 7 cm.




Bicompartimento para utilizadores COM distúrbios de estabilidade. Altura 10 cm



Distribuição das pressões num paciente de 172 cm e 75 kg



Almofada em gel de poliuretano viscoelástico



Almofada em espuma HR (Alta Resiliência) de 6 cm



Almofada KINÉRIS monocompartimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	ALTURA DA ALMOFADA 7 CM		ALTURA DA ALMOFADA 10 CM		PESO PACIENTE Kg	DIMENSÕES AxB (cm)
	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS		
Almofada KINÉRIS Com dois envoltórios	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	de 40 a 55	28,5 x 28,5
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	de 40 a 45	28,5 x 33
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	de 50 a 60	33 x 33
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	de 40 a 65	33 x 37,5
	V667-1EL	--	V6610-1EL	--	de 50 a 75	36 x 36
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	de 50 a 75	37,5 x 37,5
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	de 50 a 85	37,5 x 42
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	de 55 a 90	42 x 42
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	de 85 a 120*	42 x 46,5
	V677-1EL	--	V6710-1EL	--	de 55 a 90	43 x 36
	V777-1EL	--	V7710-1EL	--	de 80 a 110	43 x 42
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	de 110 a 120*	46,5 x 46,5

* Compatibilidade sob responsabilidade médica para pacientes com peso de até 150 kg.

Manutenção do envoltório:

3 anos de garantia. Para uso por coletividades, a garantia do envoltório é de 1 ano.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

POSTURA

DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA À POSTURA COM MICROESFERAS

C.I.D.
Total Protection Ag+
Controlo de infecciones cruzadas

AS ALMOFADAS DE POSICIONAMENTO **ASKLÉ SANTÉ** PERMITEM COLOCAR O PACIENTE EM DIFERENTES POSIÇÕES DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA, CONTRIBUINDO ASSIM A REDUZIR A PRESSÃO EXERCIDA SOBRE A PELE E OS TECIDOS NAS ZONAS ANATÓMICAS COM RISCO DE ESCARA.



- As proteções do envoltório permitem evitar a penetração de líquidos.
- Proteção Ag+ com Sanitized® Silver oferece uma resistência mais forte ao desenvolvimento de bactérias..
- Revestimento em policarbonato sobre malha de poliamida para uma alta durabilidade.
- Certificado Oeko-Tex Classe 2 para contacto direto com a pele.
- Microesferas em PES autoextinguível para uma maior segurança na sua utilização na cama.
- Conceito do Vacuum Touch™ promove uma distribuição estável das microesferas.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO TROCÂTER

Escaras pouco frequentes mas perigosas que aparecem principalmente nos pacientes acamados em decúbito lateral estrito. Os especialistas recomendam a posição de decúbito semi-lateral a 30°.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada de posicionamento lateral a 30°

- + 2 tamanhos para uma adaptação perfeita à morfologia dos pacientes.
- + Uma almofadilha integrada garante o conforto do utilizador.
- + Instalação fácil, sem esforço e rápida do paciente.
- + Manutenção estável e duradouro.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DOS COTOVELOS E CALCANHARES

Escaras que raramente aparecem nos cotovelos mas que são frequentes nos calcanhares, principalmente em pacientes acamados. Os especialistas recomendam o apoio total dos cotovelos e calcanhares na posição de decúbito dorsal.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: suportes de posicionamento na zona da perna e do antebraço.

- + A inclinação regular favorece a circulação sanguínea.
- + A borda regular do dispositivo não é traumática.
- + Ausência de sobrepressão na zona do tendão de Aquiles e dos maléolos.
- + Alívio da pressão de apoio na zona dos cotovelos.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DOS MALÉOLOS E DOS JOELHOS

Escaras muito frequentes em pacientes com contrações musculotendinosas dos membros inferiores. Os especialistas recomendam a abdução dos membros inferiores para aliviar os maléolos, cãndilos e joelhos. Aliviar as zonas do sacro, ísquios e calcanhares.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada cilíndrica associada ao suporte de abdução dos joelhos.

- + + Manutenção dos membros inferiores em abdução.
- + Redução do apoio exercido na zona dos cãndilos femorais e dos maléolos internos.
- + Proteção da zonas de contacto dos joelhos.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO SACRO, ÍSQUIOS E CALCANHARES

Escaras sacras que costuma aparecer em pacientes na posição prostrada para frente ou em pacientes acamados na posição semissentada inadequada. Escaras isquiáticas frequentes em pacientes sentados. É a escara mais frequente nas pessoas paraplégicas. Os especialistas recomendam uma posição chamada do tipo "Semi Fowler" para aliviar as zonas do sacro, ísquios e calcanhares.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a associação de 4 almofadas adaptadas.

- + Redução do deslizamento para frente responsável pelo cisalhamento dos tecidos.
- + Redução do risco de quedas.
- + Alternativa à utilização de camas não hospitalares.
- + Alívio da pressão de apoio na zona dos cotovelos.

UMA AJUDA NA PREVENÇÃO DE POSIÇÕES VICIADAS DO QUADRIL E DOS JOELHOS

SOMENTE A FLEXÃO DOS JOELHOS

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada cilíndrica colocada debaixo dos joelhos.

- + Reduz a cavidade na zona lombar.
- + Alivia as dores com origem nas facetas.

A MANUTENÇÃO ESTÁVEL DO QUADRIL NA POSIÇÃO DE ABDUÇÃO

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada de abdução para o quadril.

- + Indicada na fase pós-operatória de próteses de quadril.
- + Limita o risco de luxação de uma Prótese Total de quadril ao virar os pacientes.

ENVOLTÓRIO PROTETOR LAVÁVEL PARA ALMOFADA DE POSICIONAMENTO

- Um envoltório para cada almofada da gama (referências no verso).
 - Aba* de proteção do fecho para evitar infiltrações.
 - Etiqueta de rastreamento com condições de manutenção e composição no interior dos envoltórios.
- * (exceto para as ref. VHOCP05 e VHOCP06)

UMA RESPOSTA ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

• As almofadas universais T1 e T2

- + Adaptam-se a todas as situações de tratamento (utilizadas sós ou associadas).
- + Substituem a utilização derivada das almofadilhas visando a prevenção do risco anti-higiénico.
- + Facilitam a colocação ou virar os pacientes durante a realização dos cuidados.
- + Têm um tamanho reduzido para serem guardadas com facilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)
	Almofada flutuante modular com forma circular	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	Almofada 1/2 flutuante suporte para abdução dos joelhos	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	Almofada Universal 1	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	Almofada Universal 2	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	Almofada Cilíndrica	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60
	Almofada suporte para posicionamento pé	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	Almofada suporte para posicionamento mão	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	Almofada para abdução do Quadril	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	Almofada de posicionamento lateral 30°	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCPI1CIC	2,00	170 x 74
	Almofada de posicionamento em meia-lua	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	Saco de Transporte	VCPI0	0,65	80 x 90

MANUTENÇÃO / DESINFEÇÃO: ENVOLTÓRIO CIC

2 anos de garantia

• 100% Promust CIC: 58% poliéster - 35% poliuretano policarbonato - 8% outros



PRECAUÇÕES RELATIVAS ÀS PROTEÇÕES

- Não apresenta risco em contacto direto com a pele ferida do paciente (Oeko-Tex Classe 2).
- Não utilizar em contacto direto com o envoltório de proteção produtos abrasivos, decapantes ou dissolventes e objetos pontiagudos.
- Verificar visualmente uma ou várias vezes por ano o bom das almofadas. Em caso de alteração do aspeto visual ou das costuras soldadas, o produto deve ser removido e eliminado.

NORMAS

- Conforme com a norma europeia relativa ao fogo EN 597-1 e 2 e a recomendação GPEM D Ibis 89 e D90.
- Proteção CribV conforme o BS7275 1989.
- Conforme com a norma NF EN ISO 22610 2006 relativa à resistência à penetração da barreira bacteriana no estado húmido.
- Conforme com a norma 16603 2004 ISO relativa à resistência dos materiais à penetração pelo sangue e fluidos corporais.
- Conforme com a norma 16604 2004 ISO relativa à resistência de líquidos contaminados sob pressão hidrostática.
- Resistência à bactéria MRSA (ATCC6538)

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA

GEL, ZYPREX E VISCOELÁSTICO




- **Eficácia:** redução e/ou alívio em zonas anatómicas em função do nível de risco e das localizações anatómicas.
- **Segurança:** proteção opcional em função das necessidades.
- **Ergonomia:** Adaptabilidade às diferentes morfologias e ambientes.



C.I.D.
Total Protection Ag+
Controlo de infecciones cruzadas



CALCANHEIRA ELEVADORA DO PÉ



- Descarga total do calcanhar.
- Alinhamento ortopédico do membro
- Fixação lateral e em flexão plantar do pé (100°) visando a prevenção do equinismo do pé.
- Inclinação moderada da perna para favorecer a circulação sanguínea.



Proteção em Promust CIC com base antideslizante

MINI CALCANHEIRA MONOPACIENTE



- Descarga total do calcanhar.
- Ergonómica (fácil de utilizar).
- Pequeno volume..
- Uso por "único paciente"

CALCANHEIRA GELSCAR



- Redução da pressão aplicada ao calcanhar.
- Redução dos riscos de cisalhamento da pele.
- Limitação dos riscos de aquecimento da pele causados por fricção.


CALCANHEIRAS ESTABILIZANTES

- Espuma viscoelástica.
- Fomecido com envoltório.
- Ligeiro e com pouco volume.
- Uso monopaciente ou multipaciente. .



CALCANHEIRA LARGA

- Permite o alívio da zona dos calcanhares, respeitando o eixo fisiológico do membro inferior.




CALCANHEIRA PARA FUNDO DE CAMA



- Permite a descarga da zona do calcanhar, respeitando o eixo fisiológico do membro inferior.

ALMOFADA EM CUNHA PARA DECÚBITO

- Para um posicionamento prolongado em decúbito lateral com inclinação de 30°.



DESCRIÇÃO	Referência	Comprimento segmento da perna (cm)	Materiais	Proteção	USO
Talonera elevadora de pie	VTAC410/CIC	41	ALOVA	Envoltório CIC	Reutilizável
	VTAC450/CIC	45			
Descarga talonera estabilizadora	VDT41A/CIC	41			
	VDT45A/CIC	45			
Talonera ancha	VTLA/HIPH	45		Promust PU HD	
Talonera de fondo de cama	VTLXL/HIPH	45			
Mini talonera	VTM/54	19	ZYPREX	Sem proteção	Único
Talonera Gelscar	VGLS13U	Localização calcanhar	GEL FLUIDO	--	
Cojín en cuña para decúbito	VCDA/50	--	ALOVA	Promust PU HD	Reutilizável

2 anos de garantia

MANUTENÇÃO / DESINFECÇÃO: DISPOSITIVO TOTAL PROTEÇÃO AG+

- 100% Promust CIC : 58% poliéster - 35% poliuretano policarbonato - 8% outros



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA **BÁSICA E-130**

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- **Grua adaptada:** para pacientes com um peso de até 130 kg.
- **Ergonómica:** Apanha uma pessoa no chão, margem de elevação de até 1,74 m.
- **Conforto:** ampla gama de ameses acolchoados.
- **Robusta:** graças aos materiais e ao seu motor LINAK.



Abertura manual dos pés com a ajuda de um sistema de pedal



Prática:

- Ligeira e compacta para residências ou coletividades
- Fácil de desmontar em 2 partes
- Fácil de transportar e armazenar
- Manejável facilmente graças às suas rodas duplas
- Peso: 35,8 kg
- Rotação do cabide de 360°
- Rodas anti-fios



Segura:

- Cabide acolchoado e seguro pelas suas fixações equipadas com sistema anti-saída
- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de LED de carga integrado
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa
- Sistema elétrico de descida de emergência



DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RODAS DIANTEIRAS DUPLAS	Ø RODAS TRASERAS CON Travão	NORMA	MOTOR	PESO
EI30	102102043	50	174	110	70	80	12	130 kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35,8 kg

Garantia de:

- até 6 anos*

- 1 ano para as baterias

* Garantia de 2 anos ampliável a 6 anos realizando revisões anuais nos serviços técnicos oficiais. Ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA **HOP E-150**

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVELA GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- **Grua adaptada** para pacientes de até 150 kg.
- **Ergonómica:** Apanha uma pessoa no chão, margem de elevação de até 1,57m
- **Conforto:** ampla gama de ameses acolchoados.
- **Robusta:** graças aos materiais e ao motor LINAK.



Ligeira e compacta para residências



Prática:

- Abertura manual dos pés com a ajuda de um sistema de pedal.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar
- Manejável facilmente graças às suas rodas duplas.
- Peso: 29.50 kg.
- Rotação do cabide de 360°
- Rodas anti-fios



Segura:

- Cabide acolchoado e seguro pelas suas fixações equipadas com sistema anti-saída
- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de LED de carga integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa.
- Sistema elétrico de descida de emergência.



DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RODAS DIANTEIRAS DUPLAS	Ø RODAS TRASEIRAS COM TRAVÃO	NORMA	MOTOR	PESO
HOP E150	102102044	39	157	101	56	76	11	150 kg	7,5 cm	7,5 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	29'5 kg

Garantia de:
- até 6 anos*

- 1 ano para as baterias

* Garantia de 2 anos ampliável a 6 anos realizando revisões anuais nos serviços técnicos oficiais. Ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA

WINN' MOTION 175

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- **Grua adaptada** para pacientes de até 175 kg.
- **Ergonómica:** apanha uma pessoa no chão, margem de elevação de até 1,74m
- **Conforto:** uma ampla gama de ameses acolchoados.
- **Robusta:** graças aos materiais e ao motor LINAK.



Abertura manual dos pés com a ajuda de um sistema de pedal

Prática:


- Ligeira e compacta para residências ou coletividades.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar.
- Manejável facilmente graças às suas rodas duplas.
- Peso: 35,8 kg.
- Rotação do cabide de 360°.
- Rodas com novo design (opção).
- Rodas anti-marcas



Opção: Rodas de design

Segurança:

- Cabide acolchoado e seguro pelas suas fixações equipadas com sistema anti-saída
- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de LED de carga integrado
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa.
- Sistema anti-aprisionamento.
- Sistema de descida de emergência elétrico e manual.



DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RODAS DIANTEIRAS DUPLAS	Ø RODAS TRASEIRAS COM TRAVÃO	NORMA	EQUIPAMENTO ELÉCTRICO	PESO
WinnMotion 175	L0900	59	185	110	70	84	12	175 Kg	7,5 cm	10 cm	REG. EU. 2017/745	Linak IP54	35.8 Kg

Garantia de:

- até 6 anos*

- 1 ano para as baterias

* *Garantia de 2 anos ampliável a 6 anos realizando revisões anuais nos serviços técnicos oficiais. Ver o manual de utilização.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA **SOLAR 175**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com tubos arredondados.
- Pega larga e abertura elétrica dos pés para facilitar o manuseio.
- Sistema patenteado simples e seguro do cabide para a fixação de ameses.
- Equipamento LINAK.



175 KG O MÁIS DESTACADO

Um sistema elétrico LINAK de última geração para:

- Contar o número total de ciclos.
- Deduzir o período de manutenção (em dias).
- Indicar uma sobrecarga.
- Indicar o nível de carga da bateria.
- Oferecer 2 velocidades de subida e descida.
- Abertura elétrica dos pés.

Sistema de ganchos no cabide ,
patenteado, para transferências mais
seguras No. EP 1444791 B1



Elevação a partir do chão



Opção: cabide de 3 pontos
para um maior conforto



ARNESES COMPATÍVEIS



- universal basic
- universal confort
Com apoio para
cabeça



Descida mecânica de
emergência

DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DELANTERAS cm	Ø RODAS TRASERAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO
Solar 175	010-01314 (cabide de 2 pontos) 010-01316 (cabide de 3 pontos)	46	179	112	67	89	12	175	8	10	ISO 10535	50 Kg

Garantia de 2 anos*
- 1 ano para as baterias*

*Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRÚA **ATLAS 250**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com formas arredondadas.
- Pega larga e abertura elétrica dos pés para facilitar o manuseio.
- Equipamento LINAK.



O MAIS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo do paciente: 250 kg
- Equipamento LINAK.

PRÁTICA

- Abertura elétrica dos pés
- Controlo com acoplamento magnético
- Paragem de emergência.
- Descida mecânica de emergência
- Indicador de nível da bateria.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Peso: 52kg.

CONFORTÁVEL

- Cabides com 3 ou 4 pontos
- Margem de elevação de 190 a 1810 mm
- Braço curvo.
- Fácil manobrabilidade.



Longa extensão dos pés.
Base estável



Opção: Cabide elétrico de 4 pontos



Cabide de 3 pontos



Controlo multifunção.
Acoplamento magnético




Descida mecânica de emergência



• Bariátrico universal

• Bariátrico para chuveiro



DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASEIRAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO
Atlas 250	050-00505 (cabide de 3 pontos) 050-00506 19 (Cabide elétrico de 4 pontos)	19	181	118	66	115	13	250	8	10	ISO 10535	52 Kg

Garantia de 2 anos*

- 1 ano para as baterias*

- *Em condições normais de utilização, ver as instruções de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

ARNESES PARA GRUA DE ELEVAÇÃO

Todos os nossos arneses foram concebidos para atender as necessidades do utilizador conforme::

- **O seu grau de deficiência** (arneses do tipo rede, dorso lombar ou assento encosto)..
- **A sua morfologia** (dois tamanhos: médio e grande).
- **O tipo de transferência** (três acabamentos: PVC especial para quarto de banho, acolchoado ou Fletty para um maior conforto).



Arnês assento encosto





Arnês apoio cabeça



Arnês dorso lombar


GAMA DE ARNESES PARA GRUA DE ELEVAÇÃO::

Arnês dorso lombar:





	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Kg (máx.)	MALHA PVC	FLETTY	ACOLCHADO 3D
M (simples)	98	97	48	70	36	58	---	20	175	102104004 (MÁX.175KG)	---	---
M					58		56				250	---
L	108	103	55		39		58			102104013 (MÁX.250KG)	102107013 (MÁX.175KG)	102105013 (MÁX.250KG)

Arnês assento encosto:



	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	Kg (máx.)	MALHA PVC	ACOLCHADO 3D
M	90	95	50	70	40	40	50	250	102104014 (MÁX.250KG)	102105014 (MÁX.250KG)
L	103	125	55	113			60			

Arnês apoio cabeça:



	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	H cm	Kg (máx.)	MALHA PVC	FLETTY	ACOLCHADO 3D
M	140	100	85	60	28	66	58	20	250	102104016 (MÁX.250KG)	102107016 (MÁX.175KG)	102105016 (MÁX.250KG)
L	150	105	90									



Os tirantes dispõem de vários bucles que permitem colocar o utilizador na posição adequada para realizar a transferência, bem como variar a posição do mesmo em relação à barra de suspensão da grua.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA **ELEV UP**

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Grua adaptada para pacientes de até 150 kg.
- Permite levantar o utilizador desde uma cadeira de rodas, poltrona, cama, etc.
- Facilita o deslocamento do utilizador na sua morada, centros geriátricos, hospitais, etc., sempre que se disponha de suficiente espaço de manobra.
- As suas dimensões permitem realizar manobras em corredores e pequenos compartimentos.




PARA UTILIZADORES COM PESO DE ATÉ 150 KG.

A grua de bipedestação é um sistema de ajuda à mobilidade natural que promove as faculdades do utilizador (em casos de incapacidade total de mobilidade deve-se optar por gruas de transferência).

- Oferece uma grande estabilidade e é fácil de manejar.

Desmontável em 2 peças.


- Para evitar deslizamentos no momento do levantamento, a plataforma ergonómica de apoio para os pés está confeccionada em PVC com relevos antideslizantes.




DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASERAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO KG
ELEV UP	102108003	90	164	94	60	80	11	150	7'5	7'5	ISO 10535	37,5 kg

OS ARNESES PARA A GRUA ELEV UP



DESCRIÇÃO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
102106002 (Polipropileno)	90	20	32	50	40	Máx.150



DESCRIÇÃO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	Kg
102106005 (Poliéster) Tamanho M	100	43	30	50	37	Máx. 150

Garantia de:

- até 6 anos*
- 1 ano para as baterias
- 2 anos para os arneses

* Garantia de 2 anos ampliável a 6 anos realizando revisões anuais nos serviços técnicos oficiais. Ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

Grua **STELLAR 160**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com tubos arredondados.
- Pega larga e abertura elétrica dos pés para facilitar o manuseio.
- Sistema patenteado de fixação de ameses com cabide simples e seguro.
- Equipamento LINAK.



160 KG O MAIS DESTACADO

Um sistema elétrico LINAK de última geração para:

- Contar o número total de ciclos.
- Deduzir o período de manutenção (em dias).
- Indicar uma sobrecarga.
- Indicar o nível de carga da bateria.
- Oferecer 2 velocidades de subida e descida.
- Abertura elétrica dos pés.

Sistema de ganchos no cabide patenteado, para transferências mais seguras No. EP 1444791 B1





Suporte para os joelhos ajustável em ângulo, profundidade e altura.



ARNESES COMPATÍVEIS



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cintos



DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASERAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO
Stellar 160	011-01610	65	166	88	67	83	12	160	8	10	ISO 10535	54

Garantia de 2 anos*

- 1 ano para as baterias*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

Grua **PALLAS 175**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com tubos arredondados.
- Sistema patenteado de fixação de arneses com cabide simples e seguro.
- Equipamento LINAK.



O MAIS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo do paciente: 175kg
- Fecho do cabide patenteado
- Equipamento LINAK.

PRÁTICO

- Paragem de emergência.
- Descida mecânica de emergência.
- Fácil de desmontar em partes.
- Peso: 47kg.

CONFORTÁVEL

- Posição dos braços ajustável.
- Fácil manobrabilidade.
- Pegas opcionais.
- Suporte para os joelhos ajustável em ângulo, profundidade e altura.



Sistema de ganchos com cabide patenteado, para para transferências mais seguras No. EP 1444791 B1



Suporte para os joelhos ajustável em ângulo, profundidade e altura.





Braços ajustáveis

ARNESES COMPATÍVEIS



- Bipedestador
- Bipedestador 2 cintos



DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASERAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO KG
PALLAS 175	011-01516	72	161	95	60	82	13	175	75	10	ISO 10535	47

Garantia de 2 anos*

- 1 ano para as baterias*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRÚA **TITAN 250**

CONFORME A NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- Design único e elegante com formas arredondadas.
- Pega larga e abertura elétrica dos pés para facilitar o manuseio.
- Equipamento LINAK.



PARA UTILIZADORES COM PESO DE ATÉ 250 KG

O MAIS DESTACADO

SEGURA

- Peso máximo do paciente: 280 kg
- Equipamento LINAK.



Controlo com acoplamento magnético




Ampla gama de ameses

PRÁTICA

- Controlo com acoplamento magnético
- Paragem de emergência.
- Descida mecânica de emergência
- Travão nas rodas traseiras.
- Fácil de desmontar em partes.
- Peso: 48kg.



Longa extensão dos pés.



Equipamento LINAK
com bateria desmontável



Descida mecânica de emergência

CONFORTÁVEL

- Rolagem suave
- Fácil manobrabilidade.
- Suporte para os joelhos com ajuste angular





Travão nas rodas traseiras

ARNESSES COMPATÍVEIS



- Bipedestador
- Bipedestador com dois cintos



DIMENSÕES

Descrição	Referência	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE kg	Ø RODAS DIANTEIRAS cm	Ø RODAS TRASEIRAS COM TRAVÃO cm	NORMA	PESO KG
TITAN 250	051-00500	60	170	95	65	105	13	250	8	10	ISO 10535	48

Garantia de 2 anos*

- 1 ano para as baterias*

- *Em condições normais de utilização, ver as instruções de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA DE TETO

LUNA IPX4

O COMPLEMENTO IDEAL PARA CAMAS ARTICULADAS PARA UM MELHOR CUIDADO DO PACIENTE E MAIOR PREVENÇÃO DE LESÕES PARA O CUIDADOR

- Para pacientes com peso de **até 275 kg**.
- Transferências **mais seguras e ergonômicas**.
- **195 cm de margem** de elevação.
- Grua **transportável** e fácil de montar.
- Melhor **aproveitamento do espaço** no compartimento.



SEGURA, LIGEIRA, ROBUSTA E VERSÁTIL

Elemento de segurança:

- Sistema de descida de emergência elétrico e manual.
- Paragem de emergência elétrica.
- Indicador de LED de bateria baixa
- Indicador de carga da bateria
- Sistema de segurança patenteado no cabide
- Sistema de carga na parede.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Peso máx. paciente	Margem Elevação	PESO (sin barra)	MEDIDAS (sem barra)	PROTEÇÃO
Grua LUNA IPx4	220-275 kg	195 cm	6,7 kg	32 x 13 cm	IPX4

Garantia de 5 anos realizando revisões anuais.

SUPORTES



Mobile Flex 2

Mobile Flex 4

De parede

De teto

ARNESSES


MEDIDAS



Universal Comfort

Universal Comfort Apoio Cabeça

FÁCIL Colocação



*

X: medida costas

Y: medida quadril

Z: medida costas + cabeça

Peso máximo paciente

275
KG.



Universal Comfort Mesh

Universal Comfort Mesh Apoio Cabeça

Adequado para o banho

Descrição	Material	Detalhes em cm *	XS	S	M	L	XL	XXL
Universal Comfort	Poliéster (fácil colocação)	Y	37	42	48	52	68	78
		X	50	55	66	75	75	75
Universal Comfort Apoio Cabeça		Y	37	42	48	52	68	78
		Z	75	80	91	100	100	100
Universal Comfort Mesh	Malla Poliéster (Adequado para o banho)	Y	37	42	48	52	68	78
		X	50	55	66	75	75	75
Universal Comfort Mesh Apoio Cabeça		Y	37	42	48	52	68	78
		Z	75	80	91	100	100	100

Garantia de 2 anos.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

GRUA **BÁSICA** POOL E-185

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- **Grua adaptada** para pacientes com um peso de até 185 kg.
- **Transferência** da cadeira de rodas até à piscina.
- **Ergonómica:** apanha perfeitamente uma pessoa do chão, margem de elevação de até 2,10 m. Fácil manuseabilidade pelas suas largas pegas.
- **Robusta:** Graças aos materiais de fabrico e ao motor LINAK. Aço inoxidável revestido de demão de primário e tinta de epóxi.



PARA UTILIZADORES COM PESO DE ATÉ 185 KG.

Prática:

- Concebida para uso em piscinas
- 2 tipos de bases giratórias:
 - Para embutir em betão
 - Para aparafusar diretamente no piso
- Dobrável
- Rotação do cabide de 360°
- Acessórios:
 - Maca especial para piscinas
 - Cadeira especial para piscinas
 - 3 modelos de ameses XL



Ref 102195006
Base para embutir



Ref 102195008
Base para aparafusar



Ref 102104004XL
Amês dorsolombar med



Ref 102104014XL
Amês assento-encosto med



Ref 102104016XL
Amês apoio-cabeça med

Segurança:

- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de carga integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa.
- Sistema de descida de emergência elétrico e manual.
- Estrutura metálica em aço inoxidável revestido com tinta epóxi.

A bateria é desmontável e recarregável. Carregador externo.

- 1 Indicador de carga
- 2 Botão de paragem de emergência
- 3 Descida de emergência elétrica




Bateria desmontável




Ref 102106003
Amês maca





Ref 102106004
Amês cadeira



Base embutida



Base de aparafusar



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Referência	NORMA	MOTOR	PESO	MATERIAIS
Pool E185	102102007	REG. EU. 2017/745	Linak IP66	36,35 Kg	Aço inox revestido com demão de primário e tinta epóxi<

Garantia de:

- até 6 anos*

- 1 ano para as baterias

- 2 anos para los arneses

* Garantia de 2 anos ampliable a 6 anos realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA MÓVEL DE LAVAGEM

ALTURA VARIÁVEL
HIDRÁULICO



- **A cama móvel de lavagem** (hidráulica) é utilizada para realizar transferências da cama até à casa de banho. A pessoa é transferida na cama de maneira fácil e confortável.
- **A altura variável** de 52 a 88 cm permite aos cuidadores dos pacientes realizar o seu trabalho na posição ideal, evitando o risco de lombalgias.
- **A barreiras de proteção laterais** de 20 cm de altura, garantem a segurança do paciente.
- **Para pacientes** com um peso de até 155 kg.



Altura variável hidráulica

Estrutura em aço acabamento em epóxi anticorrosivo.

Conforto:

- Colchonete em poliéster de PVC, cor verde Caribe, acolchado, com 2 cm de espessura, fixo numa plataforma compacta, hidrófuga.
- Almofada cilíndrica: altura 9,90 cm, comprimento 49,7 cm e largura 20,2 cm.

Prático:

- Plano da maca ligeiramente inclinado para uma correta drenagem da água.
- Altura variável hidráulica acionada por um pedal bilateral.
- Barra de impulso na cabeça e nos pés.
- Cesto de roupa termoformado na cabeceira da cama.
- Barreiras de proteção perfiladas rebatíveis com acabamento em epóxi.
- Dreno tamponável.
- Mangueira de drenagem com clipe de fixação na lateral do plano da maca.
- Mangueira de drenagem com 185 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro.

Segurança:

- Amação de proteção da base em ABS
- Travão centralizado (opcional) nas 4 rodas, uma delas direcional.
- Altura do chão de 13 cm (15 cm, com travão centralizado).



Cesto de roupa de série.



Dreno fácil de utilizar.
Plano inclinado a 2°.



Fácil transferência do paciente graças a uma posição baixa de 52cm. Aproximando a cama móvel à da cama, transferência pode ser realizada por uma única pessoa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REF.	DIMENSÕES	PESO	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS
CAMA MÓVEL DE LAVAGEM	C4300	74x198 cm Plano de maca: 178x60cm	85 Kg	170 Kg Paciente: 155 Kg Acessórios: 15 Kg	Ø 100 mm com travão independente Ø 125 mm com travão centralizado (opcional)
BARREIRAS DE PROTEÇÃO		140x20 cm			

Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CAMA MÓVEL DE LAVAGEM LAMBDA/I75



CAMA MÓVEL DE LAVAGEM ELÉTRICA COM DESIGN INOVADOR E POSIÇÃO ANTI-TREND

- **Margem de altura variável**, com um ajuste elétrico de 60 cm a 105 cm, para se adaptar à altura de qualquer cuidador..
- **Barreiras de proteção retráteis** nos quatro lados para facilitar as transferências.
- **Posição anti-Trendelenburg elétrica** de 0 ° a 10 ° para permitir a recolocação do paciente e uma drenagem mais efetiva..
- **Aço inox** revestido com tinta epóxi.



ALTURA VARIÁVEL ELÉTRICA



Diâmetro 150 mm.





40 ciclos de autonomia. Bateria removível.



Estrutura metálica em aço inox revestido com epóxi.



Inclinação de 0° a 10°.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERAIS	DIMENSÕES CAMA MÓVEL	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	PESO	ALTURA VARIÁVEL	PESO MÁXIMO DO PACIENTE	RODAS
LAMBDA	Comprimento: 205 cm Largura: 77 cm	Largura: 187 cm Comprimento: 60 cm	IPX4	115 kg	60 cm a 105 cm	175 kg	Ø 150 mm

Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

CADEIRA DE RODAS MARINA-ANFI


- **Grande flutuabilidade e estabilidade:** dispõe de dois apoios flutuantes para os braços e rodas largas que permitem o deslocamento sobre qualquer terreno (praias, piscinas com rampa, etc.).
- **Confortável e fácil de utilizar:** facilita a transferência de pessoas com mobilidade reduzida para se banhar ou descansar numa posição mais confortável.
- **Design e conforto:** fabricada com materiais de alta resistência, fácil de limpar, desmontar e dobrar rapidamente para ser transportada ou guardada.
- **Segurança:** deve ser utilizada com a assistência de outra pessoa, respeitando as indicações de segurança e as normas vigentes.



COMPONENTES PRINCIPAIS DA CADEIRA



- O encosto e o apoio para os pés são em malha de poliéster que favorecem:
 - a drenagem da água e a saída da areia.
 - maior ventilação e conforto da pessoa sentada.



1. Pega para o acompanhante
2. Encosto
3. Flutuador lateral
4. Pega para o utilizador
5. Assento
6. Apoio para os pés
7. Puxador
8. Estrutura
9. Rodas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	DIMENSÕES EN MM	PESO DA CADEIRA	PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR	MATERIAIS	TECIDO DO ASSENTO	RODAS	
SILLA MARINA ANFI	102605012	MONTADO E PUXADOR ESTENDIDO 1230x1200x2600	31,7 kg	130 kg	Alumínio revestido com primário e tinta epóxi Poliétileno Poliuretano	Fibra de poliéster recubierta com PVC	Diâmetro 380 mm.	Pressão de insuflação 2 kg/cm ²
		DESMONTADO e DOBRADO 640x560x1220						

Conforme as normas:
UNE-EN 12182
UNE-EN 12183
Regulamento 2017/745
ISO 7176-22:2000

Garantia de 2 anos*
* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

MOBILIÁRIO


PERSONALIZE OS SEUS MÓVEIS EM 5 PASSOS

Para montar uma das seguintes gamas:

CARMEN, MEDIDOM o DAGONE

1º PASSO: MÓVEL

- A PARTE EXTERNA DO MÓVEL É UMA COR SÓLIDA
- AS PEÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS são todas em creme RAL 1013
- O PUXADOR PADRÃO ESTÁ FABRICADO EM METAL: cinzento alumínio de 160 mm de distância entre os eixos



2º PASSO: BANDEJAS

CARMEN

- 19 mm de largura
- Bandeja superposta
- Bandeja superposta



MÉDIDOM


- 30 mm de largura
- Alinhado com as laterais do móvel
- Acabamento em chapa



Acabamento semicircular



Acabamento largo



DAGONE

- 19 mm de largura
- Bandeja superposta
- Cantos lacados




OPCIONAL

- Trilho superior nos 3 lados
- Apenas para criados-mudos

3º PASSO: SUPORTES LATERAIS

PARA A GAMA CARMEN OU DAGONE

- Revestimento
- Madeira maciça



4º PASSO: PARTE FRONTAL




PARA A GAMA
MÉDIDOM E CARMEN

- Cantos ABS 2 mm
- Aglomerado 19 mm

Sem molduras



Com molduras



PARA A GAMA DAGONE

- Cantos lacados
- MDF melaminado 19 mm

5º PASSO: PUXADORES



PUXADOR PADRÃO DE
MADEIRA METAL

- Cor única cinzento alumínio
- 160 mm de distância entre os eixos



PUXADOR LARGO DE
METAL

- Cor única cinzento alumínio
- 192 mm de distância entre os eixos



PUXADOR DE MADEIRA
MACIÇA

- 128mm de distância entre os eixos
- Opção lacado
- Cor a escolher no mostruário



MAÇANETA DE
MADEIRA

- 56 mm de diâmetro
- Opção a laquear ou tingir
- Cor a escolher no mostruário

EXEMPLOS DE COMBINAÇÃO



MODELO CARMEN

- 19 mm de largura
- Opção de puxador e molduras suportes lacados largo



MODELO MEDIDOM

- 30 mm de largura
- Opção de trilho superior nos 3 lados



MODELO DAGONE

- Bandeja superposta
- Cantos largos
- Porta sem molduras
- maçaneta de madeira



MODELO DAGONE

- Bandeja superposta semicircular
- Porta com molduras
- Puxador de metal

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

QUARTO **MEDIDOM**

UM AR DE CONFORTO



Ambiente MEDIDOM

MÓVEIS PARA O QUARTO MEDIDOM



MESA DE CABECEIRA

Ref: H6400
 DIMENSÕES :
 Larg.372 x Pr.460 x Al.691 mm
 Larg.824 x Pr.573 x Al.824 mm com refrigerador de 30 L

- 2 rodas traseiras
- 1 gaveta com bandeja removível
- 1 prateleira com espaço para garrafas
- Dobradiça da porta à esquerda. Opção de a instalar à direita.



MESA


Ref:T175-00
 DIMENSÕES :
 Larg.802 x Pr.561 x Al.768 mm



ESCRITÓRIO

Ref:T178-00
 DIMENSÕES :
 Larg.1002 x Pr.561 x Al.768 mm

- 1 gaveta à direita
- Espaço traseiro



MESA DE CABECEIRA COM DOIS COMPARTIMENTOS

Ref: H5900
 DIMENSÕES :
 Larg.394x Pr.451 x Al.605 mm

- Sem porta nem gavetas



CÔMODA

Ref: 03000
 DIMENSÕES :
 Larg.802 x Pr.561 x Al.768 mm


- 3 gavetas com trilhos de metal com batente integrado



MESA COM GAVETEIRO

Ref:T181-00
 DIMENSÕES :
 Larg.1373 x Pr.561 x Al.768 mm

- Um pé para aumentar o acesso, espaço traseiro de 600 mm de largura e 720 mm de altura
- 3 gavetas à direita



ARMÁRIO COM UMA PORTA

Ref: R6300
 DIMENSÕES :
 Larg.602 x Pr.561 x Al.1803 mm

- Dobradiça à esquerda
- 1 prateleira
- 1 barra para cabides



ARMÁRIO COM DUAS PORTAS

Ref: R6600
 DIMENSÕES :
 Larg.1052 x Pr.561 x Al.1803 mm

- 1 prateleira superior
- 3 prateleiras (metade esquerda do armário)
- 1 barra para cabides (metade direita)

MÉDIDOM	CORES DOS MÓVEIS E PAINÉIS		CORES,ACABAMENTOS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO	MATERIAIS
	CORES PADRÃO	OUTRAS CORES OPCIONAIS		
PAINÉIS	Acabamento interno Dragonnier Clair, cantos em conjunto	Escolha dos acabamentos em melamina do nosso mostruário, 30 mm de espessura	Acabamento em conjunto	Painéis de aglomerado melaminados de 30 mm
MÓVEIS				Gaveta de aglomerado com 19 mm de melamina / Painéis de aglomerado melaminado com 30 mm Cantos em ABS de 1 mm

1 ano de garantia em condições normais de utilização e sem incluir peças de desgaste, consulte as instruções de utilização

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
 Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

QUARTO **CARMEN**

DESIGN SEMPLICE E
RELAXANTE...



QUARTO CARMEN

MÓVEIS PARA O QUARTO CARMEN



MESA DE CABECEIRA

Ref: H6100

DIMENSÕES :

Larg.445 x Pr.447 x Al.681 mm

Larg.538 x Pr.560 x Al.814 mm com refrigerador de 30 L

- 2 rodas traseiras
- 1 gaveta com bandeja removível
- 1 prateleira com espaço para garrafas
- Dobradiça da porta à esquerda. Opção de a instalar à direita.



MESA

Ref:T173-00

DIMENSÕES :

Larg.875 x Pr.548x Al.758 mm



ESCRITÓRIO

Ref:T176-00

DIMENSÕES :

LARG.1075 x Pr.548 x Al.758 mm

- 1 gaveta à direita
- Espaço traseiro



CÓMODA

Ref: Q2800

DIMENSÕES :

Larg.875 x Pr.548 x Al.758 mm

- 3 gavetas com trilhos de metal com batente integrado



MESA COM GAVETEIRO

Ref:T179-00

DIMENSÕES :

Larg.1416 x Pr.548 x Al.758 mm

- Um pé para aumentar o acesso, espaço traseiro de 600 mm de largura e escolher 720 mm de altura
- 3 cajones a la derecha



SILLA


DIMENSÕES :

Larg.470 x Pr.530 x Al.815 mm

ASSENTO:

Larg.470 x Pr.460 x Al.460 mm

- Revestimento em PVC a escolher



ARMÁRIO CM UMA PUERTA

Ref: R6100

DIMENSÕES :

Larg.675 x Pr.548 x Al.1793 mm

- Dobradiça à esquerda
- 1 prateleira
- 1 barra para cabides



ARMÁRIO COM DUAS PORTAS

Ref: R6400

DIMENSÕES :

Larg.1125 x Pr.548 x Al.1793 mm

- 1 prateleira superior (com largura completa)
- 3 prateleiras (metade esquerda do armário)
- 1 barra para cabides (metade direita)



BRIDGE

DIMENSÕES :

Larg.560 x Pr.560 x Al.815 mm

ASIENTO:

Larg.440 x Pr.460 x Al.460 mm

- Revestimento em PVC a escolher
- Altura do apoio para os braços: 68 cm

CARMEN	CORES DOS MÓVEIS E PAINÉIS		CORES, ACABAMENTOS E CORRIMÃO	MATERIAIS
	CORES PADRÃO	OUTRAS CORES OPCIONAIS		
PAINÉISABELIA II	Interior Faia Claro. Cantos em ABS, comião e tampas RAL 1001	Cor da melamina a escolher no nosso mostruário, espessura 19 mm	Corião, botões e cantos em ABS ral 1001	Corião em aço pintado Painel em aglomerado Cantos em ABS melaminado
PAINÉIS CARMEN II	Interior Faia Claro. Cantos em conjunto. 30 mm Painel nos pés, comião e tampas em RAL 1001	Cor da melamina a escolher no nosso mostruário, espessura 30mm	Painel aos pés da cama: Corião, botões e cantos em ABS ral 1001	Corião em aço pintado Painel em aglomerado Cantos em ABS
MOBILIÁRIO	Interior Faia Claro. Ambiente RAL 1001	Cor de melamina a escolher no nosso mostruário, espessura 19mm	Cantos cores padrão RAL 1001	Gaveta em aglomerado de 19 mm / Cantos em ABS de 1 mm Parte superior em com 19 mm de melamina / Cantos em ABS 1 mm

1 ano de garantia em condições normais de utilização e sem incluir peças de desgaste; consulte as instruções de utilização

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España

Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es




Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

QUARTO **DAGONE**

LINHAS CONTEMPORÂNEAS



MÓVEIS PARA O QUARTO DAGONE



PAINÉIS

DIMENSÕES :
Cabeza: Larg.1005 x Al.561 mm
Pé: Larg.1005 x Al.641 mm

- Corrimão curvo
- Os painéis internos são em MDF com melamina



MESA

Ref:T174-00
DIMENSÕES :
Larg.1085 x Pr.548x Al.758 mm



ESCRITÓRIO

Ref:T177-00
DIMENSÕES :
Larg.885 x Pr.548 x Al.758 mm

- 1 gaveta à direita
- Espaço traseiro para o pufe de apoio para as pernas



MESA DE CABECEIRA

Ref: H6300
DIMENSÕES :
Larg.455 x Pr.447 x Al.681 mm
Larg.548 x Pr.560 x Al.814 mm com refrigerador

- 2 rodas traseiras de mobilidade
- 1 gaveta com bandeja removível
- 1 prateleira com espaço para garrafas
- Dobradiça padrão da porta à esquerda. Opção de a instalar à direita.



CÓMODA

Ref: O2900
DIMENSÕES :
Larg.885 x Pr.548 x Al.758 mm


- 3 gavetas em trilhos de metal com batente integrado



MESA COM GAVETEIRO

Ref:T180-00
DIMENSÕES :
Larg.1426 x Pr.548 x Al.758 mm

- Um pé para ampliar o acesso, para o pufe de apoio para as pernas de 600 mm de largura e 720 mm de altura
- 3 gavetas à direita



ARMÁRIO COM UMA PORTA

Ref: R6200
DIMENSÕES :
Larg.685 x Pr.548 x Al.1793 mm

- Dobradiça à esquerda
- 1 prateleira
- 1 barra para cabides



ARMÁRIO COM DUAS PORTAS

Ref: R6500
DIMENSÕES :
Larg.1135 x Pr.548 x Al.1793 mm

- 1 prateleira superior
- 3 prateleiras (metade esquerda do armário)
- 1 barra para cabides (metade direita)

DAGONE	CORES DOS MÓVEIS E PAINÉIS		CORES, ACABAMENTOS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO	MATERIAIS
	CORES PADRÃO	OUTRAS CORES OPCIONAIS		
PAINÉIS	Acabamento interno Light Dragon Tree, acabamento em conjunto.	Elección de los acabados de melamina de nuestra tabla de colores 30 mm de espesor	Acabamento em conjunto	Painéis de aglomerado melamina de 30 mm
MÓVEIS				Unidade de aglomerado com 19 mm de melamina / Acabamento em ABS de 1 mm. Painéis de aglomerado Com 30 mm de melamina / Acabamento em ABS de 1 mm

1 ano de garantia em condições normais de utilização e sem incluir peças de desgaste; consulte as instruções de utilização

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

QUARTO **AUZENCE**

CURVAS SUAVES



MÓVEIS PARA O QUARTO AUZENCE



PAINÉIS


DIMENSÕES (Painéis de cabeça e pés):
Larg.958 x Al.958 mm

- Painéis curvos em madeira maciça
- Corimão em tubo de aço epóxi



MESA

Ref:T182-00
DIMENSÕES :
Larg.872 x Pr.586 x Al.775 mm



ESCRITÓRIO

Ref:T183-00
DIMENSÕES :
Larg.1072 x Pr.586 x Al.775mm

- 1 gaveta à direita e espaço para o pufe De apoio para as pernas (Bridge)



MESA DE CABECEIRA

Ref: H6500
DIMENSÕES :
Larg.441 x Pr.475 x Al.751 mm
Larg.535 x Pr.576 x Al.884 mm com refrigerador


- 4 pés fixos
- 1 gaveta
- Porta com dobradiça à esquerda
- 1 prateleira com espaço para garrafas



CÓMODA

Ref: O3100
DIMENSÕES :
Larg.872 x Pr.586 x Al.775 mm

- 3 gavetas



MESA COM CÔMODA

Ref:T184-00
DIMENSÕES :
Larg.1470 x Pr.586 x Al.775 mm

- 3 gavetas à direita



ARMÁRIO COM UMA PORTA

Ref: R6700
DIMENSÕES :
Larg.672 x Pr.596 x Al.1815 mm

- Dobradiça à esquerda
- 1 prateleira
- 1 barra para cabides



ARMÁRIO COM DUAS PORTAS

Ref: R6800
DIMENSÕES :
Larg.1122 x Pr.596 x Al.1815 mm

- 1 prateleira superior (com largura completa)
- 3 prateleiras (metade esquerda do armário)
- 1 barra para cabides (metade direita)

AUZENCE	CORES DOS MÓVEIS E PAINÉIS		CORES, ACABAMENTOS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO	MATERIAIS
	CORES PADRÃO	OUTRAS CORES OPCIONAIS		
PAINÉIS	Acabamento interno do Grey Dragon Tree Orla lacada RAL 7030 Corimão em epóxi RAL 7030 7030 laca vertical	Escolha de acabamentos de melamina da nossa carta de cores.	Barreira de proteção em epóxi cinzento pardo e envolvente Laca RAL 7030	Travessas verticais (curvas) em madeira maciça e acabamento interno em MDF com melamina. Barreira de proteção em aço pintado
MÓVEIS				Tubo de aço pintados em RAL acabamento interno em MDF com revestimento em melamina (portas da unidade e tampas em painel de aglomerado em melamina de 19 mm), opção de orla envernizada ou lacada

1 ano de garantia em condições normais de utilização e sem incluir peças de desgaste; consulte as instruções de utilização

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

QUARTO **PULGARCITO**

CONCEBIDO PARA
CRIANÇAS



Ambiente PULGARCITO.
A cadeira não está disponível para venda.

QUARTO PULGARCITO

MÓVEIS PARA O QUARTO PULGARCITO



PAINÉIS PARA COLETIVIDADES

DIMENSÕES :
Larg.953 x Al.553mm


- Camada de laca branca
- Acabamento em melamina quiwi ou violeta



PAINEL (PARA BARREIRA DE MADEIRA)

DIMENSÕES :
Larg.932 x Al.636 mm


- Camada de laca branca
- Painel interno em melamina cor Quiwi ou Violeta



MESA DE CABECEIRA

Ref: H2600
DIMENSÕES :
Larg.448 x Pr.410 x Al.700 mm

- 1 gaveta
- Porta com dobradiça à direita
- 1 prateleira com espaço para garrafas



CÔMODA

Ref: O1200
DIMENSÕES :
Larg.870 x Pr.575 x Al.775 mm


- 4 pés fixos
- 3 gavetas



MESA COM CÔMODA

Ref: T9900
DIMENSÕES :
Larg.1340 x Pr.555 x Al.739 mm

- 4 gavetas à direita



ARMÁRIO COM UMA ÚNICA PORTA

Ref: R2200
DIMENSÕES :
Larg.670 x Pr.594 x Al.1805 mm

- Dobradiça à esquerda
- 1 prateleira
- 1 barra para cabides

ACESSÓRIOS



Ref:A662-00



Ref:A661-00



AUTOCOLANTES PARA PAINÉIS "MY GIRL"



AUTOCOLANTES PARA PAINÉIS "MY BOY"

PULGARCITO	CORES DOS MÓVEIS E PAINÉIS		CORES, ACABAMENTOS E BARREIRAS DE PROTEÇÃO	MATERIAIS
	CORES PADRÃO	OUTRAS CORES OPCIONAIS		
PAINÉIS	interior Quiwi ou Parma		Branco (Ral 9016)	Orla em MDF e acabamento interno em MDF com melamina
MÓVEIS	Produção padrão: Tampas quiwi Pegas Ral 9016 Laca Ral 9016	Escolha dos acabamentos de melamina da nossa carta de cores.		Caixa em aglomerado 19 mm de melamina Cobertura em MDF e acabamento interior das portas e painéis em MDF com melamina

1 ano de garantia em condições normais de utilização e sem incluir peças de desgaste; consulte as instruções de utilização

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

MESAS PARA CAMA EVIENCE CONFORENCE




- **A mesa EVIENCE** para uso residencial.
- **As mesas CONFORLENCE** para coletividades.
- **Robusta:** estrutura em aço ou alumínio, garantia de 1 a 2 anos.
- **Estética:** uma grande seleção e cores a escolher para harmonizar com os seus interiores.



Mesa Conforlence, 2 bandejas, cor faia claro

MESA EIVLENCE



- Bandeja em painel de 19 mm de espessura revestido em melamina.
- Cantos arredondados acabamentos em PVC cinzento.
- Barreira de proteção em 3 lados para evitar a queda de objetos.
- Guiador para leitura.
- Cor da bandeja: Faia Claro.
- 2 versões:
 - 1 única bandeja fixa.
 - 2 bandejas independentes.

MESA CONFORLENCE



Mesa com cantos lacados em cinzento (cor padrão), base de epóxi em cinzento (cor única)

2 versões:

- Uma bandeja fixa ou 2 bandejas independentes.
- Altura variável assistida por atuador a gás.
- Bandejas em MDF de 19 mm, com cantos arredondados.
- Barreira de proteção em 3 lados para evitar a queda de objetos.
- Bandeja inclinável por cremalheira manual, com 5
- Guiador para leitura.

Estética:

- Base com revestimento termoformado.

Prática:

- Altura da base 11 cm, o que permite passá-la confortavelmente por baixo da cama.
- 4 rodas com 50 mm de diâmetro com rolamento duplo sem travão.



Opção 2 bandejas

Segurança:

- Base larga de 71,5 cm para uma maior estabilidade.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	I BANDEJA	2 BANDEJAS		MARGEM DE ELEVACÃO	ALTURA BASE	CARGA MÁXIMA	RODAS	PESO
	Bandeja fixa	Bandeja fixa (pequena)	Bandeja inclinável (grande)					
EIVLENCE	92x46 cm Ref. T380001c	--	--	76 a 115 cm	10 cm	15 Kg	Diâmetro 50mm com travão	13 Kg
	--	29x46 cm	64x46 cm					
	Ref. T3800c							
CONFORLENCE	91x43 cm Ref. T168-00	--	--	76 a 114 cm	11 cm	15 Kg	Diâmetro 50mm com travão	16 Kg
	--	30x43 cm	61x43 cm					
	Ref. T169-00							

EIVLENCE: Garantia de 1 ano*

CONFORLENCE: Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

POLTRONAS DE MÉDI



- **As poltronas MÉDI** facilitam a transferência da cama à poltrona e garantem um descanso confortável aos pacientes.
- **A estrutura** é em madeira maciça ou de metal epóxi.



Poltrona MÉDI com pufe de apoio para as pernas

POLTRONA DE MADEIRA



- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Comandos bilaterais para inclinação do encosto.
- Pequenas rodas de mobilidade nos pés traseiros (deslocamento sem carga).

Estética:

- Estrutura de madeira em faixa maciça tingida ou lacada para uma maior proteção e facilitar a manutenção.
- Revestimento em PVC, core a escolher no nosso mostruário.

POLTRONAS METÁLICAS



MÉDI RELAXAÇÃO

Prático:


- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Encosto 2/3 1/3.
- Barras de impulso.
- Comando lateral para inclinação.
- Apoio para os braços regulável e com 4 posições.
- Almofada do assento antideslizante e desmontável.
- Capa separável e removível.

Segura:

- 4 rodas de 100 mm de diâmetro, 2 com travão.
- Apoio para os pés com armação termoformada e elevável com sistema antibasculante.

Acessórios:

- Haste porta-gotejador, bandeja.
- Estrutura metálica acabamento em epóxi cinzento (cor única).



MÉDI OCÉANO

- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Apoio para os braços dobrável.
- Estrutura em tubo redondo.
- Comando bilateral para inclinação.
- Assento regulável em altura.



PUFE

Apoio para as pernas. Tubo redondo.

ESCOLHA A COR DA ESTRUTURA E DO REVESTIMENTO NO NOSSO MOSTRUÁRIO DE ACABAMENTOS, SEM CUSTO ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Referência	ASSIENTO				ENCOSTO	APOIO PARA OS BRAÇOS	TOTAL		
		Largura (entre apoio para os braços)	Profundidade	Altura piso/assento	Espessura almofada			Altura	Largura	Altura
POLTRONA DE MADEIRA										
MEDI REPOUSO	FI29-03	52	48	46	10	73	66 / 59	69	117	74
PUFE	U0300	43	47	45	10	--	--	48	45	51
POLTRONAS METÁLICAS										
MEDI OCÉANO	F3003	55	48	46,5/50,5/54,5	10	73	66	72	117	79
MEDI RELAXAÇÃO	FI203	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79
PUFE	U0700	43	47	45	10	--	--	50	45	48

Dimensões apresentadas em cm.

Peso máximo do paciente: 135 kg

Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.

DECORAÇÕES EM MELAMINA


PARA OS PAINÉIS DE CAMA E O MOBILIÁRIO



Dragonnier Clair (I)



Faia Claro (I)



Carvalho Milano Escuro (I)




Congo



Albany (I)




Dragonnier Cinzento (I)




Orquídea



Magnólia *



Greige Sable (I)



Giz



Quivi



Azul Cristal *

VERNIZ



Faia claro



Faia Escuro



Cerejeira Púrpura




Arce After Eight


LACA



RAL 1001



RAL 7016




RAL 7030



RAL 1013



RAL 8004



RAL 9016



RAL 8025



Orquídea

MOSTRUÁRIO DE CORES EM PVC



Atoll
Boeing 2000 M2



Tilo
Diabolo Club M1



Banana
Cosmos Saturne M2



Verde Grany
Urban



Uva liso
Espirit



Uva estampado
Select M2




Abóbora
Diabolo Club M1



Groselha
Ginkgo M1



Lilás escuro
Select M2



Topo escuro
Select M2



Duna
Ginkgo M1



Chocolate
Ginkgo M1



WINN CARE

S p a i n

WINNCARE SPAIN
Carretera Masía del Juez, 37b
46909- Torrente - Valencia
Tel. +34 96 156 55 21
Fax +34 96 156 03 83