

REGULOWANY HYDRAULICZNIE WÓZEK KĄPIELOWY



WÓZEK KĄPIELOWY (HYDRAULICZNY) SŁUŻY DO PRZEWOŻENIA PACJENTA Z ŁÓŻKA POD PRYSZNIC. NA WÓZKU KĄPIELOWYM PRZEWOŻENIE PACJENTA JEST PROSTE I KOMFORTOWE.

KOMFORT

- ▶ Zmienna wysokość od 52 to 88 cm pozwala opiekunowi dobrać idealną pozycję do pracy, unikając przy tym ryzyka bóli lędźwiowych.

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Poręcze zabezpieczające przed ześlizgnięciem się wysokości 20 cm zapewniają pacjentowi idealne bezpieczeństwo.

SOLIDNOŚĆ

- ▶ Dla pacjentów o wadze do 155 kg.

Sprzedaż w Polsce:



Ergolet Polska Sp. z o.o.
tel. 68 371 10 45
e-mail: sales@ergolet.pl
www.ergolet.com

HYDRAULICZNY UKŁAD ZMIENNEJ WYSOKOŚCI

KONSTRUKCJA STALOWA Z POWŁOKĄ ANTYKOROZYJNĄ Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ.

KOMFORT

- ▶ Zieleń karaibska, wykonanie poliestru PVC grubość 2 cm, mocowanie do podstawy w wersji Compact wodoodpornej.
- ▶ Cylindryczna poduszka: wysokość 9,90 cm, długość 49,7 cm, szerokość 20,2 cm.

WYGODA

- ▶ Nieco pochylona płyta podstawy ułatwia spuszczenie wody.
- ▶ Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach
- ▶ Uchwyty do pchania u węzłowia i od strony nóg.
- ▶ Kosz na ubranie, termoformowalny, u węzłowia wózka.
- ▶ Profilowane poręcze z powłoką żywiczną, wysuwane.
- ▶ Spust wody zamykany korkiem. Rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy.
- ▶ Rura spustowa 185 cm, Ø 4 cm.

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Osłona zabezpieczająca podstawy ABS.
- ▶ Opcjonalnie centralny hamulec z 4 kołami Ø 125 mm, z których jedno jest kierunkowe.
- ▶ Odległość od podłogi 13 cm lub 15 cm z centralnym hamulcem.



W standardzie kosz na ubrania.



Łatwy do użytku korek do spuszczenia wody. Podstawa pochylona pod kątem 2°.



Ułatwione przenoszenie pacjenta dzięki możliwości obniżenia do wysokości 52 cm. Dzięki możliwości ustawienia wózka bezpośrednio przy łóżku, jedna osoba poradzi sobie z przeniesieniem na niego pacjenta.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS	WYMIARY	WAGA	UŻYTKOWANIE PRZY NORMALNYM OBCIĄŻENIU	KÓŁKA SAMONASTAWNE
WÓZEK KĄPIELOWY	74 x 198 cm. Płyta podstawy: 1,78 m x 60 cm	85 kg	170 kg pacjent 155 kg wyposażenie 15 kg	Ø 100 mm z niezależnymi hamulcami Ø 125 mm z centralnym hamulcem
PORĘCZE BOCZNE	1.40 m x 20 cm			

Gwarancja: 2 lata

Fotografie nie mają wartości handlowej

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Francja
Tel: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail: info@medicatlantic.com
www.winnCare.fr



W trosce o nieustanne podwyższanie jakości swoich produktów, grupa WINNCARE zastrzega sobie prawo do modyfikacji ich parametrów technicznych bez uprzedzenia. Wyrób medyczny klasy I zgodny z Dyrektywą Europejską 93/42/CEE. Rzeczywiste produkty mogą się różnić od tych na zdjęciach.