




COLCHÓN ALOVA® GAMA VMA62

El colchón estático más preventivo
del mercado.



Puntuación en la escala Braden



ELEVADO

CUIDAMOS DE LAS PERSONAS CON PÉRDIDA DE AUTONOMÍA Y DE SUS CUIDADORES

EXPERIENCIA EN PRODUCTO

SOLUCIONES TERAPÉUTICAS

EXPERIENCIA EN SERVICIO



WIN  CARE

¿POR QUÉ ESCOGER EL COLCHÓN ALOVA?

Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo. Gracias a la **descarga del talón** y a las zonas con firmeza diferenciada.

La alta densidad de 80 Kg.m³ garantiza la máxima reducción de la presión para una **óptima prevención del riesgo de escaras**.

La inmersión uniforme del cuerpo en la espuma permite que la presión se distribuya sobre una mayor superficie, **reduciendo así los puntos de presión en las zonas con riesgo de úlceras por presión**.

La espuma viscoelástica es **ligera y suave y ofrece comodidad al acostarse**.


Las diferentes elevaciones se **adaptan a cada zona del cuerpo (cabeza/sacro/talones)**.

- Paciente confinado en la cama durante **más de 15 horas al día**.
- Ayuda para el tratamiento de las UPP de estadio 1 a 2 asociadas a una descarga localizada.
- Colchón monobloque multidensidad compuesto por una parte superior de **espuma viscoelástica de 6 cm** y una base de espuma de poliéster de 8 cm.
- **3 años de garantía**.

LA COMBINACIÓN DE LA ALTA DENSIDAD DE 80 KG/M³ Y LA DESCARGA DE TALÓN, AYUDA A LA PREVENCIÓN TOTAL DE UPP




Mantenimiento: Fundas en Promust PU




DESCARGA TALONERA

- Ayuda a mejorar el flujo vascular en los talones.
- Reduce la presión en esta zona con riesgo de UPP.



Colchón sin descarga de talón.



Colchón ALOVA monobloc multizona con descarga de talón.

Reducción óptima de las presiones en las zonas de riesgo. Gracias a la descarga del talón y a las zonas con firmeza diferenciada.

Ejemplo: reparto de las presiones a nivel del talón en un paciente de 1,76 m y 70 Kg. (Unidad: mm de Hg)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	Referencia según presentación y acondicionamiento			Dimensiones (cm)	PESO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO	DENSIDAD
	CAJA	PALET BOX (10 Un)	ENROLLADO COMPRIMIDO				
ALOVA DT monobloc multizona, funda PROMUST PU	-----	VMA62-HIP3-190	VMA62RC1-HIP3-190 (1 ud)	190 x 88 x14	20 a 120 kg	EN 597-1 et 2 GPEM D1 90 clase D	80Kg/m3
ALOVA DT monobloc multizona, funda PROMUST PU	VMA62C-HIP	VMA62-HIP	VMA62RC1-HIP (1 ud) VMA62RC-HIP (5 uds)	195 x 88 x14			
	VMA62C-HIP3	VMA62-HIP3	VMA62RC-HIP3 (5 uds)				





WinnCare Spain

Polígono Industrial Masía del Juez (Torrent)

Valencia-España

Tlf: +34 961.565.521

E-mail: ventas@winncarespain.es

Web: winncarespain.com

Blog: wearewinncarespain.com



@winncarespain

