

GRUA **HOP E-150**

CONFORME OS REQUISITOS DO REGULAMENTO EUROPEU 2017/745
APLICÁVEL A GRUAS PARA A TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS

- **Grua adaptada** para pacientes de até 150 kg.
- **Ergonómica:** Apanha uma pessoa no chão, margem de elevação de até 1,57m
- **Conforto:** ampla gama de ameses acolchoados.
- **Robusta:** graças aos materiais e ao motor LINAK.



Ligeira e compacta para residências



Prática:

- Abertura manual dos pés com a ajuda de um sistema de pedal.
- Fácil de desmontar em 2 partes.
- Fácil de transportar e armazenar
- Manejável facilmente graças às suas rodas duplas.
- Peso: 29.50 kg.
- Rotação do cabide de 360°
- Rodas anti-fios



Segura:

- Cabide acolchoado e seguro pelas suas fixações equipadas com sistema anti-saída
- Caixa de controlo com paragem de emergência e indicador de LED de carga integrado.
- Alarme sonoro: aviso de bateria baixa.
- Sistema elétrico de descida de emergência.



DIMENSÕES

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	PESO MÁX. PACIENTE	Ø RODAS DIANTEIRAS DUPLAS	Ø RODAS TRASEIRAS COM TRAVÃO	NORMA	MOTOR	PESO
HOP E150	102102044	39	157	101	56	76	11	150 kg	7,5 cm	7,5 cm	REG, EU, 2017/745	Linak IP54	29'5 kg

Garantia de:

- até 6 anos*

- 1 ano para as baterias

* Garantia de 2 anos ampliável a 6 anos realizando revisões anuais nos serviços técnicos oficiais. Ver o manual de utilização.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.