

NOVO

WIN CARE

KALIN®

CAMA ARTICULADA PEDIÁTRICA



A cama KALIN

- ▶ A cama KALIN é uma cama inovadora que se adapta a crianças e adultos que apresentam uma anatomia atípica com estaturas compreendidas entre 125 e 145 cm.
- ▶ Esta cama atende os requisitos específicos relativos à segurança básica e as características essenciais aplicáveis a camas articuladas pediátricas de acordo com a norma NF EN 50637: 2017

Cama articulada KALIN (PO3)

Para pacientes com perda de autonomia motora

Pode ser transitória ou permanente

KALIN®



SEGURANÇA

- ▶ Pega do pendural com design especial



ERGONOMIA

- ▶ Elevador de pernas elétrico com dobra de joelhos
- ▶ Prevenção de escaras, mais conforto para o paciente.



SEGURANÇA E AUTONOMIA

- ▶ Comando à distância com função de bloqueio



SEGURANÇA

- ▶ Caixa de segurança para proteção do comando à distância



ERGONOMIA

- ▶ Altura variável de 30 a 76 cm



CE

MOTORIZAÇÃO

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE

SEGURANÇA

- ▶ Cabeceira e peseira em madeira de série



SEGURANÇA

- ▶ Batente de parede



Gama de colchões adaptados:
Colchão padrão ou colchão ALOVA
para a prevenção de escaras



O QUE DIZ A NORMA EN 50637? PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

- ▶ Os morfotipos humanos têm vindo a evoluir e, portanto, também os das crianças: somos mais altos do que os nossos antepassados.
- ▶ Isto significa que as diferentes secções da cama precisam de se adaptar a estas novas estaturas. Por isto, a nossa cama KALIN® adapta-se a crianças com estaturas entre 125 e 145 cm e com um peso de até 70 kg. Assim sendo, a separação entre os espaços da cama foi redimensionada visando evitar que o paciente possa ficar preso.
- ▶ A norma NF EN ISO 60601-2-52 considera necessário proteger 3 partes do corpo para evitar o risco de o doente vir a ficar preso na estrutura da cama ou nos seus acessórios, uma vez que isto poderia causar traumas graves ou mesmo a morte.
- ▶ A separação é a seguinte:
 - menos de 6 cm, para o diâmetro do pescoço.
 - menos de 12 cm, para o diâmetro da cabeça.
 - mais de 31,8 cm, para a largura do tórax.
- ▶ Foram definidas as seguintes separações para as camas pediátricas:
 - menos de 4 cm, para o diâmetro do pescoço.
 - menos de 6 cm, para o diâmetro da cabeça.
 - mais de 30 cm, para a largura do tórax.
- ▶ A referida norma também levou em conta situações mais graves como pode ser o estrangulamento com o cabo do comando à distância ou a pega do pendural.
- ▶ Por esta razão, a pega do pendural tem um design especial, o comando à distância encontra-se protegido no interior de uma caixa com fecho, e as separações da cama e a cabeceira e a peseira tiveram o seu tamanho reduzido visando atender os novos dados de referência relativos ao risco de aprisionamento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------------|--|
| Peso máximo do paciente | 70 kg |
| Carga de funcionamento seguro | 115 kg = 70 kg (paciente) + 15 kg (colchão) + 30 kg (acessórios) |
| Estatuta do paciente | De 125 cm a 145 cm |
| Tamanho do estrado | 170 cm X 80 cm |
| Amplitude Elevação | 30 a 76 cm |
| Motorização | Linak |
| Peso da cama (sem painéis) | 70 Kg |
| Côr da cama | RAL 7030 estrutura da cama, painéis em carvalho Lindberg |
| Equipamento de série | Estrado não divisível / Elevação elétrica do encosto / Cabeceiro e peseiro em madeira / pendural / batente de parede |

OPÇÕES e ACESSÓRIOS

Elevador de pernas elétrico com flexor de joelhos

Travão centralizado

Elevação do encosto para RCP

Saia (travão independente)

A nossa cama KALIN está disponível com 2 tipos de colchão:

- ▶ Colchão de espuma padrão. Ref: VMS82-CIC
- ▶ Colchão de espuma viscoelástica. Ref: VMA82-CIC



Mecânica, elétrica e do comando à distância



Painéis e acessórios



WIN CARE

Departamento
comercial

+ 33 (0) 2 51 98 55 64

www.winnicare.fr

Fabricant

WINNCARE FRANCE

4, Le pas du Château 85670 Saint
Paul Mont Penit