

CAMA MÓVEL DE LAVAGEM LAMBDA/I75



CAMA MÓVEL DE LAVAGEM ELÉTRICA COM DESIGN INOVADOR E POSIÇÃO ANTI-TREND

- **Margem de altura variável**, com um ajuste elétrico de 60 cm a 105 cm, para se adaptar à altura de qualquer cuidador..
- **Barreiras de proteção retráteis** nos quatro lados para facilitar as transferências.
- **Posição anti-Trendelenburg elétrica** de 0 ° a 10 ° para permitir a recolocação do paciente e uma drenagem mais efetiva..
- **Aço inox** revestido com tinta epóxi.



ALTURA VARIÁVEL ELÉTRICA



Diâmetro
150 mm.





40 ciclos de autonomia.
Bateria removível.



Estrutura metálica
em aço inox
revestido com epóxi.



Inclinação de 0° a 10°.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES GERALES	DIMENSÕES CAMA MÓVEL	ÍNDICE DE PROTEÇÃO	PESO	ALTURA VARIÁVEL	PESO MÁXIMO DO PACIENTE	RODAS
LAMBDA	Comprimento: 205 cm Largura: 77 cm	Largura: 187 cm Comprimento: 60 cm	IPX4	115 kg	60 cm a 105 cm	175 kg	Ø 150 mm

Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.