

GRÚA HOP E-150

CONFORME A LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO EUROPEO 2017/745
APLICABLE A LAS GRÚAS PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS

- Grúa adaptada para pacientes hasta 150 kg.
- **Ergonómica:** recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 1,57 m.
- **Confort** amplia gama de ameses acolchados.
- **Robusta** gracias a los materiales y a un motor LINAK.



HASTA
6 AÑOS
DE GARANTÍA





Ligera y compacta para domicilios.

Práctica:

- Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal.
- Fácil de desmontar en 2 partes.
- Fácil de transportar y almacenar.
- Maniobrable gracias a las ruedas dobles.
- Peso: 29.50 kg.
- Rotación de la percha de 360°.
- Ruedas anti-hilos.

Segura:

- Percha acolchada y segura gracias a las sujeciones dotadas del sistema anti-salida.
- Caja de control con parada de emergencia y led de carga integrado.
- Alarma sonora: aviso de batería baja.
- Sistema de bajada de emergencia eléctrico.



DIMENSIONES

| Descripción | Referencia | A cm | B cm | C cm | D cm | E cm | F cm | PESO MÁX. PACIENTE | Ø RUEDAS DELANTERAS DOBLES | Ø RUEDAS TRASERAS CON FRENO | NORMA | MOTOR | PESO |
|-------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|---------|
| HOPE150 | 102102044 | 39 | 157 | 101 | 56 | 76 | 11 | 150 kg | 7,5 cm | 7,5 cm | REG. EU, 2017/745 | Linak IP54 | 29'5 kg |

Garantía de:

- hasta 6 años*

- 1 año para las baterías

* *Garantía de 2 años ampliable a 6 años realizando revisiones anuales en los servicios técnicos oficiales. Ver el manual de uso.*



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.