

Løftebøjler til Luna



2-punkts løftebøjler
Til Luna med bajonet og strop
Fås i målene 360/480/580 mm



Lige 2-punkts løftebøjler
Til Luna med bajonet
Fås i målene 360/480/580 mm



Rum-til-rum 2-punkts løftebøjle
Til Luna 275 kg
Fås i målene 360/480/580 mm



3-punkts løftebøjle
Til Luna med bajonet og strop



4-punkts løftebøjle
Til Luna med bajonet og strop



3-punkts elektrisk løftebøjle
Til Luna 275 kg



Løftebøjler til Luna Twin, 400 kg
Løftebøjle og fleksible side-løftebøjler
fås i målene 360/480/580 mm



2-punkts løftebøjle til Luna med bajonet



Løftebøjle til Luna med strop føres ind i lift-enheden, drejes rundt og løftebøjlen er fastgjort. Luna har en dobbelt sikkerhedsfunktion, idet liften ikke kan køre, hvis løftebøjlen til ikke er påsat korrekt i lift-enheden.



Sejlpåsatning: Med et let tryk ned låses Winncare Nordics patenterede kroge på løftebøjlen. Træk op for at åbne krogen igen.

Stroppens løkke kan også bruges til at åbne og lukke krogen før og efter brug.

Et bredt udvalg

Komplet udvalg af løftebøjler i forskellige størrelser og modeller der passer til alle omsorgsbehov og forflytninger.

- Imødekommer standardløft og bariatriske løft
- Patenterede sejlkroge
- Stor anvendelighed til specifik og generel brug
- Let udskiftning tillader mange former for brug
- Optimal støtte og komfort under forflytning, kombineret med Winncare Nordics brede sejl-program

Varenumre

2-punkts løftebøjle	360 mm	480 mm	580 mm
Til Luna med bajonet	015-02129	015-02126	015-02128
Til Luna med strop	015-02108	015-02110	015-01968
2-punkts løftebøjle (lige)	360 mm	480 mm	580 mm
Til Luna med bajonet	015-02113	015-02114	015-02116
Rum-til-rum løftebøjle	360 mm	480 mm	580 mm
Til Luna 275 kg	015-02117	015-02118	015-02119
3-punkts løftebøjle			
Til Luna med bajonet	015-02106		
Til Luna med strop	015-02104		
4-punkts løftebøjle			
Til Luna med bajonet	015-02102		
Til Luna med strop	015-02100		
3-punkts elektrisk løftebøjle			
Til Luna 275 kg	015-02112		
Luna Twin (400 kg) løftebøjler	360 mm	480 mm	580 mm
2-punkts-løftebøjle	015-02206	015-02204	015-02202
Flexibile side-løftebøjler	015-02036	015-02037	015-02038

Se den tekniske manual for yderligere specifikationer. Alle tal og mål er kun vejledende og kan være forskellige i forskellige situationer. Winncare Nordic forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i specifikationerne. Produktfotos indeholder muligvis tilbehør.

CE MDD93/42/EEC
Class I

date 04.03.2021 - ver. 3

WinnCare Nordic ApS
Tårnborgevej 12C
4220 Korsør
Danmark
tlf. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c