

MARINA/Strandbuggy

Maks. brugervægt 130 kg



Klik på videoen og se Marina "in action"

Vandhundredens "kørestol"


De brede dæk gør det nemt at køre i sandet, mens armlænene, som er monteret med flydepontoner, sørger for, at stolen ikke synker, når den køres ud i vandet.

En let, men stadig meget robust strandbuggy, som hurtigt foldes sammen til transport eller opbevaring.

Mulighed for eget logo på ryglænet.



1. Skubbehåndtag
2. Ryglæn
3. Flydeponton
4. Brugerhåndtag
5. Sæde
6. Fodstøtte
7. Trækstang
8. Stel
9. Hjul



PRODUKT	VARENUMMER	MÅL (MM) B x H x L	STOLENS VÆGT	MAKS. BRUGERVÆGT	MATERIALE	HJUL	
MARINA	102605012	1230 x 1200 x 1400	31,7 kg	130 kg	Stel: Aluminium og rustfrit stål	Diameter: 380 mm	Kontakt- fladetryk 2 kg/cm ²
		Fodstøtte i laveste position					
		1230 x 1200 x 2600			Flydepontoner: Polyethylene Polyurethane		
		Fodstøtte i højeste position			Sæde/ryglæn: Polyester PVC		

2 års garanti

CE UNE-EN 12182
UNE-EN 12183
Directive 93-42-CEE

date 28.04.2021 - ver. 1

Producent:
WinnCare Spain

Forhandler:
WinnCare Nordic ApS
Tålborgvej 12C
4220 Korsør
tel. +45 70 27 37 20
e-mail: info@winnCare.dk

www.winnCare.dk

WINNCARE
N o r d i c