

CAMA MEDICALYS®

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

Pela sua conceção muito estudada, é ideal para ser utilizada em serviços hospitalares

- **Configurável:** disponível em duas opções, Trendenlemburg mecânico e anti-Trendelemburg elétrico (posição assento) ou Antitrendelemburg elétrico e Trendelenburg mecânico.
- **Segurança:** o Trendelenburg mecânico pode ser utilizado com ou sem corrente elétrica independentemente da posição da cama, em menos de 15 segundos. Compatível com os ambientes de aplicação 1, 2, 3 e 5.
- **Simple:** posição assento 100% elétrica com acesso direto à função para o paciente mediante um único botão de controlo..
- **Desempenho:** posição semi-fowler.





WINNEA@CIC⁽²⁾ (Cor única: Painel extraível para permitir possíveis atuações de emergência)



(1) RCR - Reanimação cardiopulmonar
(2) CIC - Controlo de Infecções Cruzadas Tratamento na massa com iões de prata

(3) OPCIONES

Rodas metálicas Ø 100 mm	Sommier compacto amovível	Trendelenburg mecânico -12° máx.
Rodas metálicas Ø 125 mm	Elevador de encosto com translação	Anti-Trendelenburg elétrico +16° máx.
Rodas design Ø 125 mm	Bateria de emergência (3 ciclos)	Controlo lateral
Rodas design Ø 150 mm	Supporte para manta	Controlo para cuidador
		Controlo sobre o braço flexível

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE	OPCIÓN
MÉDICALYS 2 ^{nda} geração	90 x 200 cm	de 37 a 86,5 cm com rodas Ø125		Dobra para os joelhos 26° y 16°	Colchão 20 kg Acessórios 45 kg				
3 funções elétricas com dobragem de rodas Basic:	Basic: sommier divisível	Basic	até 70°	Ajuste dos pés por cremalheira	Paciente 165 kg Basic: ambiente 1 y 2	metálicas Ø 150 mm	CEI 60601	Motor e caixa Linak IP66	Dedive -12°
IML2L08150f	Premium: sommier não divisível	de 39,5 a 89 cm com rodas Ø150			Paciente 195 kg Premium: ambientes 3, 4 y 5		CEI 60601-2-52	Controlo com bloqueio Linak IP54	Prodrive +16°
Premium: IMS3L08150blq		Premium			Carga máxima 230 kg				

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*

*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver as instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.