



PÉDIATRIE

Pedia<sup>®</sup>  
Soft

**POUR ACCOMPAGNER LES TOUT PREMIERS  
MOMENTS DE VIE**

Positionnement confort et sécuritaire de la femme enceinte puis  
du nouveau né.

Textile labellisé **OEKO-TEX<sup>®</sup>** classe 1





## COUSSIN DE MATERNITÉ

VCPS

Accessoire de confort de la parturiente (maintien postural pré accouchement et au repos) et pour l'alimentation de l'enfant.

Produit sécurisé qui accompagne la parturiente pré et post accouchement; le textile autorise un contact intense avec la confort et sécuritaire tant pour la parturiente que le nouveau-né.

Produit 2 en 1 à savoir pour le positionnement de la parturiente et du nouveau-né.

Tissus de la housse : OEKO-TEX Classe 1 Numéro 0910054

Perles microbilles : Diamètre 0,3 mm, ignifugés classement M1.

Poids total du produit = 2.2 kgs

**Textile** : Grammage 315 g/m<sup>2</sup> ; Résistance à la pénétration de l'eau 900 cm H<sub>2</sub>O selon norme ISO811, Perméabilité à la vapeur d'eau 700 g/m<sup>2</sup>/24 heure selon ASTM E-96, Protection contre les acariens selon norme NF G 39-011, Protection contre le développement de bactérie selon SN 195 920, contre les moisissures, Comportement au feu conforme à la NF EN ISO 12 952- 1&2 , Lavage en machine à 90°C selon la norme ISO 6330, Lavage à sec conforme à la norme ISO 3175.



## NID DOUILLET

VNPS

Accessoire de maintien et de confort pour le nouveau-né

Produit sécurisé qui rassure les parents à son usage avec leur nouveau né et apporte une réponse en termes d'écologie humaine ; le textile autorise un contact intense avec la peau du nouveau né.

Produit 2 en 1 : Coussin de maternité transformé en nid douillet grâce à une simple housse.

Utilisable jusqu'aux 5 mois du bébé selon sa tonicité

Ce nid douillet est idéal pour jouer, se reposer et s'éveiller en toute sécurité \*

*\* Ne convient pas pour le sommeil du nouveau-né*

**Sécurité** : Textile OEKO-TEX Standard 100 classe 1 compatible avec un contact de la peau du nouveau né. La confection de l'enveloppe ne permet ni la sortie ni l'accès aux perles. Protections contre les acariens. . Harnais de sécurité adapté et réglable selon l'âge et la corpulence de l'enfant.

**Ergonomie** : Maniabilité et légèreté du produit.

**Confort** : Toucher soyeux. Thermorégulation et Hydro régulation.

**Efficacité** : confort optimal et adaptabilité à toutes les morphologies. Permet une inclinaison de l'enfant.

**Facilité d'entretien** : Housse amovible. Lavable à 90° en machine. Nettoyage à sec et compatible avec des produits désinfectants de surface.

