

POSTURA

DISPOSITIVOS DE AJUDA TÉCNICA À POSTURA COM MICROESFERAS

C.I.D.
Total Protection Ag+
Controlo de infecciones cruzadas

AS ALMOFADAS DE POSICIONAMENTO **ASKLÉ SANTÉ** PERMITEM COLOCAR O PACIENTE EM DIFERENTES POSIÇÕES DE FORMA SIMPLES E RÁPIDA, CONTRIBUINDO ASSIM A REDUZIR A PRESSÃO EXERCIDA SOBRE A PELE E OS TECIDOS NAS ZONAS ANATÓMICAS COM RISCO DE ESCARA.



- As proteções do envoltório permitem evitar a penetração de líquidos.
- Proteção Ag+ com Sanitized® Silver oferece uma resistência mais forte ao desenvolvimento de bactérias..
- Revestimento em policarbonato sobre malha de poliamida para uma alta durabilidade.
- Certificado Oeko-Tex Classe 2 para contacto direto com a pele.
- Microesferas em PES autoextinguível para uma maior segurança na sua utilização na cama.
- Conceito do Vacuum Touch™ promove uma distribuição estável das microesferas.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO TROCÂTER

Escaras pouco frequentes mas perigosas que aparecem principalmente nos pacientes acamados em decúbito lateral estrito. Os especialistas recomendam a posição de decúbito semi-lateral a 30°.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada de posicionamento lateral a 30°

- + 2 tamanhos para uma adaptação perfeita à morfologia dos pacientes.
- + Uma almofadilha integrada garante o conforto do utilizador.
- + Instalação fácil, sem esforço e rápida do paciente.
- + Manutenção estável e duradouro.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DOS COTOVELOS E CALCANHARES

Escaras que raramente aparecem nos cotovelos mas que são frequentes nos calcanhares, principalmente em pacientes acamados. Os especialistas recomendam o apoio total dos cotovelos e calcanhares na posição de decúbito dorsal.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: suportes de posicionamento na zona da perna e do antebraço.

- + A inclinação regular favorece a circulação sanguínea.
- + A borda regular do dispositivo não é traumática.
- + Ausência de sobrepressão na zona do tendão de Aquiles e dos maléolos.
- + Alívio da pressão de apoio na zona dos cotovelos.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DOS MALÉOLOS E DOS JOELHOS

Escaras muito frequentes em pacientes com contrações musculotendinosas dos membros inferiores. Os especialistas recomendam a abdução dos membros inferiores para aliviar os maléolos, cêndilos e joelhos. Aliviar as zonas do sacro, ísquios e calcanhares.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada cilíndrica associada ao suporte de abdução dos joelhos.

- + + Manutenção dos membros inferiores em abdução.
- + Redução do apoio exercido na zona dos cêndilos femorais e dos maléolos internos.
- + Proteção da zonas de contacto dos joelhos.



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.



PREVENÇÃO DE ESCARAS NA ZONA DO SACRO, ÍSQUIOS E CALCANHARES

Escaras sacras que costuma aparecer em pacientes na posição prostrada para frente ou em pacientes acamados na posição semissentada inadequada. Escaras isquiáticas frequentes em pacientes sentados. É a escara mais frequente nas pessoas paraplégicas. Os especialistas recomendam uma posição chamada do tipo "Semi Fowler" para aliviar as zonas do sacro, ísquios e calcanhares.

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a associação de 4 almofadas adaptadas.

- + Redução do deslizamento para frente responsável pelo cisalhamento dos tecidos.
- + Redução do risco de quedas.
- + Alternativa à utilização de camas não hospitalares.
- + Alívio da pressão de apoio na zona dos cotovelos.

UMA AJUDA NA PREVENÇÃO DE POSIÇÕES VICIADAS DO QUADRIL E DOS JOELHOS

SOMENTE A FLEXÃO DOS JOELHOS

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada cilíndrica colocada debaixo dos joelhos.

- + Reduz a cavidade na zona lombar.
- + Alivia as dores com origem nas facetas.

A MANUTENÇÃO ESTÁVEL DO QUADRIL NA POSIÇÃO DE ABDUÇÃO

• A solução ASKLÉ SANTÉ: a almofada de abdução para o quadril.

- + Indicada na fase pós-operatória de próteses de quadril.
- + Limita o risco de luxação de uma Prótese Total de quadril ao virar os pacientes.

ENVOLTÓRIO PROTETOR LAVÁVEL PARA ALMOFADA DE POSICIONAMENTO

- Um envoltório para cada almofada da gama (referências no verso).
 - Aba* de proteção do fecho para evitar infiltrações.
 - Etiqueta de rastreamento com condições de manutenção e composição no interior dos envoltórios.
- * (exceto para as ref. VHOCP05 e VHOCP06)

UMA RESPOSTA ADAPTADA ÀS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

• As almofadas universais T1 e T2

- + Adaptam-se a todas as situações de tratamento (utilizadas sós ou associadas).
- + Substituem a utilização derivada das almofadilhas visando a prevenção do risco anti-higiénico.
- + Facilitam a colocação ou virar os pacientes durante a realização dos cuidados.
- + Têm um tamanho reduzido para serem guardadas com facilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	PESO (kg)	DIMENSÕES (cm)
	Almofada flutuante modular com forma circular	VCP12CIC	0,50	46 x 46
	Almofada 1/2 flutuante Suporte para abdução dos joelhos	VCP01CIC	0,36	60 x 35
	Almofada Universal 1	VCP02CIC	0,23	37 x 26
	Almofada Universal 2	VCP03CIC	0,58	56 x 40
	Almofada Cilíndrica	VCP04CIC	0,64	Ø 21 x 60
	Almofada Suporte para Posicionamento Pé	VCP05CIC	0,23	39 x 21
	Almofada Suporte para Posicionamento Mão	VCP06CIC	0,23	39 x 21
	Almofada para abdução do Quadril	VCP07CIC	0,43	35 x 28
	Almofada de Posicionamento Lateral 30°	VCP08CIC	2,20	182 x 54
		VCPI1CIC	2,00	170 x 74
	Almofada de Posicionamento em meia-lua	VCP09CIC	1,9	137 x 80
	Saco de Transporte	VCPI0	0,65	80 x 90

MANUTENÇÃO / DESINFEÇÃO: ENVOLTÓRIO CIC

2 anos de garantia

• **100% Promust CIC: 58% poliéster - 35% poliuretano policarbonato - 8% outros**



PRECAUÇÕES RELATIVAS ÀS PROTEÇÕES

- Não apresenta risco em contacto direto com a pele ferida do paciente (Oeko-Tex Classe 2).
- Não utilizar em contacto direto com o envoltório de proteção produtos abrasivos, decapantes ou dissolventes e objetos pontiagudos.
- Verificar visualmente uma ou várias vezes por ano o bom das almofadas. Em caso de alteração do aspeto visual ou das costuras soldadas, o produto deve ser removido e eliminado.

NORMAS

- Conforme com a norma europeia relativa ao fogo EN 597-1 e 2 e a recomendação GPEM D Ibis 89 e D90.
- Proteção CribV conforme o BS7275 1989.
- Conforme com a norma NF EN ISO 22610 2006 relativa à resistência à penetração da barreira bacteriana no estado húmido.
- Conforme com a norma 16603 2004 ISO relativa à resistência dos materiais à penetração pelo sangue e fluidos corporais.
- Conforme com a norma 16604 2004 ISO relativa à resistência de líquidos contaminados sob pressão hidrostática.
- Resistência à bactéria MRSA (ATCC6538)

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.