

POLTRONAS DE **MÉDI**



- **As poltronas MÉDI** facilitam a transferência da cama à poltrona e garantem um descanso confortável aos pacientes.
- **A estrutura** é em madeira maciça ou de metal epóxi.



Poltrona MÉDI com pufe de apoio para as pernas

POLTRONA DE MADEIRA



- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Comandos bilaterais para inclinação do encosto.
- Pequenas rodas de mobilidade nos pés traseiros (deslocamento sem carga).

Estética:

- Estrutura de madeira em faia maciça tingida ou lacada para uma maior proteção e facilitar a manutenção.
- Revestimento em PVC, core a escolher no nosso mostruário.

POLTRONAS METÁLICAS



MÉDI RELAXAÇÃO

Prático:


- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Encosto 2/3 1/3.
- Barras de impulso.
- Comando lateral para inclinação.
- Apoio para os braços regulável e com 4 posições.
- Almofada do assento antideslizante e desmontável.
- Capa separável e removível.

Segura:

- 4 rodas de 100 mm de diâmetro, 2 com travão.
- Apoio para os pés com armação termoformada e elevável com sistema antibasculante.

Acessórios:

- Haste porta-gotejador, bandeja.
- Estrutura metálica acabamento em epóxi cinzento (cor única).



MÉDI OCÉANO

- Encosto inclinável 40° por atuador a gás.
- Apoio para os braços dobrável.
- Estrutura em tubo redondo.
- Comando bilateral para inclinação.
- Assento regulável em altura.



PUFE

Apoio para as pernas, Tubo redondo.

ESCOLHA A COR DA ESTRUTURA E DO REVESTIMENTO NO NOSSO MOSTRUÁRIO DE ACABAMENTOS, SEM CUSTO ADICIONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descrição	Referência	ASSIENTO				ENCOSTO	APOIO PARA OS BRAÇOS	TOTAL		
		Largura (entre apoio para os braços)	Profundidade	Altura piso/assento	Espessura almofada			Altura	Largura	Altura
POLTRONA DE MADEIRA										
MEDI REPOUSO	FI29-03	52	48	46	10	73	66 / 59	69	117	74
PUFE	U0300	43	47	45	10	--	--	48	45	51
POLTRONAS METÁLICAS										
MEDI OCÉANO	F3003	55	48	46,5/50,5/54,5	10	73	66	72	117	79
MEDI RELAXAÇÃO	FI203	49	45	50	10	73	50 / 69	67	120	79
PUFE	U0700	43	47	45	10	--	--	50	45	48

Dimensões apresentadas em cm.

Peso máximo do paciente: 135 kg

Garantia de 2 anos*

* Em condições normais de utilização, ver o manual de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.