



## SWIFT FORFLYTNINGSMADRAS

Stabil og sikker forflytning og repositionering af patienter i liggende position med minimal belastning for plejepersonalet.



**Maks. brugervægt:** 500 kg  
**Oppustet højde (ca.):** 14 cm  
**Længde (ca.):** 204 cm  
**Bredde (ca.):** 100 cm  
**Vægt:** 1,5 kg  
**Varenummer:** 137042  
**HMI-nummer:** 055-00041

## RHINO LØFTEPUDE

Løfter patienten i liggende position fra gulv til seng eller bære.



**Maks. brugervægt:** 500 kg  
**Oppustet højde (ca.):** 65 cm  
**Længde (ca.):** 204 cm  
**Bredde (ca.):** 112 cm  
**Vægt:** 7,5 kg  
**Varenummer:** 137041  
**HMI-nummer:** 055-00040

## TIL FORFLYTNING AF BRUGERE I LIGGENDE POSITION

Winncares forflytningssystem gør det muligt for plejepersonalet at løfte og forflytte patienter stabilt og sikkert med mindst mulig belastning.

Systemet består af:

- Rhino Løftepude
- Swift Forflytningsmadras
- AirFlo Duo Kompressor

## HÆNDERNE FRI

Slangen har låsefunktion, som gør, at den ikke skal holdes på plads ved anvendelse. Plejepersonalet har hermed hænderne fri og kan støtte brugeren bedst muligt.





## FEATURES

1. Slangen har låsefunktion, som gør, at den ikke skal holdes på plads ved anvendelse. Plejepersonalet har hermed hænderne fri og kan støtte brugeren bedst muligt.
2. Strøm- og batteridrevet Airflo Duo Kompressor, som kan transporteres og bruges hvor som helst.
3. Markeringer, som viser den mest optimale placering af brugeren.
4. Taske med hjul med plads til Rhino, Swift, kompressor og slange.
5. Totalvægt af taske med indhold er under 20 kg.
6. Udført i holdbart og fleksibelt letvægtsmateriale, som nemt kan foldes sammen og lægges tilbage i tasken.

For yderligere specifikationer, kontakt salg@winn-care.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winn-care forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winn-care.dk for mere info herom.

## KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winn-care.com  
E-mail: info@winn-care.dk  
Telefon: +45 70273720

WIN  CARE