

CHOIX DES HOUSSES DE PROTECTION

Bien choisir la housse selon ses caractéristiques et vos exigences.

SITUATIONS	CRITÈRES DE CHOIX	DERMALON FR ¹	PROMUST PU	PROMUST PU HD	PROMUST SILICONE	ÉLASTHANE
		Alèse ou Drap housse couvrant 5 champs. En PolyVinylChloride (PVC) ² .	Housse amovible 6 faces permettant la protection intégrale du matelas avec fermeture à glissière sur 3 champs protégée par un rabat. En Jersey polyester enduit de polyuréthane.	Housse amovible 6 faces permettant la protection intégrale du matelas avec fermeture à glissière sur 3 champs protégée par un rabat. En Jersey polyester enduit de PolyUréthane Haute Densité.	Housse amovible 6 faces permettant la protection intégrale du matelas avec fermeture à glissière sur 3 champs protégée par un rabat. En Jersey polyester enduit de silicone.	Face supérieure de la protection des coussins Kinéris; associé aux matériaux Optigrip et Promust PU.
Monopatient		x	x	x	x	x
Multipatient			x	x	x	
Isolement septique	Cutané		x	x	x	x
	Gouttelettes (>5µ)		x	x	x	x
	Air (< 5µ)		x	x	x	x
Isolement protecteur				x	x	
Incontinence	Rarement humide	x	x	x	x	x
	Occasionnel	x	x	x	x	x
	Urinaire fréquent			x	x	x
	Urinaire et fécale fréquent			x	x	
Matériel orthopédie	Statique		x	x	x	NA
	Actif ³			x	x	NA
Ergonomie des transferts	Usage occasionnel système de transfert		x	x	x	x
	Usage fréquent de système de transfert				x	x
	Facilité de remontée dans le lit				x	NA
Entretien et désinfection	Détergent Désinfectant de surface ⁴	x	x	x	x	x
	Dispersat à base alcoolique (≤ 30%)		x	x	x	
	Produits Chlorés ≤ 1000 ppm		x	x	x	x
	Produits Chlorés ≤ 5000 ppm		x	x	x	
	Nettoyeur Vapeur			x	x	
Entretien en blanchisserie industrielle	< 12 fois année		x	x	x	x
	> 12 fois année			x	x	
Tunnel de lavage			NA ⁵	NA ⁵	NA ⁵	NA

PROTECTIONS POUR MATELAS A AIR MOTORISE

HAUTEUR	PANS COUPÉS	GAMME	RÉFÉRENCE MATELAS	RÉFÉRENCE HOUSSE ORIGINE	PROMUST PU	PROMUST PU HD		DERMALON FR	BIOPLAST FR
					HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE SÉRIGRAPHIÉE		
10,5		AIRBASE	VAIRBASE (KIT)	VHIP/AIRBASE	VHIP/AIRBASE				
			VAIRBASE/MA						
17		AXTAIR ONE	VAXT/ONE (KIT)	VHIP/AXT/ONE	VHIP/AXT/ONE				
			VAXT/MA/ONE						
17	NON	AXTAIR AUTOMORPHO	VAXT4/AUTO (KIT)	VHAXT/HAUT VHAXT/BAS	—	—	VHAXT/HAUT VHAXT/BAS	—	—
			VAXT4/MA/AUTO						
			VAXT4/XL (KIT)	VHAXT/XL/HAUT VHAXT/XL/BAS	—	VHAXT/XL/HAUT VHAXT/XL/BAS			
			VAXT4/MA/XL						
25		AXTAIR I38	VAXTAIR138 (KIT)	VMA/AXT138/PP	—		VMA/AXT138/PP (SANS SÉRIGRAPHIE)		
			VMA/AXT138						

PROTECTIONS POUR MATELAS PEDIATRIQUE

HAUTEUR	PANS COUPÉS	GAMME	RÉFÉRENCE MATELAS	RÉFÉRENCE HOUSSE ORIGINE	PROMUST PU	PROMUST PU HD		DERMALON FR	BIOPLAST FR
					HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE SÉRIGRAPHIÉE		
10,5	NON	ALOVA PEDIA CONFORT	VMA/PEDIA/S	VHIS/MA/PEDIA	—	—	VHIS/MA/PEDIA	—	—
			VMA/PEDIA/M						

CHOIX DES HOUSSES DE PROTECTION

PROTECTIONS POUR MATELAS STATIQUE

HAUTEUR	PANS COUPÉS	GAMME	RÉFÉRENCE MATELAS	RÉFÉRENCE HOUSSE D'ORIGINE	PROMUST PU	PROMUST PU HD		DERMALON FR	BIOPLAST FR								
					HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE SÉRIGRAPHIÉE	ALÈSE OU DRAP-HOUSSE	HOUSSE INTÉGRALE AMOVIBLE								
14	OUI	MORFEA	VMB14	VHIPVC/MPC	VHIP2/MPC	VHIPH/MPC (EXVHIPH/MABS)	VHIPH/MPC-S		VHIPVC/MPC (EXVHMB14)								
			VMB14-BOX														
			VMB14/HIP														
			VMB14/HIP-BOX	VHIP2/MPC													
			VMB14RC1-HIP														
			VMB14RC-HIP														
			VMB14/HIPH	VHIPH/MPC													
		VSTRAT2/HIPH-BOX															
		MODULA	VBASE/BS/HIP	VHIP2/MPC													
			VBASE/BS/HIPH	VHIPH/MPC													
		APLOT	VA103MB14	VAPD/04													
			VA103MB14-BOX														
			VA103MB14RC1														
			VA103MB14RC	VHIP2/MPC													
			VA103MB14/HIP														
			VA103MB14/HIP-BOX	VHIPH/MPC-S													
			VA103MB14/HIPH														
		VA103MB14/HIPH-BOX															
	ALOVA À BORDURE STABILISATRICE	VMA/BS/HIP	VHIP2/MPC														
		VMA/BS/HIPH	VHIPH/MPC-S														
	NON	ALOVA Monobloc Multiportance à Décharge Talonnière	VMA62C-HIP	TYPE VHIP/CL77 EN VERSION NON AMOVIBLE*													
			VMA62-HIP														
			VMA62RC1-HIP														
			VMA62RC-HIP	VHIP/CL77													
			VMA62C-HIP3														
			VMA62-HIP3	VMA/ST/MUST-S													
			VMA63HIPH														
			VMA63HIPH-BOX														
VMA64HIPH																	
VMA64HIPH-BOX																	
ALOVA 3 PARTIES		VCL73HIPH	VMA/ST/MUST-S														
ALOVA DUO		VMA70	VHIPH/MA70	—	VHIPH/MA70	—											
		VMA80	VHIPH/MA80		VHIPH/MA80												
OUI		EPSUS MONOBLOC	VE208MB	VAPD/04	VHIP2/MPC17	VHIPH/MPC17 (EXVHIP/E208MB)	—	VAPD/04 (ALÈSE) VDHD/05 (DRAP-HOUSSE)	VHIPVC/MPC17								
	VE208MB/HIPH		VHIPH/MPC17														
	STRAT'AIR	VSTRAT2/HIP	VHIP2/MPC17														
		VSTRAT2/HIP-BOX															
		VSTRAT2/HIPH	VHIPH/MPC17														
		VSTRAT2/HIPH-BOX															
	NON	APLOT 3 PARTIES	VA103	VAPD/04						VPN/APL/HIP	VPN/APL/MUST	—		—			
			VA103SA														
		EPSUS 3 PARTIES	VE208	VAPD/04													
			VE208MUST	VPN/APL/MUST													
		ALOVA XXL	VE208SA														
			VMA90BAR	VPN/APL/MUST											—	VPN/APL/MUST	—
			VMA120BAR	VHIPH/MA120BAR												VHIPH/MA120BAR	
		VMA140BAR	VHIPH/MA140BAR	VHIPH/MA140BAR													
ALOVA XL	VMA120XL	VHIP/MA120XL	VHIP/MA120XL	—	—												
	VMA140XL	VHIP/MA140XL	VHIP/MA140XL	—	—												
7	NON	SURMATELAS ALOVA	VSA/ST	VSA/ST/MUST-S	—	—	VSA/ST/MUST-S	—									

*Housse intégrale fermeture 1 côté non disponible à la vente (nécessite machine-outils pour mise en place).