



## UNIVERSAL BASIC med hovedstøtte

Perfekt helsejæl med ekstra støtte af lår og krop, samt god siddekomfort.

### ANVENDELSE

- Til brugere med manglende stabilitet af overkrop, som har behov for ekstra støtte omkring hovedet.
- Til forflytninger fra siddende og liggende stilling.
- Anvendes til forflytninger i mobile og stationære personløftere.

### EGENSKABER

- Sejlet lægges på siddende fra kørestol/stol eller i liggende stilling fra seng eller badeleje.
- Sejlet har delte benstropper, og giver god støtte omkring lårene og den høje ryg støtter overkroppen og giver brugeren en oplevelse af komfort og tryghed.
- Sejlet former sig efter kropsholdningen og giver samtidig brugeren en opret-siddende stilling, der medvirker til en korrekt positionering af brugeren.
- Sejl i polyester net er bl.a. velegnet i badesituationer.
- Sejlet har en placeringslomme, som letter påsætningen, når brugeren f.eks. sidder i kørestol.
- Sejlet har styrestropper i begge sider til at lette forflytningen for hjælperen.



### SPECIFIKATIONER

SWL: 275 kg

#### Materiale:

Fås i polyester og polyester net.

**Størrelser:** XS-S-M-L-XL-XXL

#### VARENUMRE:

Universal Basic med hovedstøtte, polyester:

	Varenr.	HMI-nr.
<b>XS</b>	009-09823	85855
<b>S</b>	009-09824	85856
<b>M</b>	009-09825	85857
<b>L</b>	009-09826	85858
<b>XL</b>	009-09827	85859
<b>XXL</b>	009-09828	85860

Universal Basic med hovedstøtte, polyester net:


	Varenr.	HMI-nr.
<b>XS</b>	009-09833	85870
<b>S</b>	009-09834	85869
<b>M</b>	009-09835	85866
<b>L</b>	009-09836	85865
<b>XL</b>	009-09837	85862
<b>XXL</b>	009-09838	85860

## STØRRELSESGUIDE

Løftesejlet er udstyret med en farvet strop på ryggen for angivelse af størrelsen. Samtidig er stroppen en markering af midterlinjen, som sikrer en korrekt placering af sejlet ved pålægningen.

Farvekodens betydning fremgår af størrelsestabellen.

Billedet nedenfor viser gul farvekode, som betyder, at sejlet er i størrelse Medium:



	XS	S	M	L	XL	XXL
Y (hoftemål)	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (målt fra hoved til bagdel)	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm



For yderligere specifikationer, kontakt salg@winncare.dk. Alle tal og mål er vejledende og kan fravige i visse brugssituationer. Winncare Nordic forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående meddelelse. Billederne kan indeholde tilbehør. Kontakt venligst salg@winncare.dk for mere info herom.



## KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

winncare.com

E-mail: info@winncare.dk

Telefon: +45 70273720

WIN CARE