

LETTO X'PRIM³

DIESES PRODUKT ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EWG; BAUART UND HERSTELLUNG ENTSPRECHEN DEN GELTENDEN NORMEN, INSBESONDERE DER NORM CEI 60601-2-52 MEDIZINPRODUKTE DER KLASSE I.

QUESTO PRODOTTO RISPONDE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE; È STATO PROGETTATO E FABBRICATO CONFORMEMENTE ALLE REGOLE IN VIGORE ED IN PARTICOLARE ALLA CEI 60601-2-52 DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I.

Ergonomia :

- Fissaggio dei pannelli mediante sistema Easy-Move
- Montaggio e smontaggio dei dispositivi di alzamento del busto e delle gambe senza utensili
- Montagehilfe durch blaue Montageelemente

Sicurezza :

- Rondo attraversanti per l'assemblaggio delle 1/2 reti
- Sponde con fissaggio mediante indicizzazione
- Fissaggio dei cavi del telecomando e del martinetto sulla crociera

Comfort :

- Alzabusto inclinabile fino a 75°
- Scatola di controllo su martinetto di altezza variabile al fine di ridurre i disturbi sonori e vibratori





MONTAGGIO E SMONTAGGIO ERGONOMICI



Through-tube Rondo screws for assembling the half-bases



Allargamento della crociera che fornisce una stabilità laterale



Scatola di controllo su martinetto di altezza variabile



gio dei pannelli "Easy-Move"

OPZIONI E ACCESSORI

⁽¹⁾CPR: Cardio Pulmonary Resuscitation

- CPR⁽¹⁾ Cardio Pulmonary Resuscitation
- Alzabusto a traslazione
- Alzagambe elettrico
- Frenatura centralizzata
- Arresto da muro
- Gamma SAM ERGONOM, EVOLUTION, ACTIV

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO DEL LETTO	ALTEZZA VARIABILE	ALZABUSTO	ALZAGAMBE	CAPACITA' DI SOLLEVAMENTO	ROTELLINE	NORME	TENUTA STAGNA
X'PRIM3 2 funzioni 3 funzioni Colore standard RAL 7035	90 x 200 cm Reter dividibile	64,5 kg senza accessori e pannelli	34 - 84 cm	75° max	12° cremagliera Piegamento delle ginocchia 26° e 16° regolazione dei pedini tramite cremagliera	CFS 170 KG: Peso massimo del paziente 135 kg, accessori 15 kg, materasso 20 kg	Ø 100 mm	CEI 60601-2-52 compatibile con ambienti 3, 4 e 5	Motorizzazione e scatola LINAK IP66 Telecomando 5 funzioni bloccabile LINAK IP54

Garanzia struttura meccanica, martinetti e telecomando 5 anni*.
Garanzia pannelli ed accessori 1 anno*.
* In condizioni normali d'utilizzo e tranne pezzi d'usura - vedi istruzioni riportate nel manuale per l'uso.

MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél : +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax : +33 (0)2 51 98 59 07 - E-mail : info@medicatlantic.fr



www.winnCare.fr

