

CAMA

X'PRIM³

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

A cama X'prim3 foi concebida de acordo com o princípio Ergofix. Sistema patenteado de montagem e desmontagem. A cama X'prim3 pode ser montada e desmontada facilmente por uma única pessoa.

- **Ergonómica:** Fácil fixação dos painéis com o sistema Easy-move. Montagem e desmontagem do sommier sem ferramentas. Marcas azuis que ajudam na montagem.
- **Segurança:** Passadores de segurança para unir os dois somniers individuais. Barreira de proteção com indicador de fixação. Fixação dos cabos do atuador e do controlo numa cruzeta.
- **Conforto:** Inclinação de encosto em até 75°. Caixa de controlo com altura variável que reduz o ruído e as vibrações.



WINCARE
g r o u p



Cama apresentada com painéis Madelia e barreira de proteção em epóxi.

MONTAGEM E DESMONTAGEM ERGONÓMICAS:



Passadores de segurança para unir os dois somniers individuais.



O tamanho da cruzeta proporciona uma maior estabilidade lateral.



Caixa de controlo com altura variável que reduz o ruído e as vibrações.



Fixação dos painéis com o sistema Easy-move

OPÇÕES E ACESSÓRIOS:

(1) RCP: Reanimação cardiopulmonar

- Elevação elétrica do encosto RCP (1).
- Elevador de encosto com translação.
- Controlo por infravermelhos.
- Barreira de proteção SAM Ergonom, Evolucion, Activ.
- Travão centralizado.
- Batente de parede.
- Anteparo na base sobre as rodas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	PESO DA CAMA	ALTURA	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZAÇÃO	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
X'PRIM3 3 funções elétricas com dobra para os joelhos Ref.IXN1L08100de	90 x 200 cm. sommier divisível	64,5 kg. sem acessórios nem painéis	de 34 a 84 cms. Distância do chão: 13cm	até 75°	Dobra para os joelhos 26° y 16° Ajuste dos pés por cremalheira	170 kg. Colchão 20 kg. Paciente 135 kg. Acessórios 15 kg.	Ø 100 mm.	CEI 60601-2-52	Motorização e caixa LINAK IP66 Botoeira com bloqueio LINAK IP54

* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.*
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.*
*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.