

# Bett XXL DIVISYS



DIESES PRODUKT GENÜGT DEN ANFORDERUNGEN DER EURO-  
PÄISCHEN RICHTLINIE 93/42/EU. ES WURDE GEMÄSS DER NORM  
CEI 60601-2-52

- **Bett XXL DIVISYS** für Patienten mit mindestens 135 kg bis zu 270 kg.
- **Komfort und Hygiene** : teilbarer Bettrost mit verschweißten Metalllatten.
- **Ergonomie** : Bewegungsamplitude von 34 bis 74 cm.



Für Patienten bis zu 270 kg.

2 Versionen  
2 Funktionen und 3 elektrische Funktionen mit Beuge der Knie.

2 Liegebreiten:  
120 und 140 cm

Verstellbare Höhe:  
von 34 bis 74 cm auf Füßen  
oder auf Rollen.

**Teilbarer Bettrost  
mit verschweißten  
Metalllatten.**

2 Ausführungen:  
Mit Rädern und mit  
Holzverkleidung auf Füßen.

Ästhetisch:  
Eine breite Auswahl an Platten mit  
oder ohne Handlauf siehe Seite 22

Robustheit:

Material und Motorisierung  
LINAQ, 5 Jahre Garantie.



Auf Rollen dargestelltes Bett mit Platten Auzence II  
Apfelbaum/Alu und Verkleidung Apfelbaum



Bett mit einer Verkleidung Médidom\*  
Apfelbaum,  
dargestellt mit Platten,  
langen Zuschnitten und Verkleidung.

\*nicht kompatibel mit Stangen



Infrarot-Fernbedienung  
(erhältlich als Option).



Stützgriff (erhältlich als Zubehör).



Hilfe beim Hinlegen.



Hilfe beim Aufstehen.

## TECHNISCHE MERKMALE

BEZEICHNUNG	ABMESSUNGEN	RB	ANHEBEVORRICHTUNG DER BEINE	NORMALES NUTZUNGSGEWICHT	RÄDER	NORMEN	DICHTIGKEIT
<b>XXL DIVISYS</b> 2 elektrische Funktionen	120 x 200 cm	70°	12° Zahnstangen	315 kg Matratzen 30 kg Patient 270 kg Zubehör 15 kg	Ø 100 mm mit Bremsen ohne Faden- schutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, Gehäuse, Fernbedienung LINAQ IP66 V0
	140 x 200 cm						
<b>XXL DIVISYS</b> 3 elektrische Funktionen	120 x 200 cm	70°	Beuge der Knie 26° Oberschenkel) und Einstellung der Füße 16° per Zahnstangen	315 kg Matratzen 30 kg Patient 270 kg Zubehör 15 kg	Ø 100 mm mit Bremsen ohne Faden- schutz	CEI 60601-2-52	Motorisierung, Gehäuse, Fernbedienung LINAQ IP66 V0
	140 x 200 cm						
<b>Zubehör</b>	Winkelausleger Epoxyd (siehe Zubehörsblatt)						
	Zusammenklappbare Gitter VISION Epoxyd (siehe Zubehörsblatt)						
	Platten Abélia 120 oder 140 cm (siehe Plattenblätter und Farbkarten)						
	Verkleidung für Bett auf Rädern (120 und 140 cm)						

- 2 Auslegerträger (am Kopf des Bettes).
- 2 Zubehörsträger (auf den langen Bahnen).
- 2 Träger der Serumträgerstange (am Kopf des Bettes).

Mechanische, elektrische und Garantie auf die Fernbedienung 5 Jahre\*.  
Garantie Platte und Zubehör 1 Jahr\*. \*Unter normalen Nutzungsbedingungen  
und ohne Verschleißteile - siehe Nutzungsanleitung.

FP000006-02 - 07/2013



**MÉDICATLANTIC Groupe WinnCare** - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - Frankreich  
Tel.: +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax: +33 (0)2 51 98 59 07 - E-Mail : info@medicatlantic.com

[www.winnicare.fr](http://www.winnicare.fr)

In dem Bestreben der permanenten Verbesserung seiner Produkte  
behält ASKLÉ sich das Recht vor, die technischen Merkmale ohne Vorankündigung zu ändern - Fotos nicht verbindlich.



**WINCARE**  
GROUP  
by  
**MÉDICATLANTIC**